

# Aufbereitung mit rotierenden Systemen

Studienzirkel Appenzeller Zahnärzte stellte die Endodontie in den Mittelpunkt.

Nach der Begrüssung der Teilnehmer, der Referenten und dem Sponsor Kaladent durch Dr. Lothar Kiolbassa im Restaurant Casino in Herisau, begann Daniel Fischer, ProDentis, mit seinem sehr ausführlichen und kompetenten Vortrag über die Wurzelkanalaufbereitung

mit Nickel-Titan-Feilen (Heroshape, Micro Mega).

## Theorie trifft Praxis

Seit etwa 15 Jahren gehören Nickel-Titan-Feilen zur Ausstattung eines jeden Endodontologen. Die Arbeitsweise mit diesen Instrumen-

ten hat grosse Vorteile: Erstens ist der Umgang leicht zu erlernen, zweitens zentriert sich die Spitze selbst und drittens sind die Feilen mit Ultraschall kombinierbar. Weiterhin besitzen die Instrumente eine positive Schneide und geben mit der inaktiven Spitze Sicherheit. Durch die progressive Stei-

gung wird das Material aus dem Kanal entfernt. Insgesamt sind für eine Aufbereitung nur maximal vier Instrumente notwendig. Am besten lässt es sich mit einer Drehzahl zwischen 300 und 600 Touren arbeiten, es sollte dabei jeweils auf kurze Auf- und Abwärtsbewegungen geachtet werden.

ANZEIGE

One  
Shape®

The one...  
and only

- Neues Design.
- Keine Notwendigkeit einen zusätzlichen Motor zu kaufen.
- Steriles Instrument.



Das einzigartige  
Wurzelkanal-Instrument in  
kontinuierlicher Rotation!



 DENTAL 2012  
BERN JUNI 14 | 15 | 16  
Besuchen Sie uns an der Dental 2012  
Halle 3.0 Stand: A80.

Unser vorrangiges Anliegen ist es, Ihre endodontischen Behandlungen so zu vereinfachen, dass Sicherheit und Wirksamkeit immer gegeben sind. MICRO-MEGA® bietet Ihnen jetzt **One Shape®**, das tatsächliche NiTi - Einzelinstrument in kontinuierlicher Rotation für gelungene, qualitativ optimale Wurzelkanalaufbereitungen.

**One Shape®** ermöglicht Ihnen die Bearbeitung auch schwer erreichbarer Kurven mit einem vereinfachten dynamischen Instrument. Seine Spitze sorgt für ein effektives Fortschreiten in Richtung Apex um so Komplikationen zu vermeiden, die oftmals durch frakturierte Instrumente entstehen können.

Eine weitere MICRO-MEGA® Innovation...



Your Endo Specialist™

**ProDentis**

8840 Einsiedeln  
Telefon 055 412 83 09  
Fax 055 412 83 50  
info@prodentis.ch  
www.prodentis.ch

A Sanavis Group Company



Daniel Fischer, ProDentis, erklärte die Handhabung der Endofeilen.



Dr. Mohammad Amiri-Jezeh, Dr. Lothar Kiolbassa, SZAZ, Hans-Peter Rissi, Kaladent, und Dr. Per Abbing.




An mitgebrachten Zähnen konnte mit den Feilen gearbeitet werden.

Eine optimale Kombination stellen die Heroshape-Feilen mit dem Morita Zx-Antrieb dar. Mit der Feile „Endoflame“ lässt sich der Kanaleingang auf ein bis drei Millimeter erweitern. Ergänzend dazu gibt es noch Hero apikal für das apikale Drittel. Alle Feilen können auch mit der Hand verwendet werden. Mit einer Box, die eine Benutzungsanzeige enthält, hat der Behandler stets den Verbrauch im Blick. An mitgebrachten Zähnen konnten die Teilnehmer die Feilen gleich ausprobieren.

## Fälle aus der Praxis

Den zweiten Teil bestritt Dr. Mohammad Amiri-Jezeh aus Heiden. Mit viel Erfahrung und hoher Sachkompetenz präsentierte er anhand von Fotoserien verschiedene Vorgehensweisen bei einzelnen Fällen. Sehr eindrücklich zeigte er Endo-Paro-Fälle, reine Paro-Fälle und reine Endo-Fälle mit den jeweilig unterschiedlichen Behandlungsabläufen.

Die Organisatoren danken den Referenten und dem Sponsor für den informativen Fortbildungsabend. 

Text: Dr. Thomas Bauch  
Fotos: SZAZ

## Kontakt

www.szaz.ch  
www.kaladent.ch  
Halle 2.0 Stand F20  
www.prodentis.ch  
Halle 3.0 Stand A90

