

# Keine Investitionen – volle Flexibilität

Mit der kostenfreien 2Compartis-Software schafft DeguDent eine individuelle Lösung für offene STL-Konstruktionsdaten und bietet vielen CAD-Anwendern Zukunftssicherheit mit innovativen Werkstoffen und Indikationen.



Offene STL-Daten



Upload mit 2Compartis



Fertigung Compartis



Lieferung in Ihr Labor

CAD/CAM-Verfahren sind fester Bestandteil zahntechnischen Arbeitens und ergänzen oder ersetzen analoge Techniken. Um auch digital alle Register individueller Zahntechnik zu ziehen, möchten Anwender unterschiedliche CAD-Angebote verknüpfen können. Bei der DeguDent Compartis-Netzwerkfertigung ist dies ab sofort möglich. Nach einem einmaligen und kostenfreien Upload der DeguDent 2Compartis-Software lassen sich offene STL-Designdaten an Compartis übermitteln. Damit haben CAD/CAM-Anwender, die mit offenen STL-Files von marktüblichen CAD-Systemen (3Shape, Exocad, dental wings etc.) lokal arbeiten, weitere Produktionsoptionen und können ihre bestehenden CAD-Anwendungen durch zusätzliche Indikationen und hochaktuelle Werkstoffe erweitern. Damit steht die gesamte digitale DeguDent-Werkstoffwelt offen: Cercon base white und seine eingefärbten Modifikationen light, medium und colored für die keramische Verblendung sowie der aktuelle Werkstoff Cercon ht white mit seinen Einfärbungen light und medium für die zahnfarbene Kolorierung oder keramische Verblendung (alle Cercon-Zirkonoxidwerkstoffe bis sechsgliedrig). Aber auch durch Selective-Laser-Mel-

ting (SLM) erzeugte Kobalt-Chrom-Gerüste (bis 14-gliedrig) werden über diesen Weg zugänglich. Ohne zusätzliche Investitionen und mit attraktiven Möglichkeiten der Preisgestaltung profi-



tieren die CAD/CAM-Anwender von Werkstoffinnovationen sowie von der Compartis-Fertigungsqualität. Das bedeutet höchste Flexibilität, denn alle Arbeitsaufträge lassen sich nach ökonomischen Gesichtspunkten optimal steuern – in die hauseigene oder alternativ in die externe Fertigung. Mit dem 2Compartis-Upload kann der Anwen-

der die telefonische technische Beratung (werktags von 08.00 Uhr bis 20.00 Uhr), die Auftragsannahme werktags bis 20 Uhr und das 74-Stunden-Lieferversprechen nutzen: In neun von zehn Fällen sind die Gerüste bereits in zwei Tagen schon im Labor. Die Produktinformation „Compartis – Flexibel und offen“ enthält weitere Details zu diesem Angebot und ist beim DeguDent-Berater, beim DeguDent-Kundenservicecenter (Tel.: 0180 2324-555) oder als Download unter [www.degudent.de](http://www.degudent.de) erhältlich.

## kontakt.

### DeguDent GmbH

Rodenbacher Chaussee 4  
63457 Hanau-Wolfgang  
Tel.: 06181 595-0  
E-Mail: [Info.Degudent-de@dentsply.com](mailto:Info.Degudent-de@dentsply.com)  
[www.degudent.de](http://www.degudent.de)