

Kurze Implantate – Die minimalinvasive Alternative

SCAN MICH




Erleben Sie das
OT-F³ hier LIVE!


QR-Code einfach mit
dem Smartphone
scannen (z. B. mithilfe
des Readers Quick Scan)




3-dimensionale Osseointegration
erlaubt Kronen-Wurzel-Verhältnis
von 2:1



Klassisch: schneidende Bohrer



Osteotomie-Technik mit
komprimierenden Osteotomen



Interner Sinuslift mit
schneidenden Osteotomen

