


Membranen		Herkunft											Resorbierbarkeit				Fixierung			Einsatzbereich					
Firma	Produkt	synthetisch	allopath	Titan	bovin	porcin	equin	ePTFE, d-PTFE*	azelluläre Dermis	resorbierbar	nicht resorbierbar	Präns	Maht	Fibrinkleber	Schrauben	Täts	nicht erforderlich	Implantologisch	Parodontologie	Sinusbodenhelevation	Defektschirurgie	GBR	GTR	totale Atrophie der Maxilla	
Acteon	PAROGUIDE																								
American Dental Systems	Evolution Standard																								
	Evolution Fine																								
	Evolution X-Fine																								
	Derma (Weichgewebsverdickung)																								
	Soft Cortical Lamina (Barrier)																								
	Resorb X®																								
	SonicWeld Rx® Dental																								
Argon Dental/Argon Medical	OsteoGraft® Fascia Lata																								
	OsteoGraft® EpiFlex																								
	OsteoGraft CortiGide																								
	OsteoGel® Hyaluron																								
	OsteoBarrier Gel® Hyaluron Barrier																								
Baxter Deutschland	TissuFoil E																								
BEGO Implant Systems	BEGO Collagen Membrane																								
	BEGO Collagen Fleece																								
Bicon	Bicon Kollagenmembran																								
BioHorizons	Mem-Lok® Kollagenmembran																								
Bioimplon	Hypro-Sorb M/Hypro-Sorb F																								
BIOMET 3i	OsseoGuard®																								
	OsseoGuard Flex®																								
Champions-Implants	Cova™ Max																								
curasan	Osgide®																								
Dentaurum Implants	TIOMESH®																								
Dentegris	BoneProtect Membrane																								
	BoneProtect Guide																								
	MucoMatrixX																								
DENTSPLY Implants	FRIOS BoneShield																								
DOT	Hypro-Sorb® F																								
Dr. Ihde	Hypro-Sorb® F																								
Gebr. Martin/KLS Martin	Resorb X®																								
	SonicWeld Rx® Dental																								
Geistlich Biomaterials	Geistlich Bio-Gide®																								
	Bio-Gide® PERIO																								
Henry Schein	conFORM																								
	RCM 6																								

Die Marktübersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Stand: Mai 2013

Komplett reinigen – jetzt ganz einfach.



Endlich möglich – die maschinelle Aufbereitung des komplett bestückten Chirurgie-Trays.

Die innovative Gitterstruktur, die in Zusammenarbeit mit Miele Professional entwickelt wurde, gewährleistet validierte, reproduzierbare maschinelle Aufbereitungsergebnisse und ist für alle Arztpraxen und zentrale Aufbereitungszentren geeignet. Es vereinfacht den täglichen Arbeitsablauf und spart so kostbare Arbeitszeit.



Membranen		Herkunft														Resorbierbarkeit				Fixierung				Einsatzbereich			
Firma	Produkt	synthetisch	allopath	Titan	bovin	porcin	equin	ePTEF d-PTEF*	azelluläre Dermis	resorbierbar	nicht resorbierbar	Phos	Maht	Fibrinkleber	Schrauben	Täts	nicht erforderlich	Implantologie	Parodontologie	Sinusbodennelevation	Defektschirurgie	GBR	GTR	totale Atrophie der Maxilla			
Hess Medizintechnik	Ti-Pore			●						●	●				●		●		●	●	●	●					
imperiOs	ez Cure Kollagenmembran				●				●								●	●	●	●	●	●	●				
	Pericardium Membran					●			●								●		●	●	●	●	●				
	BioMesh-S Membran	●							●								●	●					●				
Keystone Dental	DynaMatrix				●			●									●	●	●	●	●	●	●	●			
Matricel	Remaix				●			●		●	●						●	●	●	●	●	●	●	●			
mectron	OSTEOPANT® Elite					●		●		●							●	●	●	●	●	●	●	●			
	BIOCOLLAGEN® Membran					●		●		●	●						●	●	●	●	●						
	BIOCOLLAGEN® Gel					●		●									●	●	●	●	●						
Medical Instinct	Flex Barrier Gel	●			●		●										●	●	●	●	●	●	●	●			
MIS Implants Technologies	4BONE RCM				●			●									●	●	●	●	●	●	●	●			
m&k	CovaMax				●			●		●	●			●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	Jason@membrane				●			●		●	●			●			●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	collprotect@membrane				●			●		●	●			●			●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	mucoderm@membrane				●			●		●	●			●			●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	Jason@fleece				●			●		●	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	collacone@				●			●			●						●			●	●						
OT medical	BIOVIN® Membrane				●			●		●	●						●	●	●	●	●	●	●	●			
Promedia	Micro-Mesh Titanfolie		●							●	●				●			●									
RESORBA Wundversorgung	Resodent®					●		●									●	●	●	●	●	●	●	●			
RIEMSER Dental	Ti Titanfolie 40 µm			●						●	●			●			●	●		●	●	●	●	●	●		
	Ti Titanfolie 20 µm			●						●	●			●			●	●		●	●	●	●	●	●		
	Epi-Guide®	●						●									●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	CollaGuide®				●			●		●	●			●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	Cytoplast® TXT-200	●					●*		●								●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	Cytoplast® Ti-250	●	●				●*		●		●			●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	Cytoplast® RTM Collagen				●			●									●	●	●	●	●	●	●	●	●		
SIC invent Deutschland	SIC b-mem				●			●									●	●	●	●	●						
Straumann	Straumann® MembraGel	●						●									●	●		●	●	●					
Thommen Medical	Remotis® Fleece				●			●		●	●			●			●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	Remotis® Cone				●			●		●	●			●			●	●	●	●	●	●	●	●	●		
TRINON	Titan Mesh/Folie		●							●	●	●		●			●	●	●	●	●						
	Q-Mesh		●						●					●										●			
Zimmer Dental	CopiOs® Pericardium Membrane			●				●		●	●			●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	Zimmer® Socket Repair Membran			●				●			●						●	●		●	●						
	BioMend®			●				●		●	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	BioMend Extend®			●				●		●	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●		

Die Marktübersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Stand: Mai 2013

sticky granules

bionic

«the ⁺swiss jewel...»



synthetic bone graft solutions - Swiss made

easy-graft®
CRYSTAL

Genial einfach das easy-graft®CRYSTAL Handling!

Soft aus der Spritze • direkt in den Defekt • die gewünschte Form modellieren
• härtet in Minuten zum stabilen Formkörper aus • stützt mobilisierte Knochenlamellen • in der Regel keine Membran notwendig!

Genial innovativ!

Die synthetische Alternative *easy-graft®CRYSTAL*, mit der biphasischen Biomaterial-Formel (60% HA / 40% β -TCP). Das Hydroxylapatit beschleunigt die Osteokonduktion und sorgt für eine nachhaltige Volumenstabilität. Der β -TCP-Anteil löst sich und bewirkt eine optimale Porosität und Osteointegration.

SUNSTAR
 GUIDOR®

Degradable Solutions AG
A Company of the Sunstar Group
Wagistrasse 23
CH-8952 Schlieren / Zurich
www.easy-graft.com

Vertrieb Deutschland:

Sunstar Deutschland GmbH
Aiterfeld 1
DE-79677 Schönau
Telefon: 07673 885108-0
service@de.sunstar.com

easy-graft® Hotline: 07673 885108-55
easy-graft® Bestellfax: 07673 885108-44