



Erkoform 3d motion

Das Erkoform-3d motion ist das erste Erkodent Tiefziehgerät mit automatisiertem Tiefziehvorgang.

- 1 Folie programmieren
- 2 Folie einlegen
- 3 Heizvorgang starten, Modell jetzt oder schon vorher im Gerät platzieren
- 4 Zeit für anderes, alles Weitere erledigt das Erkoform-3d motion!

Der Tiefziehvorgang und die Abkühlzeit laufen automatisch ab.

Erkoform-3d motion 188 400

Neues Tiefziehmaterial:

Erkoloc-pro green und **Erkodur freeze** ...

... zusätzliche Farben erfüllen Kundenwünsche



Erkoloc-pro 1,0 mm + 1,3 mm ...

... zusätzliche Stärken erweitern die Anwendungsmöglichkeiten



PLAY SAFE® triple

Laminierter, dreischichtiger Sportmundschutz mit nur einmal tiefziehen? Mit der **Playsafe triple** Folie kein Problem, innen und außen weich und dazwischen hart.

Playsafe triple Startset 177 810, mit transparenter Folie



on-off Magnet

Pfiffiger Magnet zum Einsammeln von Edelstahlgranulat, das Granulat wird stark angezogen, muss aber nicht mehr mühsam vom Magnet abgezupft werden. Einmal am Griff ziehen und das Granulat fällt wieder ab.


on-off Magnet, rot 110 890
on-off Magnet, grün 110 891



Take-off Zange

Zange zum einfachen Abheben harter, tiefgezogener Schienen vom Modell.

Take-off Zange 110 880



müheloses Abheben



prebite^{Dott.} Pelosi die Sofortschiene,

temporäre Aufbisschiene zur sofortigen Schmerzbeseitigung und zur Prüfung der Wirksamkeit von Schienen.

Prebite Dott. Pelosi 851 020, 20 Stück



Oxydens



Oxydens Reinigungstabletten 280 032, 32 Tabletten

Hygiene für Zahnschienen

Playsafe Sportmundschutz, Silensor-sl Schnarchschutz, Knirscherschienen, kieferorthopädische Apparaturen, Korrekturschienen, Retainer, Prothesen usw.

Oxydens Clean-set 280 030, 32 Tabletten, 1 Clean-box, 1 Clean-cup

(sechsstellige Nummern sind Erkodent Bestellnummern)