

# Kurze Implantate – Die minimalinvasive Alternative

SCAN MICH




Erleben Sie das  
OT-F<sup>3</sup> hier LIVE!


QR-Code einfach mit  
dem Smartphone  
scannen (z. B. mithilfe  
des Readers Quick Scan)




3-dimensionale Osseointegration  
erlaubt Kronen-Wurzel-Verhältnis  
von 2:1



Klassisch: schneidende Bohrer



Osteotomie-Technik mit  
komprimierenden Osteotomen



Interner Sinuslift mit  
schneidenden Osteotomen

