# Kann Ihre Lampe das auch?



## TransLume Lenses grün & orange





Die grüne Linse hilft bei der Lokalisierung von Schmelzsprüngen und anderen Defekten im Zahn.





Die orange Linse enthüllt Verschattungen durch Stiftaufbauten oder Blasen in Restaurationen.

### Black Light Lens





Die Black Light Lens wird für den Nachweis fluoreszierender Partikel in Kunststoff verwendet, zur einfachen Abgrenzung von natürlichem Schmelz.

Weitere Linsen für VALO / VALO Cordless finden Sie in unserem Produktkatalog oder auf unserer Website www.updental.de

## Möchten Sie VALO kennenlernen?

JA, ich würde gerne VALO / VALO Cordless kennenlernen. Bitte vereinbaren Sie einen kostenlosen Demo-Termin in unserer Praxis.

## Fax an 02203-35 92 22

Praxisstempel

Ansprechpartner i. d. Praxis:

### ULTRADENT PRODUCTS USA

UP Dental GmbH  $\cdot$  Am Westhover Berg 30  $\cdot$  51149 Köln Tel 02203-359215  $\cdot$  Fax 02203-359222  $\cdot$  www.updental.de

Vertrieb durch den autorisierten und beratenden Dental-Fachhandel