

## Fluoridhaltige Pasten für alle Indikationen

Prophylaxepasten von SHOFU sind in verschiedenen Ausführungen und Geschmacksrichtungen erhältlich: Die fluoridhaltigen Merssage Pasten beseitigen zuverlässig Zahnbelag und erzielen eine glatt polierte Zahnoberfläche.



Merssage Regular (RDA 170–180) wird bei stärkeren Zahnverfärbungen und zu Beginn einer Prophylaxebehandlung sowie zur Politur von Zahnoberflächen und nach der Entfernung von KFO-Geräten angewendet.

Merssage Plus (RDA < 10) ist geeignet zur Politur nach Zahnsteinentfernung und nach dem Bleichen, zur Prävention von neuen Verfärbungen sowie zur Reinigung von Füllungsmaterialien und Politur der Oberfläche. Die fluoridfreie Prophylaxepaste Merssage Regular (RDA 170–180) ist für die Reinigung von Zahnoberflächen vor dem Bleichen und vor dem

Auftragen von Ätzmitteln, Haftvermittlern und Fissurenversiegeln bestimmt. Sie enthält kein Fluorid, da Fluorid Bleichwirkung und Haftverbund beeinträchtigen kann.

Auftragen von Ätzmitteln, Haftvermittlern und Fissurenversiegeln bestimmt. Sie enthält kein Fluorid, da Fluorid Bleichwirkung und Haftverbund beeinträchtigen kann.

### SHOFU Dental GmbH

Am Brüll 17  
40878 Ratingen  
Tel.: 02102 8664-0  
Fax: 02102 8664-64  
E-Mail: info@shofu.de  
[www.shofu.de](http://www.shofu.de)

**KENNZIFFER 0981**

## Innovatives Wischtuchsystem

Plurawipes Wet sind gebrauchsfertige Wischtücher zur sofortigen Anwendung. Sie ermöglichen eine sichere und zeitsparende Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholbeständigem medizinischen Inventar sowie Flächen aller Art.

Dabei sind die bereits gebrauchsfertigen Wischtuchrollen besonders praktisch: Einfach den Standbeutel öffnen, in den Feuchttuchspender platzieren und die gebrauchsfertigen Mikrofaser-Wischtücher entnehmen.

Diese sind bereits in 2,2 Liter VAH-gelisteter (Verbund für Angewandte Hygiene) Schnelldesinfektion getränkt. Damit entfällt die zeitaufwendige Dosierung des Desinfektionspräparates sowie die Befüllung und Aufbereitung des Feuchttuchspenders. Zudem werden auch Dosierfehler beim Ansatz der Desinfektionsflüssigkeit vermieden.



Die weiche und griffige Mikrofaser-Qualität der großformatigen Plurawipes Soft garantiert in Kombination mit der alkoholreduzierten Schnelldesinfektion Plurazid Sensitiv einen großen Komfort bei der Anwendung. Zudem sind die Plurawipes Wet platzsparend, da die Lagerung von schweren Kanistern mit Desinfektionsflüssigkeit sowie der trockenen Tuch-

rollen entfällt. Die vorgetränkten Wischtücher gibt es in den exklusiven Duftnoten ocean, green apple, fruit und neutral.

Plurawipes Wet ist ein PluLine Produkt – der Pluradent Qualitätsmarke.

Weitere Informationen zu PluLine gibt es unter [www.pluradent.de/produkte/plu-line-pluradent-qualitaetsmarken](http://www.pluradent.de/produkte/plu-line-pluradent-qualitaetsmarken)

### Pluradent AG & Co KG

Kaiserleistraße 3  
63067 Offenbach  
Tel.: 069 82983-0  
Fax: 069 82983-271  
E-Mail: [offenbach@pluradent.de](mailto:offenbach@pluradent.de)  
[www.pluradent.de](http://www.pluradent.de)

**KENNZIFFER 0982**

## Transparente Zahninstrumente für Komposite



Blue PolyShapes sind Instrumente aus Hightech-Kunststoff. Das Set enthält zwei doppelendige Instrumente zum Einsetzen und Modellieren von Kompositen. Die unterschiedlichen Spitzen wurden entworfen, um eine bessere Modellierung einer Klasse II-Füllung zu ermöglichen. Außerdem sind die Arbeitsenden so

konzipiert, dass sich perfekte Kontaktpunkte ergeben und das Matrizenband fest auf den Nachbarzahn gepresst werden kann.

Eigenschaften und Vorteile:

- Autoklavierbar und thermodesinfizierbar: Resistenter Hightech-Kunststoff, geeignet für Sterilisationsprozesse bis 134 °C
- Transparent: eliminiert Lichtreflexion und garantiert optimale Lichtweiterleitung
- Blaue Farbe: Verleiht einen chromatischen Kontrast zu den Zähnen bzw. Restaurationsmaterialien
- Ergonomisches Design: Äußerst leicht, flexibel, kein Ermüden der Hände

- Hochwertiges Qualitätsmaterial: Komposite kleben nicht an Blue PolyShapes.

Blue PolyShapes – Transparente Instrumente mit detailliert ausgeformten Spitzen.

### Polydentia SA

Kontaktaten Deutschland:  
Am Bürkle 7  
79312 Emmendingen  
Tel.: 07641 55345  
E-Mail: [deutschland@polydentia.ch](mailto:deutschland@polydentia.ch)  
[www.polydentia.ch/de](http://www.polydentia.ch/de)

**KENNZIFFER 0983**

\* Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.

## Präzise Tiefschnitte im Handumdrehen

Für jeden Knochen der richtige Ansatz, für jede Schnitttiefe die richtige Länge – die neue Knochensäge BS1-RD der Firma Satelec (Acteon Group) erweitert die Reihe hochwertiger Bone Surgery-Instrumente für die Ultraschallgeneratoren Piezotome Solo, Piezotome II und ImplantCenter II.

In den 1970ern entwickelte Satelec die piezoelektrische Ultraschalltechnologie und setzte damit Meilensteine in der Zahnmedizin von morgen. Diese langjährige Erfahrung in der Herstellung von Ultraschallgeräten und -spitzen sowie die kontinuierliche Zusammenarbeit mit namhaften Kliniken, Universitäten und Forscherteams zählen sich aus: Satelec kann heute auf ein umfangreiches Spitzensortiment blicken, das Effizienz, Präzision und Zuverlässigkeit gewährleisten kann.

Für die Osteotomie bietet das Unternehmen gleich mehrere maßgeschneiderte, filigrane Ansätze an, die dank der vier speziell geschärften Sägezähne einen präzisen Knochenschnitt gewährleisten. Knochenstruktu-

ren können somit mikrometergenau geschnitten und herausgelöst werden, ohne das Weichgewebe zu verletzen. Während der Ansatz BS1 eine Schnitttiefe von 6 mm erreicht, können die mit besonders feinen Profilen ausgestatteten Ansätze BS1 Slim (für tiefe Schnitte im sehr dichten Kortikalknochen) 9 mm tiefe Schnitte, BS1 Long (für eine leichtere Knochenblockentnahme besonders im Bereich des aufsteigenden Astes) sogar 15 mm tiefe Schnitte ausführen. Bei allen drei Ansätzen kann anhand von Lasermarkierungen die Schnitttiefe kontrolliert werden.

Der neue Ansatz BS1-RD stammt ursprünglich aus dem Medical-Bereich; überzeugt aber auch bei Tiefschnitten am sehr dichten Kortikalknochen. Durch das abgerundete 280°-Sägeprofil muss der Ansatz nicht mehr senkrecht zum Knochen positioniert werden – somit erhält der Anwender mehr Zugangsmöglichkeiten zu den schwer zu behandelnden Bereichen. Mit einer Länge von 40 mm erbringt der Ansatz auch im hinteren Seiten-

zahnbereich volle Leistung. Ebenso wird durch die leicht gebogene Form die Behandlung für den Patienten komfortabler. Die Ansätze werden im Leistungsmodus D1 (für sehr harte und dichte Knochen) mit einer Wasserzufuhr von 60 ml/Min. eingesetzt. Zusammen mit unseren Knochenchirurgie-Ultraschallgeräten Piezotome Solo, Piezotome II (auch für konventionellen Ultraschall) und ImplantCenter II (auch für konventionellen Ultraschall, mit Mikromotor) steht einer gelungenen Osteotomie somit nichts mehr im Wege.

### Acteon Germany GmbH

Industriestraße 9  
40822 Mettmann  
Tel.: 02104 9565-10  
Fax: 02104 9565-11  
E-Mail: info@de.acteongroup.com  
[www.de.acteongroup.com](http://www.de.acteongroup.com)



**KENNZIFFER 0991**

## M1-Kunden erhalten TENEO im Austausch

„Treue lohnt“ ist das Motto einer Austauschaktion, die der Bensheimer Dentalgerätehersteller Sirona im April gestartet hat. Kunden der weltweit bekanntesten Behandlungseinheit M1 können nun den Nachfolger TENEO vergünstigt erwerben, ohne ihr vertrautes Bedienkonzept, mit dem sie seit vielen Jahren erfolgreich arbeiten, umstellen zu müssen. TENEO erfüllt alle Anforderungen an eine moderne Behandlungseinheit und ermöglicht

dem M1-Anwender, seine Bedienroutine nahezu vollständig beizubehalten, sodass er nach einer außerordentlich kurzen Umstellungsphase wieder wie gewohnt weiterarbeitet.

TENEO knüpft uneingeschränkt an das Bedienkonzept von M1 an, das den Mund des Patienten bereits zum Mittelpunkt der zahnärztlichen Bewegungsabläufe machte. Die gewohnt ergonomischen Greifwege des Splitkonzeptes sind gleich geblieben; sie wurden zusätzlich für mögliche Hinterkopfbehandlungen weiter optimiert. Die motorische Verschiebebahn und die Tragarmsymmetrie von Arzt- und Assistenzelement ermöglichen eine verbesserte Positionierung in 12 Uhr mit verkürzten Greifwegen. Auch beim Arztelement muss sich der M1-Kunde wenig umstellen: Es bietet Platz für sechs Instrumente. Die Bedienoberfläche lässt sich bei TENEO nahezu identisch nachbilden. Die Tasten befinden sich zwar in einer leicht anderen Anordnung, der M1-Anwender findet sich dennoch auf den ersten Blick wieder zurecht.

Zahnärztliche Therapieangebote werden durch optionale Funktionen effizient unterstützt. „Wir sind in unserer Praxis auf die Endodontie spezialisiert und bieten die Implantologie als weiteren Tätigkeitsschwerpunkt an. Die Inte-

gration vieler Einzelschritte in einen Workflow, den wir über das Bedienfeld von TENEO übersichtlich und strukturiert steuern können, hat uns überzeugt“, sagt Dr. Cyrus Alamouti aus Köln, der bei der Praxisneugründung vor fünf Jahren von M1 auf TENEO umgestiegen ist. Eine wichtige Weiterentwicklung ist das Hygienekonzept. Die Hygienefunktionen unterstützen eine einfache und effektive Reinigung und Sanierung der Schläuche und Wasserwege des Behandlungsplatzes.

Bis zum 15.6.2014 können schnell entschlossene Kunden bei der Bestellung von TENEO im Austausch gegen eine M1-Behandlungseinheit einen Listenpreisvorteil von 12.000 Euro erlangen. Danach sind es bei Bestellung bis spätestens 31.7.2014 immerhin noch 10.000 Euro, jeweils zuzüglich Mehrwertsteuer. Der Sirona Fachhandel erläutert interessierten Kunden alle Details zum Austauschangebot.

### Sirona Dental GmbH

Sirona Straße 1  
5071 Wals bei Salzburg, Österreich  
Tel.: +43 662 2450-0  
E-Mail: contact@sirona.com  
[www.sirona.com](http://www.sirona.com)

**KENNZIFFER 0992**



\* Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.

## Vier Farben für mehr Sicherheit

Infektionsschutz ist oberstes Gebot in zahnärztlichen Praxen. Denn bei jeder Behandlung besteht die Gefahr einer mikrobiellen Kontamination, die ein potenzielles Infektionsrisiko für Patienten und Praxisteam darstellt.

Eine lückenlose Praxishygiene umfasst die systematische Instrumentenaufbereitung, eine penible Hände- und Flächendesinfektion sowie eine umfassende Reinigung und Desinfektion der wasserführenden Systeme. Ein Griff zum falschen Desinfektionsmittel, nicht ausreichende Einwirkzeit bei der Händedesinfektion oder Biofilm in der Sauganlage – es gibt unzählige Möglichkeiten für Hygienefehler.

Um Anwendern mehr Sicherheit zu geben, hat DÜRR DENTAL seine Präparate daher mit einem speziellen Vier-Farbsystem gekennzeichnet. Über 30 Produkte werden darin ihren Einsatzbereichen klar und übersichtlich zugeordnet: grün für Flächen, blau für Instrumente, gelb für Spezialbereiche und Sauganlagen und rosa für Haut und Hände.

Das Konzentrat zur Instrumentendesinfektion ID 213 oder die Bohrer-Desinfektion ID 220 sind mit „blau“ gekennzeichnet. Beide Präparate sind bakterizid, tuberkulozid, fungizid und voll

viruzid und erfüllen alle Anforderungen des Robert Koch-Instituts.

Für die „rosa“ Händedesinfektion stehen Produkte wie das Einreibepreparat HD 410 zur Verfügung. Es halbiert die Einwirkzeit für eine hygienische Desinfektion von 30 Sek. auf 15 Sek., für die chirurgische Händedesinfektion benötigt es nur 1,5 Min. anstelle der üblichen 5 Minuten. Seine rückfettende Wirkung schont außerdem die Haut.

Bei der Desinfektion kontaminierter Oberflächen ist im Sinne der DÜRR System-Hygiene alles im „grünen“ Bereich. Hier überzeugen u.a. die Wischdesinfektion FD 322 mit 15 Sek. Einwirkzeit oder die voll viruzide Schnelldesinfektion FD 333 (Einwirkzeit 1 Min.). Außerdem gibt es Präparate für die schonende Desinfektion und Reinigung von Kunstleder-Einheiten und Fußböden.

Desinfektions- und Reinigungsprodukte aus dem vierten, „gelb“ gekennzeichneten Spezialbereich sind für die Beseitigung pathogener Keime aus der Absauganlage zuständig. So eignet sich das schaumfreie Flüssigkonzentrat



Orotol® plus mit Langzeitwirkung für die gleichzeitige Desinfektion, Reinigung, Desodorierung und Pflege von Sauganlagen und Amalgamabscheidern. Aufgrund seiner bakteriziden, fungiziden, tuberkuloziden und begrenzt viruziden Eigenschaften löst und desinfiziert es zuverlässig Biofilm und beugt einer Verschleimung durch Blut und Proteine vor. Gleichzeitig schont es die Anlagenteile dank seiner Materialverträglichkeit.

### DÜRR DENTAL AG

Höpfigheimer Straße 17  
74321 Bietigheim-Bissingen  
Tel.: 07142 705-0  
Fax: 07142 705-500  
E-Mail: info@duerr.de  
[www.duerrdental.com](http://www.duerrdental.com)

**KENNZIFFER 1001**

## Polieren Sie noch oder lackieren Sie schon?

Zahnarzt und Patient haben in Bezug auf das Provisorium gemeinsame Ziele. Es soll schnell und einfach herzustellen sein und die temporäre

Tragedauer sicher und stabil überstehen. Zudem spielt die ästhetische Komponente eine immer größere Rolle – der Patient erwartet nicht

nur eine bestmögliche Kau- und Sprachfunktion, sondern auch eine natürliche Optik.

Als Alternative zur finalen Bearbeitung steht mit tempofit® finish eine blaulichthärtende „Paint on“-Politur für die Chairside-Anwendung zur Verfügung. Die Oberflächenversiegelung lässt sich schnell und mühelos auftragen, erzeugt eine harte, höchstästhetisch glänzende Oberfläche und schützt zusätzlich gegen Plaqueablagerungen und Verfärbungen – ganz ohne zeitaufwendiges Polieren!

tempofit® finish, aus dem Hause DETAX, eignet sich für alle gängigen Bis-Composites, wie z.B. tempofit® regular, das neue selbsthärtende 1:1 Bis-Acryl-Composit für Kronen-

und Brückenprovisorien, das allen Ansprüchen gerecht wird.

Die hervorragenden Produkteigenschaften, hohe Initialhärte, kurze Aushärtezeit, Farbstabilität über die gesamte Tragedauer sowie hohe Biege- und Abrasionsfestigkeit überzeugen. Die definierte plastische Phase ermöglicht eine mühelose Entnahme des Provisoriums. Dabei verhindert die geringe Polymerisationstemperatur zusätzlich Irritationen der Pulpa. Einfaches Handling, Passgenauigkeit und Bruchstabilität verbinden den hohen Qualitätsanspruch an die 10:1 Materialien mit dem Komfort der 1:1 Standardkartuschen.

tempofit® finish + tempofit® regular, die ideale Kombination für hochwertige Provisorien.

### DETAX GmbH & Co. KG

Carl-Zeiss-Straße 4  
76275 Ettlingen  
Tel.: 07243 510-0  
Fax: 07243 510-100  
E-Mail: service@detax.de  
[www.detax.de](http://www.detax.de)

**KENNZIFFER 1002**



\* Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.



## Entspanntes Scaling

Mit dem Tigon+ hat W&H einen Piezo Scaler entwickelt, der sich den Bedürfnissen von Patient und Zahnarzt bestens annimmt.

Tigon+ versorgt die Patienten mit temperierter Flüssigkeit und verhindert bei empfindlichen Zähnen jegliche unangenehme Reizung. Das zahnärztliche Fachpersonal spart mit den fünf voreingestellten Programmen wertvolle Arbeitszeit, während drei Modi ein schonendes Arbeiten ermöglichen. Ein Handstück mit 5-fachem LED-Ring sorgt darüber hinaus für optimale Ausleuchtung der Behandlungsstelle.

Tigon+ verfügt über einzigartige Features. Das Beste für den Patienten: die temperierte Flüssigkeit. Selbst empfindliche Zähne und Zahnfleisch werden von nun an nicht mehr zusätzlich gereizt. Insgesamt kann zwischen drei Temperaturstufen gewählt werden. Die Heizung lässt sich ganz einfach über das Display einstellen und, bei Bedarf, auch ausschalten. Mit fünf voreingestellten Programmen (Prophylaxe, Parodontologie, Endodontie, Restauration und ein frei wählbares Programm) arbeiten vor allem Zahnärzte/-innen und Dentalhygieniker/-innen noch effizienter, denn sie vermeiden das sonst notwendige manuelle Einstellen der Funktionen bei Scaler und Maschine. Der Navi-Zahn am Display zeigt an,

welches Programm gerade verwendet wird. Die drei Power-Modi ermöglichen dem Anwender, die Scalerleistung nach seinen eigenen Vorlieben zu definieren. Zahnärzte/-innen und Dentalhygieniker/-innen arbeiten in dem sicheren Bewusstsein, den Zahn nicht zu sanft oder zu fest, sondern mit dem optimalen Druck zu behandeln.

Die LED-Technologie von W&H sorgt für perfekte Lichtverhältnisse und ermöglicht dem Anwender eine verbesserte optische Wahrnehmung und ein Kontrastsehen wie bei Tageslicht. Das Handstück und der LED-Ring lassen sich mühelos thermodesinfizieren und sterilisieren.

### Perfektion einfach gemacht: Tigon

Tigon – ein Piezo-Scaler, der sich denkbar einfach bedienen lässt. Durch einfaches Drücken der Plus- und Minustasten erhöht bzw. verringert der Anwender die Leistungsstärke des Scalers und damit auch die Durchflussmenge der Kühlflüssigkeit. Die weiteren Vorteile: ein stand-sicherer Kühlmitteltank, ein großzügig dimensioniertes Tray, und natürlich sorgt auch hier ein Handstück mit innovativer LED-Technologie für perfekte Lichtverhältnisse.

Der Kühlmitteltank besitzt ein Fassungsvermögen von 400 ml und ist in 50-ml-Schritten skaliert.



– die Spülflüssigkeit kann somit direkt im Kühlmittelkanal vermischt werden. Zudem verfügt der Tank, auch wenn er nicht am Gerät angebracht ist, über einen festen, sicheren Stand. Auf dem großzügig ausgestatteten Tray lassen sich die Instrumente während der Behandlung bequem ablegen. Anschließend kann der Anwender den Tray – zusammen mit der 360° drehbaren Handstückablage – vom Tigon abnehmen und thermodesinfizieren sowie sterilisieren.

### W&H Deutschland

Raiffeisenstraße 3b  
83410 Laufen/Obb.  
Tel.: 08682 8967-0  
Fax: 08682 8967-11  
E-Mail: office.de@wh.com  
[www.wh.com](http://www.wh.com)

**KENNZIFFER 1011**

## Verpackungs-Relaunch: Aminomed im neuen Design

Im Fokus der neuen Umverpackung stehen der natürliche Wirkstoff der Kamillenblüte und das Leistungsversprechen „Bei gereiztem Zahnfleisch und empfindlichen Zähnen“. Die Kamillenblüte strahlt besonders plastisch durch den neu aufgenommenen blauen Farbverlauf im Hintergrund.



„Aminomed im neuen Gewand – übrigens ‚made in Germany‘ – unterstreicht den Weg, den wir mit unseren Produkten gehen: Unser Anspruch als Zahncreme-Pionier mit medizinischer Kompetenz ist und bleibt die Konzentration auf das Wesentliche: keine Verwirrung durch ein Überangebot an Produktversprechen oder Indikationsansätzen. Das spiegelt sich auch im neuen Verpackungsdesign wider“, so Dr. Jens-Martin Quasdorff, Geschäftsführer der Dr. Rudolf Liebe GmbH & Co. KG. Aminomed ist in ausgewählten Drogerie- und Lebensmittelmärkten sowie Apotheken erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung seitens Dr. Liebe liegt bei 2,49 Euro/75-ml-Tube.

Fast 90 % der Bevölkerung leiden an Parodontitis und Karies. Mit Aminomed haben die auslösenden Risikokeime keine Chance! Das in der medizinischen Kamillenblüten-Zahncreme enthaltene

Paket an natürlichen, entzündungshemmenden Wirkstoffen beugt bereits dem Entstehen von Zahnfleischentzündungen vor und fördert zugleich die natürliche Regeneration des Zahnfleisches.

Der Hersteller Dr. Liebe kombiniert hochwertige Wirkstoffe wie Kamillenblüten-Extrakt<sup>1</sup> mit ätherischen Ölen wie Menthol, Eucalyptol und Eugenol. Das spezielle Doppel-Fluorid-System sichert effektiven und lang anhaltenden Schutz vor Karies. Aminomed pflegt und stärkt das Zahnfleisch, lindert Beschwerden durch gereiztes Zahnfleisch und reinigt sehr schonend.<sup>2</sup> Der RDA-Wert, der über den Grad des Abriebs der Zahnhartsubstanz Auskunft gibt, liegt bei 50. Aufgrund der Sanftheit reinigt Aminomed z.B.

freiliegende und dadurch besonders empfindliche Zahnhälse äußerst schonend und dabei sehr effizient.

Aminomed schützt den Zahn durch Bildung einer fest haftenden Calciumfluoridschicht am Schmelz und hemmt die Bildung schädlicher Säuren der Plaque. Die stark Kariesprotektive Fluoridverbindung ist zudem in der Lage, kleine Kanäle zu schließen und wirkt dadurch desensibilisierend.

<sup>1</sup> H. P. T. Ammon und R. Kaul: Pharmakologie der Kamille und ihrer Inhaltsstoffe. Dtsch. Apoth. Ztg. 132, Suppl. 27, 1992.  
<sup>2</sup> H. C. Wiethoff: Das Abrasionsverhalten verschiedener Zahnpastatypen. Med. Diss. Uni Ulm, 2006.

### Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG

Max-Lang-Straße 64  
70771 Leinfelden-Echterdingen  
Tel.: 0711 7585779-11  
Fax: 0711 7585779-26  
E-Mail: service@drliede.de  
[www.drliede.de](http://www.drliede.de)

**KENNZIFFER 1012**

\* Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.

## Nach der Messe ist vor der Messe



Auch zu diesen Veranstaltungen sind alle Zahnärzte und -techniker sowie alle Angehörigen eines dentalen Berufsfeldes ganz herzlich eingeladen.

Neben dem bewährten Rahmenprogramm wie Service-Highway und Dental-Arena wird es jeweils regional angepasste Specials geben, in Frankfurt findet zudem, wie in den letzten Jahren, parallel der Deutsche Zahnärztetag statt.

Alle Details zu den diesjährigen infotagen dental-fachhandel finden Sie auf der Veranstaltungswebsite [www.iddeutschland.de](http://www.iddeutschland.de) – klicken Sie doch mal rein!

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „id deutschland – infotage dental-fachhandel“ finden neben der id ost drei weitere Dentalmesen im Herbst statt: id west, id süd und id mitte. Der Veranstalter der infotage dental-fachhandel freut sich in diesem Jahr nicht nur auf die id ost am 21. Juni in Berlin, sondern befindet sich be-

reits mitten in den Vorbereitungen für die drei im Herbst stattfindenden id-Tage:

- id ost, Messe Berlin 21.06.2014
- id west, Messe Düsseldorf 20.09.2014
- id süd, Messe München 18.10.2014
- id mitte, Messe Frankfurt 7./8.11.2014

**KENNZIFFER 1021**

## Zwei starke Partner setzen Auftakt für gemeinsame Aktivitäten



Am 1. Juni 2014 fiel der Startschuss für die exklusive Zusammenarbeit im Mittleren Osten von Henry Schein und dem deutschen Dentalunternehmen Ritter. Mit dieser Entscheidung unternimmt Ritter den nächsten Schritt, um diese Märkte weiterzuentwickeln und um die Marke Ritter noch mehr zu stärken.

„Wir freuen uns sehr, unseren neuesten Vertriebs- und Service-Ansatz mit einem so starken und international erfahrenen Partner wie Henry Schein umzusetzen. Unser gemeinsames Ziel ist es, qualitativ hochwertige Produkte – made in Germany – zu einem interessanten Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten, kombiniert mit persönlicher Beratung und umfassenden lokalen Dienstleistungen. Wir sind überzeugt davon, dass die Mischung aus regionalen Marktkenntnissen und dem globalen Erfahrungsschatz der beiden Unternehmen das Tor zum Erfolg ist“, erklärt Werner Schmitz, Inhaber und Geschäftsführer von Ritter.

Henry Schein Middle East LLC befindet sich mit seinem Büro und dem Team direkt in Dubai. So können alle Kundenwünsche und Bedürfnisse schnell und flexibel vor Ort adressiert werden. Die ausgebildeten Techniker sind auf die Installation und den Service von zahnmedizinischen Geräten spezialisiert. Neben dem Büro in Dubai verfügt Henry Schein über ein starkes Netzwerk von engagierten Henry Schein Händlern in jedem Land. Die erfahrenen Ritter Export Manager im Mittleren Osten werden alle Aktivitäten kontinuierlich unterstützen.

Die exklusive Ritter und Henry Schein Kooperation umfasst die Länder Katar, Vereinigte Arabische Emirate, Pakistan, Jordanien, Saudi-Arabien, Oman, Libanon, Irak, Kuwait und Bahrain. Die Zusammenarbeit wurde bereits mit einem großen Launch-Event in Dubai eingeleitet. In diesem Rahmen wurden zahlreiche Teilnehmer in die Aspekte der Ritter-Produkte und Services eingeführt.

Ritter ist eine der ältesten Prestigemarken von Zahnarztstühlen weltweit.

Schon vor über 125 Jahren produzierte das inhabergeführte deutsche Unternehmen die ersten Dentaleinheiten. Heute sind Ritter-Einheiten ein wesentlicher Bestandteil in Zahnarztpraxen weltweit. Die Anwender schätzen die Ritter-Produkte für ihre herausragende Qualität, Solidität und Zuverlässigkeit – made in Germany.

### Ritter Concept GmbH

Bahnhofstraße 65  
08297 Zwönitz  
Tel.: 037754 13-0  
Fax: 037754 13-280  
E-Mail: [info@ritterconcept.com](mailto:info@ritterconcept.com)  
[www.ritterconcept.com](http://www.ritterconcept.com)

**KENNZIFFER 1022**

\* Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.

## Erfrischend jung und zum Verlieben schön

Mit der neuen KaVo Design Edition pink orchid bringen Sie Farbe in Ihre Praxis. Gestalten Sie jetzt nicht nur die Polster Ihrer neuen KaVo ESTETICA E70 oder E80 Behandlungseinheit in erfrischend jungem und trendigem Pink, sondern setzen Sie zusätzliche Akzente durch gleichfarbige Accessoires für das Armsystem. Arbeiten in seiner schönsten Form! Das bieten Ihnen die bewährten KaVo ESTETICA E70 und E80 Einheiten: Beste Ergonomie für entspanntes, ermüdungsfreies Arbeiten – ausgezeichnet mit dem AGR\*-Gütesiegel. Sichere Hygiene in allen Arbeitsschritten durch integrierte, automatisierte Hygienefunktionen und standardisierte Abläufe. Zuverlässige KaVo-Qualität, die Sicherheit gibt und Vertrauen schenkt – der Maßstab an Langlebigkeit. Modernes, aber dennoch zeitloses Design. Überzeugende Argumente für die perfekte Behandlungseinheit. Mit der neuen Design Edition pink orchid setzt KaVo jetzt noch das i-Tüpfelchen auf Ihre neue E70 oder E80. Nicht nur die Polster der Behandlungseinheiten sind damit in erfrischend jungem

und trendigem Pink erhältlich. Neben den farbenfrohen Polstern entpuppen sich auch die farbigen Clips für die Armsysteme als absoluter Hingucker.

Die unverwechselbare frische und freundliche Atmosphäre, die die Design Edition pink orchid in ihr Behandlungszimmer bringt, wird nicht nur Sie, sondern auch Ihr Praxisteam und Ihre Patienten verzaubern. Bekennen Sie Farbe, auffallend anders, und machen Sie Ihre neue KaVo ESTETICA E70 und E80 Einheit und Ihren neuen KaVo PHYSIO® Evo Behandlerstuhl zum absoluten Blickfang in Ihrer Praxis.

Sie suchen das Beste? Erfrischend jung und zum Verlieben schön? Dann liegen Sie mit der ESTETICA E70 und E80 in der KaVo Trendfarbe pink orchid genau richtig!

\* Verein Aktion Gesunder Rücken.



### KaVo Dental GmbH

Bismarckring 39  
88400 Biberach an der Riß  
Tel.: 07351 56-0  
E-Mail: info@kavo.com  
[www.kavo.de](http://www.kavo.de)

**KENNZIFFER 1031**

## Fluoridlack mit Sofortwirkung

Bifluorid 12 ist der bewährte Fluoridlack von VOCO, auf den Zahnärzte seit seiner Markteinführung 1986 setzen. Der Grund hierfür ist die verlässliche Vielfalt, mit der das Arzneimittel überzeugt. Karies zu verhindern ist ein elementares Ziel von Zahnärzten und Patienten. Bifluo-

Das Zusammenwirken beider Fluoride fördert durch die Bildung von Calciumfluoriddepots langfristig die Umwandlung von Hydroxylapatit in Fluorapatit und trägt so zum wirkungsvollen Schutz gesunder Zahnhartsubstanz bei und unterstützt die Behandlung beginnender kariöser Läsionen, wie z.B. in Fissuren und sichtbar entkalkten Flächen. Der Fluoridlack lässt sich einfach und dünn auftragen, haftet besonders gut auf Zahnschmelz und Dentin und trocknet sehr schnell an. Zudem punktet er mit seiner Transparenz: So ist eine Verfärbung der behandelten Zähne ausgeschlossen. Da der Schutzlack kein Kolophonium enthält, birgt er diesbezüglich kein Risiko für Allergiker. Ein verlässlicher Partner ist Bifluorid 12 außerdem in der Kieferorthopädie.

Bifluorid 12 werden diese verschlossen. Freiliegende Zahnhälse – auch an Kronenrändern, nach der Zahnreinigung oder der Zahnsteinentfernung – nachhaltig geschützt. Patienten sind nach nur einmaliger Applikation von Bifluorid 12 längerfristig beschwerdefrei.

Außerdem macht die hohe Wirksamkeit in der Behandlung von Hypersensibilitäten gepaart mit der hohen Kompatibilität mit Bleachingprodukten den Desensitizer zum idealen Begleiter vor dem Bleachen und beugt aktiv Hypersensibilitäten vor.

Erhältlich ist Bifluorid 12 in der 4- und 10-Gramm-Flasche sowie für die besonders schnelle und hygienische Applikation in der praktischen Single-Dose. Der Fluoridlack unterliegt in seiner Qualität und Wirkung den strengen Anforderungen an ein Arzneimittel. Bitte beachten Sie die allgemeingültigen Hinweise zu Medikamenten und Therapieempfehlungen.



rid 12 bringt dafür die notwendigen Eigenschaften mit: Der Lack basiert auf einer Grundlage aus natürlichen Rohstoffen und der einzigartigen Kombination aus 6 % Natrium- und 6 % Calciumfluorid. Diese ermöglicht sowohl eine sofortige hohe Freisetzung von Fluorid (durch NaF) als auch eine Langzeitfluoridierung (durch CaF<sub>2</sub>).

Der Lack dient als wirksamer Kariesschutz, wenn die Mundhygiene durch das Tragen von Brackets oder Bändern erschwert wird sowie nach deren Entfernung.

Überempfindliche Zahnhälse sind ein weitverbreitetes Problem, das häufig auf offenen Dentintubuli beruht. Mit der Applikation von

### VOCO GmbH

Anton-Flettner-Straße 1–3  
27472 Cuxhaven  
Tel.: 04721 719-0  
Fax: 04721 719-169  
[www.voco.de](http://www.voco.de)

**KENNZIFFER 1032**


\* Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.



## Aqium 3D jetzt mit 28 Prozent Materialersparnis

Aqium 3D, das scanbare Präzisionsabformmaterial mit der unvergleichlichen, sofort einsetzenden Hydrophilie, setzt wieder neue Maßstäbe. Die neue Mischtechnologie und Aqium 3D beweisen, dass verbesserte Qualität nicht gleich höhere Preise zur Folge haben muss. Im Gegenteil, der neue NT-Mixer mit kombiniertem Mischverfahren (Scherung und Dehnung) mixt die verschiedenen Viskositäten von Aqium 3D sichtbar homogener und erhöht so signifikant die Abformqualität. Dabei spart der Anwender bei jeder Applikation ganz automatisch 28 Prozent Material. Das innere Design

sowie die kompakte Bauweise ermöglichen diesen Einsparungseffekt gegenüber der Verwendung der bisherigen Mixing Tips. Das schont nicht nur die Umwelt, sondern auch den Geldbeutel.



### Müller-Omicron GmbH & Co. KG

Schlosserstraße 1  
51789 Lindlar  
Tel.: 02266 47420  
Fax: 02266 3417

E-Mail: [info@mueller-omicron.de](mailto:info@mueller-omicron.de)  
[www.mueller-omicron.de](http://www.mueller-omicron.de)

**KENNZIFFER 1041**



## NEU: Patientenratgeber zur Parodontitis-Prophylaxe



Speziell für die professionelle Parodontitis-Prophylaxe und zur Anwendung zu Hause empfiehlt die lege artis Pharma GmbH + Co. KG die schützenden Pflegeprodukte parodur Gel und parodur Liquid. Mit Inhaltsstoffen aus Kamille, Thymian, Salbei und Beinwell entfaltet parodur Gel einen angenehm beruhigenden Effekt auf entzündetes Zahnfleisch. Zusätzlich

wird durch Chlorhexidin die Keimbelastung reduziert. Das Gel haftet ausgezeichnet auf Zahnfleisch und Mundschleimhaut und kann beliebig oft angewandt werden, am besten abends nach dem Zähneputzen. Mit parodur Liquid wird die tägliche Mundhygiene perfekt ergänzt. Die gebrauchsfertige Mundspüllösung ohne Alkohol enthält neben 0,05 % keimreduzierenden Chlorhexidin 250 ppm kariesprotektives Natriumfluorid und ist einfach und dauerhaft anwendbar. parodur Gel und parodur Liquid sind im zahnärztlichen Prophylaxeshop oder in der Apotheke erhältlich. Das Gel gibt es in den Geschmacksrichtungen Limette (PZN 9735476) und Minze (PZN 9735482). Das Liquid (PZN

9735499) besitzt einen angenehm milden Geschmack nach Pfefferminz. Der neue Patientenratgeber ist kostenlos bei lege artis anzufordern oder steht zum direkten Download auf der Homepage [www.legeartis.de](http://www.legeartis.de) zur Verfügung.

### lege artis Pharma GmbH + Co. KG

Breitwasenring 1  
72135 Dettenhausen  
Tel.: 07157 5645-0  
Fax: 07157 5645-50  
E-Mail: [info@legeartis.de](mailto:info@legeartis.de)  
[www.legeartis.de](http://www.legeartis.de)

**KENNZIFFER 1042**

## Ultraschallscaler mit LED

Unterstützt durch den iPiezo engine bietet das Varios 970 von NSK für jede Anwendung optimale und stabile Vibrationsfrequenzen – von der sanften Minimal- bis hin zur effektiven Maximaleinstellung. Die Leistungseinstellung wird dabei so fein geregelt, dass ein und dasselbe Gerät höchst effizient in der Endodontie, der Parodontologie und der Prophylaxe eingesetzt werden kann. Mit dem neuen Handstück, dem Varios 2, verfügt NSK über das schlankste und leichteste seiner Klasse und bietet dem Anwender hervorragenden Zugang zum Behandlungsfeld. Darüber hinaus ist das Varios 2 Lux-Handstück mit Doppel-LED ausgestattet, was in Kombination mit der grazilen Form für einmalige Sichtverhältnisse sorgt.



Das Varios 970 verfügt über zwei unabhängige Kühlmittelflaschen (je 400 ml) und ein großes, intuitiv zu steuerndes Bedienfeld sowie ein Display, auf dem alle aktuellen Einstellungen übersichtlich angezeigt werden. Als Varios 170 können die Vorteile des Varios 2-Hand-

stücks auch in Ihre Behandlungseinheit integriert werden. Dabei ist das Varios 170 LED Einbaumodul das kleinste der Welt und findet in praktisch jeder Einheit Platz. Varios 970 und Varios 170 erhalten Sie jeweils im Set mit drei Aufsätzen (G4, G6, G8) sowie drei Drehmomentschlüsseln und einer Steribox.

### NSK Europe GmbH

Elly-Beinhorn-Straße 8  
65760 Eschborn  
Tel.: 06196 77606-0  
Fax: 06196 77606-29  
E-Mail: [info@nsk-europe.de](mailto:info@nsk-europe.de)  
[www.nsk-europe.de](http://www.nsk-europe.de)

**KENNZIFFER 1043**

\* Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.

## Individueller Premium-Keramikkbrennofen

90 Jahre Innovationsführerschaft – 30 Jahre VITA VACUMAT: Gleich zwei Jubiläen gaben Anlass zur Entwicklung einer Special Edition des Premium-Keramikkbrennofens VITA VACUMAT 6000 M.

Ausgestattet mit einem „Rundum-sorglos-Paket“ aus Zubehör, Bedienteil, Vakuumpumpe sowie einem reichhaltigen Sortiment an Brennguträgern und -untersetzern besitzt der VITA VACUMAT 6000 M Premium-Keramikkbrennofen schon jetzt weltweit eine große Fangemeinde. Diese kann nochmals rasant anwachsen, denn seit April lässt sich das Erfolgsgerät auch farblich individuell konfigurieren. In einer Special Edition in limitierter Stückzahl steht der Premium-Brennofen ergänzend zum funktionellen Aluminium-Design in weiteren acht Farbalternativen zur Verfügung.

Wer auf ein noch individuelleres Design wert legt, kann selbst kreativ werden: Mit einem dazu bestellbaren individuellen, selbst gestalteten Seitenblenden-Set und einem persönlichen Bildschirmschoner bietet VITA viel Gestaltungs-

spielraum für den Designer-Brennofen ganz nach eigenem Geschmack.

Nach dem großen Erfolg der „Edel-Weiss“ Sonderedition im Jahr 2012 trifft auch dieses 2014er Design-Highlight den Wunsch nach Customizing, der sich auch bei Investitionsgütern durchsetzt. Björn Kersten, bei VITA für die Unternehmenskommunikation verantwortlich, bestätigt diese Tendenz: „Wir haben gelernt, auf Wünsche unserer Kunden einzugehen und damit mutiger zu werden. Mit den trendigen Farben und der Individualisierungsoption der Seitenblenden bestimmt der Kunde, wie sein persönlicher Brennofen aussehen soll.“

Ausgestattet mit Wabenbrennguträger und Platinstiften ist diese ausgefallene Ofenlösung bestens vorbereitet für die Verarbeitung von VITA SUPRINITY, die neue zirkondioxidverstärkte Glaskeramik. Zusammen mit 30 Monaten Garantie und vorinstallierten Programmen lässt das Set-up keinerlei Wünsche offen und macht das Paket „Ready for VITA SUPRINITY“ – zertifizierte Energieeffizienz inklusive.



Dieses exklusive Paket ist seit April 2014 in limitierter Stückzahl mit einem 90-Jahre-VITA-Jubiläumsrabatt bei den Fachhandelspartnern erhältlich. Fragen Sie Ihren VITA Fachhändler nach Ihrem individuellen Angebot.

Weitere Informationen erhalten Sie online auf [www.vita-zahnfabrik.de/special-edition](http://www.vita-zahnfabrik.de/special-edition)

### VITA Zahnfabrik

H. Rauter GmbH & Co. KG  
Spitalgasse 3  
79713 Bad Säckingen  
Tel.: 07761 562-0  
Fax: 07761 562-299  
E-Mail: [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)  
[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)

**KENNZIFFER 1051**

## Erste Volks-Zahnbürste mit Schalltechnologie

Philips Sonicare ist die von deutschen Zahnärzten meistempfohlene Schallzahnbürstenmarke. Die patentierte Schalltechnologie kombiniert 31.000 Bürstenkopfbewegungen pro Minute mit einem besonders weiten Borstenausschlag.

Der Bürstenkopf einer Schallzahnbürste bewegt sich damit in 2 Minuten häufiger als eine Handzahnbürste in einem Monat. Die Wischbewegung von Seite zu Seite nutzt die hohe Geschwindigkeit am Ende der Filamente. Die dabei entstehende einzigartige dynamische Flüssigkeitsströmung lässt Zahnpasta und Speichel aufschäumen und zwischen und hinter die Zähne sowie am Zahnfleischrand entlangströmen. Dieses Antriebskonzept hat sich weltweit in zahlreichen Studien durchgesetzt – gegen andere elektrische Zahnbürsten und Handzahnbürsten. Im Ergebnis entfernt eine Philips Sonicare Schallzahnbürste bis zu 7-mal mehr Plaque-Biofilm als eine Handzahnbürste.<sup>1</sup>

Für viele Menschen war der Preis dieser voll ausgestatteten Premiumprodukte eine Einstiegshürde. Gemeinsam mit Deutschlands Zahnarztpraxen möchten Philips Sonicare, Sylvie und Bild.de die Mundgesundheit weiter verbessern. Im April startete daher die bundesweite Kampagne „Initiative Volks-Zahnbürste“. Zusammen mit Deutschlands Zahnarztpraxen



und Bild.de präsentiert Philips Sonicare die erste Volks-Zahnbürste mit der leistungsstarken patentierten Schalltechnologie – zu einem sensationellen Einstiegspreis von nur UVP 49,99 Euro. Damit wird Spitzentechnologie der breiten Bevölkerung zugänglich. Mit attraktiven Angeboten<sup>2</sup> unterstützt Philips Sonicare die Praxisempfehlung zugunsten der ersten Volks-Zahnbürste mit Schalltechnologie. Der Einzelpreis liegt bei 29,99 Euro. Bei einer Bestellung von 5 Geräten gibt es 1 Gerät kostenlos. Dieses Paket kostet 149,95 Euro.

Ein Aktionsaufsteller mit 6 Geräten und 6-mal ProResults Mini-Bürstenköpfen erhält man für 199,99 Euro. Diese Preise gelten bis zum 30.9.2014 bzw. solange der Vorrat reicht. Die Bestellhotline lautet 040 2899-1509.

Philips Sonicare bietet auch für die Volks-Zahnbürste eine Geld-zurück-Garantie. So kann sie 30 Tage lang ohne Risiko ausprobiert werden. Zusätzlich wird die Garantie um ein Jahr verlängert. Weitere Informationen unter [www.volks-zahnburste.de](http://www.volks-zahnburste.de) und [www.philips.de/volkszahnburste](http://www.philips.de/volkszahnburste)

<sup>1</sup> Comparison of gingivitis reduction and plaque removal by Sonicare DiamondClean and a manual toothbrush. Milleman K, Milleman J, Putt M, DeLaurenti M, Strate J. Data on File, 2011.

<sup>2</sup> Gültig bis 30.6.2014, für die Philips Sonicare EasyClean.

### Philips GmbH

Lübeckertordamm 5  
20099 Hamburg  
Tel.: 040 2899-1509  
Fax: 040 2899-1505  
E-Mail: [sonicare.deutschland@philips.com](mailto:sonicare.deutschland@philips.com)  
[www.philips.de/sonicare](http://www.philips.de/sonicare)

**KENNZIFFER 1052**

\* Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.



## Neu 2014: Innovative Produkte und ihre Anwendung

In diesen Tagen landet er wieder in den deutschen Zahnarztpraxen: Der neue deutsche Katalog 2014 von Ultradent Products, auf dem aktuellen Stand, mit allen „Dan Fischer“-Produkten. Die langjährigen Verwender von Ultradent-Produkten wissen: Er ist eine Fundgrube für den praxisgerechten Einsatz, durch viele klinische Bilder und praktische Anwender-tipps.

Highlights des Katalogs sind – neben den bekannten und beliebten Produkten z.B. zur Zahnaufhellung, zur Blutstillung/Retraktion und zur adhäsiven Restaurationstechnik – die neuen Produkte:

- **Enamelast**, ein neuer Fluoridlack, verbindet einfache Applikation mit angenehmen Eigenschaften für den Patienten: Glatte Zahnflächen, ästhetisches Aussehen, beliebte Aromatisierung. Fluoridfreisetzung und -aufnahme sind unübertroffen hoch.

- **ExperTemp**, das neue temporäre K&B-Material, kommt den Wünschen vieler Zahnärzte entgegen, für Provisorien ein stabiles, aber ästhetisches Material zur Verfügung zu haben. Leicht zu verarbeiten, in vielen Farben verfügbar, mit hoher Biege- und Schlagfestigkeit.

Wer noch keinen UP-Katalog 2014 erhalten hat, kann diesen über die Hotline anfordern: Tel. 02203 3592-15, per Fax 02203 3592-22 oder per E-Mail: [info@updental.de](mailto:info@updental.de)

### Ultradent Products

Am Westhover Berg 30

51149 Köln

Tel.: 02203 3592-15

Fax: 02203 3592-22

E-Mail: [info@updental.de](mailto:info@updental.de)

[www.ultradent.com/de](http://www.ultradent.com/de)

**KENNZIFFER 1061**



## Mit Zirkonoxid-System zur gewünschten Ästhetik

Labore, Zahnärzte und Patienten wünschen sich ein natürliches, ästhetisches Ergebnis, wenn es um Zahnersatz und Restaurationen geht. Monolithisches Zirkonoxid hat sich als Alternative zu metallkeramischen Versorgungen erwiesen und bietet neben schonenden Vorbereitungen die erforderliche Festigkeit, um okklusal schwierigen Situationen standzuhalten. Für unter Bruxismus leidende Menschen

und Patienten mit abgenutzter Dentition stellen metallene oder metallgestützte Restaurationen oftmals die beste Möglichkeit dar, um ein zuverlässiges restauratives Resultat zu gewährleisten.

Das hochtransuzente Zirlux® FC2 Zirkonoxid-System ermöglicht Zahn Technikern die effiziente und zuverlässige Herstellung ästhetischer monolithischer Restaurationen mit einer großen Indikationsvielfalt bis hin zur 14-gliedrigen Brücke. Das einzigartige System besteht aus voreingefärbten Zirkonoxid-Ronden in fünf Farben und dem dazu optimal abgestimmten Mal- und Glasur-Set. Damit kann der Zahn-techniker, ohne Eintauchen in Farbflüssigkeiten, Restaurationen in allen 16 VITA-Farben (A–D) sowie in Bleachfarben herstellen und ein einheitlich, ästhetisch optimales Ergebnis erzielen. Zirlux® FC2 ist in Form von

98,5 mm und 100 mm großen Ronden für die In-house-Fertigung erhältlich.

Henry Schein vertreibt mit Zirlux® FC2 exklusiv ein Zirkonoxid-System für alle ästhetischen Keramikindikationen in Deutschland. Das System ist integraler Bestandteil der ConnectDental Aktivitäten. Dieses unternehmenseigene Komplettlösungsangebot fokus-

siert auf der Digitalisierung der Zahnheilkunde und den digitalen Workflow zwischen Praxis und Labor. „Das innovative Zirlux® FC2 bietet Laboren eine ideale Kombination aus Ästhetik, Zuverlässigkeit und Kosteneffizienz. Die Aufnahme dieses universellen Materialsystems in unser ConnectDental Portfolio eröffnet eine weitere Lösung zur optimalen Nutzung der digitalen Möglichkeiten in Zahnarztpraxis und Labor zum Wohle der Patienten“, erklärt Patrick Thurm, Vice President Technology – Global Prosthetic Solutions.

Henry Schein bietet ausgewählten Laboren die Teilnahme am Zirlux-Partnerprogramm an und unterstützt sie bei der Vermarktung der Zirlux-Marke gegenüber Zahnärzten. Zudem bietet die Firma als Ergänzung zu Zirlux® FC2 ein umfangreiches Sortiment an Zirkonoxid (ZirluxST1), PMMA (Zirlux Temp), WAX (Zirlux-Wax), Cobalt-Chrom (ZirluxNP) und Titan (ZirluxTi) Ronden an.

### Henry Schein Dental

Monzastr. 2a

63225 Langen

Tel.: 00800-1700077

[www.henryschein-dental.de](http://www.henryschein-dental.de)

[www.zirlux.de](http://www.zirlux.de)

**KENNZIFFER 1062**



\* Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.

## Einfachheit bringt Vorteile in der Endodontie


MICRO-MEGA® freut sich, ihre One Shape® Total Solution – Einfachheit bringt den Mehrwert für den Praktiker – präsentieren zu können.

Ihre One Shape® Total Solution:

- Die neue One Shape®-Aufbereitung
- One Shape®-Apikalgestaltung
- One Shape®-Obturation – passende Gutta-percha points und One Shape®-Paper Points
- MM.control – Endomotor mit Drehmoment und Geschwindigkeitskontrolle + integrierem Apexlocator

Einfachheit bringt den Mehrwert für den Praktiker:

- Einfachheit: zum Gebrauch vorbereitete Komplettlösung



- Effektivität: alle Instrumente arbeiten mit 360° Rotation
- Sicherheit: der Endomotor mit Drehmoment- und Geschwindigkeitskontrolle + integrierem Apexlocator

One Shape® ist die Komplett-Lösung für die Endodontie!

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne unter der Telefonnummer +33 381544234 oder per E-Mail: [mmid@micro-mega.com](mailto:mmid@micro-mega.com) zur Verfügung.

### MICRO-MEGA

5–12 rue du Tunnel  
25006 Besançon Cedex, Frankreich  
Tel.: +33 381544234  
E-Mail: [mmid@micro-mega.com](mailto:mmid@micro-mega.com)  
[www.micro-mega.com](http://www.micro-mega.com)

**KENNZIFFER 1071**

## Taschen wirksam minimieren

Mit Ligosan® Slow Release geht Heraeus Kulzer neue Wege in der adjuvanten Therapie chronischer und aggressiver Parodontitis: Das Lokalantibiotikum verbindet den klinisch bewährten Wirkstoff Doxycyclin mit einer patentierten, gelartigen Darreichungsform. Das Gel sorgt für optimierte Wirkung, einfache Anwendung und hohe Verträglichkeit.

In vielen Fällen reicht die konventionelle Parodontistherapie (Scaling & Root Planing, SRP) allein nicht aus, um eine Ausheilung entzündlicher Reaktionen in aktiven Taschen zu erzielen. Ligosan® Slow Release von Heraeus Kulzer ergänzt die nichtchirurgische Standardtherapie bei Erwachsenen. Das Lokalantibiotikum unterstützt die Behandlung chronischer und aggressiver Parodontitis ab einer Taschentiefe von  $\geq 5$  mm. Das Besondere daran ist seine paten-

tierte Konsistenz: Als Lokalantibiotikum in Gelform wirkt es gezielt und schonend. Das 14-prozentige Doxycyclingel dringt in zunächst niedrigviskoser Konsistenz zum Wirkort vor. Dort verbleibt es zuverlässig, da sich die Viskosität in wässriger Umgebung erhöht. Der Wirkstoff wird kontinuierlich und in ausreichend hoher Menge für die Dauer von mindestens 12 Tagen freigesetzt.

Ligosan® Slow Release ist für die Anwendung in parodontalen Taschen optimiert. Dank der fließenden Konsistenz können auch schwer zugängliche Bereiche therapiert werden. Das Gel ermöglicht eine unkomplizierte Behandlung, da es einmalig appliziert wird und resorbierbar ist.

### Heraeus Kulzer GmbH

Grüner Weg 11  
63450 Hanau  
Tel.: 0800 4372-3368  
Fax: 0800 4372-329  
E-Mail: [info.dent@kulzer-dental.com](mailto:info.dent@kulzer-dental.com)  
[www.heraeus-kulzer.de](http://www.heraeus-kulzer.de)

**KENNZIFFER 1072**



## Vorteilhafter Präparieren

In der modernen ZA-Praxis werden Instrumente präferiert, mit denen man Patienten vorteilhaft behandeln kann.

Für die umfassende Präparation bietet BUSCH die COOL-DIAMANT Schleifer, die mit zahlreichen diagonal angeordneten rhombenförmigen



Schleiffeldern ausgestattet sind, als Premium Produkt an. Diese besondere Konstruktion unterbricht den Schleifvorgang bis zu 7-mal pro Umdrehung. Dadurch wird die Zerspanung zusätzlich unterstützt und die Spanabfuhr erleichtert. Zur leichten Identifikation sind die Original COOL-DIAMANT Schleifer feingoldbeschichtet, was sie zusätzlich gewebiverträglicher macht.

Die durchgängig übergangslose Diamantierung, also auch in den tiefer liegenden Kanälen, bewirkt das brillante und leichte Schleifverhalten und optimiert die Lebensdauer. Die Kantenwirkung an den Kühlkanälen begünstigt die Abtragsleistung positiv.

Das COOL-DIAMANT Schleifer Programm umfasst 123 anwendungsorientierte Varianten in grober, mittlerer und feiner Diamantkörnung. Mehr Informationen unter [www.busch-dentalshop.de](http://www.busch-dentalshop.de)

### BUSCH & CO. GmbH & Co. KG

Unterkaltenbach 17–27  
51766 Engelskirchen  
Tel.: 02263 86-0  
Fax: 02263 20741  
[www.busch-dentalshop.de](http://www.busch-dentalshop.de)

**KENNZIFFER 1073**

\* Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.