

| Ästhetikkomponenten aus Keramik    |                                      |              |               |           |                        |        |   |                |                |                  |          |                  |             |               |             |         |                         |                           |                            |         |          |                  |                   |                      |         |             |              |   |  |  |
|------------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------|-----------|------------------------|--------|---|----------------|----------------|------------------|----------|------------------|-------------|---------------|-------------|---------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|---------|----------|------------------|-------------------|----------------------|---------|-------------|--------------|---|--|--|
| Firma                              | Produkt                              | Einheitsform |               |           |                        |        | Verbindungsform mit der Suprakonstruktion |                |                |                  |          | empf. Verbindung |             |               |             |         | Einsatzbereiche         |                           |                            |         |          |                  |                   |                      |         |             |              |   |  |  |
|                                    |                                      | subgingival  | transgingival | einteilig | intern/Innenverbindung | extern | Konusverbindung                           | Innensechskant | Außensechskant | Innenrandschicht | Sonstige | zahnmitlerbar    | zahnheilert | verschraubbar | verschraubt | adhäsiv | okklusale Verschraubung | horizontale Verschraubung | transversale Verschraubung | geklebt | Sonstige | Frontzahnbereich | Seitenzahnbereich | Einzelzahnversorgung | Brücken | liegend vor | Min. Studien |   |  |  |
| Argon Dental/Argon Medical         | Zirkon3Pro                           | ●            | ●             | ●         | ●                      | ●      | ●   |                |                |                  |          |                  | ●           | ●             | ●           | ●       | ●                       | ●                         | ●                          | ●       | ●        | ●                | ●                 | ●                    | ●       |             |              |   |  |  |
| BEGO Implant Systems               | BeCe® Sub-Tec Keramikpfosten         | ●            | ●             | ●         | ●                      | ●      | ●   |                |                |                  | ●        |                  |             | ●             |             |         |                         |                           |                            |         |          | ●                | ●                 | ●                    | ●       | ●           |              |   |  |  |
| BioHorizons                        | Zirkon Abutment                      | ●            | ●             | ●         |                        |        | ●   |                |                |                  |          | ●                |             |               |             |         |                         |                           |                            |         |          | ●                | ●                 | ●                    | ●       | ●           |              |   |  |  |
| BIOMET 3i                          | ZiReal®                              | ●            | ●             | ●         |                        |        |   | ●              |                | ●                | ●        |                  | ●           | ●             |             |         |                         |                           |                            |         |          | ●                | ●                 | ●                    | ●       | ●           |              |   |  |  |
| CAMLOG                             | BellaTek™ Encode® Zirkon-Abutment    | ●            | ●             | ●         |                        |        |   | ●              |                | ●                | ●        |                  | ●           | ●             |             |         |                         |                           |                            |         |          | ●                | ●                 | ●                    | ●       | ●           |              |   |  |  |
|                                    | Keramik-Abutment                     | ●            | ●             | ●         |                        |        |   |                |                | ●                | ●        |                  | ●           | ●             |             |         |                         |                           |                            |         |          |                  | ●                 | ●                    | ●       | ●           | ●            |   |  |  |
|                                    | CAMLOG® Titanbasis CAD/CAM           | ●            | ●             |           |                        |        |   |                |                |                  | ●        |                  | ●           | ●             |             |         |                         | ●                         |                            |         |          |                  | ●                 | ●                    | ●       | ●           | ●            |   |  |  |
|                                    | CONELOG® Titanbasis CAD/CAM          | ●            | ●             |           |                        |        | ●   |                |                |                  |          |                  | ●           | ●             |             |         |                         | ●                         |                            |         |          |                  | ●                 | ●                    | ●       | ●           | ●            |   |  |  |
| Champions-Implants                 | iSy® Titanbasis CAD/CAM              | ●            | ●             |           |                        |        | ●   |                |                |                  |          | ●                | ●           |               |             |         |                         |                           |                            |         |          | ●                | ●                 | ●                    | ●       | ●           |              |   |  |  |
|                                    | PREP-CAP                             | ●            | ●             | ●         |                        |        |   |                | ●              | ●                | ●        |                  |             |               |             |         |                         |                           |                            |         |          | ●                | ●                 | ●                    | ●       | ●           |              |   |  |  |
| Dentalpoint                        | ICA PREP-CAP                         | ●            | ●             | ●         |                        |        | ●   |                |                |                  |          | ●                |             |               |             |         |                         |                           |                            |         |          | ●                | ●                 | ●                    | ●       | ●           |              |   |  |  |
|                                    | ZERAMEX®(P)lus                       | ●            | ●             | ●         |                        | ●      |   |                |                |                  | ●        | ●                | ●           | ●             | ●           | ●       |                         |                           |                            | ●       | ●        | ●                | ●                 | ●                    | ●       | ●           |              |   |  |  |
| Dentaurum Implants                 | ZERAMEX®(T)apered                    | ●            | ●             | ●         |                        |        |   |                |                |                  | ●        | ●                | ●           | ●             | ●           |         |                         |                           |                            |         |          | ●                | ●                 | ●                    | ●       | ●           |              |   |  |  |
|                                    | Premium Keramik-Aufbau               | ●            | ●             |           |                        |        |   | ●              |                |                  |          | ●                |             |               |             | ●       |                         |                           |                            |         |          | ●                | ●                 | ●                    | ●       | ●           |              |   |  |  |
| Keramikaufbau (tioLogic)           |                                      | ●            |               | ●         |                        |        |   |                |                |                  |          | ●                |             |               |             | ●       |                         |                           |                            |         |          | ●                | ●                 | ●                    | ●       | ●           |              |   |  |  |
|                                    | Zirkonoxid-Aufbau                    | ●            | ●             | ●         |                        |        | ●   | ●              |                |                  |          | ●                | ●           |               |             |         |                         |                           |                            |         |          | ●                | ●                 | ●                    | ●       | ●           |              |   |  |  |
| DENTSPLY Implants                  | ANKYLOS®                             | ●            | ●             | ●         |                        |        | ●   |                |                |                  |          |                  |             | ●             | ●           | ●       | ●                       |                           |                            |         |          | ●                | ●                 | ●                    | ●       | ●           |              |   |  |  |
|                                    | ASTRA TECH Implant System™           | ●            | ●             | ●         |                        |        |   |                |                |                  | ●        |                  |             | ●             | ●           | ●       |                         |                           |                            |         |          |                  | ●                 | ●                    | ●       | ●           | ●            |   |  |  |
|                                    | XiVE®/FRIALIT®                       | ●            | ●             | ●         |                        |        |   |                | ●              |                  |          |                  |             | ●             | ●           | ●       | ●                       | ●                         |                            |         |          |                  | ●                 | ●                    | ●       | ●           | ●            |   |  |  |
|                                    | ATLANTIS™ Abutment (Zirkondioxid)    | ●            | ●             | ●         |                        |        |   |                |                |                  |          |                  |             | ●             |             |         |                         |                           |                            |         |          |                  | ●                 | ●                    | ●       | ●           | ●            |   |  |  |
| Dr. Ihde Dental                    | Allfit Implantate                    | ●            | ●             | ●         |                        |        | ●   | ●              | ●              |                  |          | ●                | ●           | ●             | ●           | ●       |                         |                           |                            |         |          | ●                | ●                 | ●                    | ●       | ●           |              |   |  |  |
| Henry Schein                       | alphatech® Implantatsystem           | ●            | ●             | ●         |                        |        | ●   | ●              |                |                  |          | ●                | ●           | ●             | ●           | ●       |                         |                           |                            |         |          | ●                | ●                 | ●                    | ●       | ●           |              |   |  |  |
| HI-TEC IMPLANTS                    | Self Thread, LGI, VRI                | ●            | ●             | ●         |                        |        | ●   | ●              | ●              |                  |          | ●                | ●           | ●             | ●           | ●       |                         |                           |                            |         |          | ●                | ●                 | ●                    | ●       | ●           |              |   |  |  |
|                                    | ZTA                                  | ●            | ●             | ●         |                        |        | ●   | ●              |                |                  |          | ●                |             |               | ●           | ●       | ●                       |                           |                            |         |          | ●                | ●                 | ●                    | ●       | ●           |              |   |  |  |
| LASAK                              | BioCam                               | ●            | ●             | ●         |                        |        | ●   | ●              | ●              |                  |          | ●                | ●           | ●             | ●           | ●       |                         |                           |                            |         |          | ●                | ●                 | ●                    | ●       | ●           |              |   |  |  |
| Medical Instinct®                  | „White Beauty“                       | ●            | ●             | ●         |                        |        | ●   |                |                |                  | ●        |                  |             | ●             |             |         |                         |                           |                            | ●       | ●        | ●                | ●                 | ●                    | ●       | ●           |              |   |  |  |
| MIS Implants Technologies          | MIS Make it simple                   | ●            | ●             | ●         |                        |        | ●   |                |                |                  |          | ●                |             |               |             | ●       |                         |                           |                            |         |          | ●                | ●                 | ●                    | ●       | ●           |              |   |  |  |
| m&k dental                         | ixx2®/Trias®                         | ●            | ●             | ●         |                        |        |   |                |                |                  |          | ●                |             |               |             | ●       |                         |                           |                            |         |          | ●                | ●                 | ●                    | ●       | ●           |              |   |  |  |
| Nemris                             | Aesthura® Classic                    | ●            |               |           |                        |        |   | ●              |                |                  |          | ●                | ●           |               |             |         |                         |                           |                            |         |          | ●                | ●                 | ●                    | ●       | ●           |              |   |  |  |
|                                    | Aesthura® Immediate                  | ●            | ●             | ●         |                        |        |   | ●              |                |                  |          | ●                |             |               |             |         |                         |                           |                            |         |          | ●                | ●                 | ●                    | ●       | ●           |              |   |  |  |
| Neoss                              | Neoss Implantat System               | ●            | ●             | ●         |                        |        | ●   | ●              |                |                  |          | ●                | ●           | ●             | ●           | ●       | ●                       |                           |                            |         |          | ●                | ●                 | ●                    | ●       | ●           |              |   |  |  |
| Nobel Biocare Deutschland          | Brånemark System®                    | ●            | ●             | ●         |                        |        |   |                | ●              |                  |          | ●                | ●           | ●             | ●           | ●       |                         |                           |                            |         |          | ●                | ●                 | ●                    | ●       | ●           |              |   |  |  |
|                                    | NobelActive®                         | ●            | ●             | ●         |                        |        |   | ●              | ●              |                  |          | ●                | ●           | ●             | ●           | ●       |                         |                           |                            |         |          |                  | ●                 | ●                    | ●       | ●           | ●            |   |  |  |
|                                    | NobelReplace® Straight/Tapered       | ●            | ●             | ●         |                        |        |   | ●              | ●              |                  |          | ●                | ●           | ●             | ●           | ●       |                         |                           |                            |         |          |                  | ●                 | ●                    | ●       | ●           | ●            |   |  |  |
|                                    | NobelSpeedy®                         | ●            | ●             | ●         |                        |        |   | ●              |                |                  |          | ●                | ●           | ●             | ●           | ●       |                         |                           |                            |         |          |                  |                   | ●                    | ●       | ●           | ●            | ● |  |  |
|                                    | NobelReplace® Connical Connection    | ●            | ●             | ●         |                        |        |   | ●              |                |                  |          | ●                | ●           | ●             | ●           | ●       | ●                       |                           |                            |         |          |                  |                   | ●                    | ●       | ●           | ●            | ● |  |  |
|                                    | Replace Select™ TC                   | ●            | ●             | ●         |                        |        |   |                |                |                  |          |                  | ●           | ●             | ●           | ●       | ●                       |                           |                            |         |          |                  |                   | ●                    | ●       | ●           | ●            | ● |  |  |
|                                    | Replace Select™ Tapered              | ●            | ●             | ●         |                        |        |   |                |                |                  |          |                  | ●           | ●             | ●           | ●       | ●                       |                           |                            |         |          |                  |                   | ●                    | ●       | ●           | ●            | ● |  |  |
| Replace Select™ Straight           | ●                                    | ●            | ●             |           |                        |        |   | ●              | ●              |                  |          | ●                | ●           | ●             | ●           | ●       |                         |                           |                            |         |          |                  | ●                 | ●                    | ●       | ●           | ●            |   |  |  |
| OSSTEM IMPLANT                     | GS ZioCera                           | ●            | ●             | ●         |                        |        | ●   | ●              |                |                  |          | ●                | ●           | ●             | ●           | ●       |                         |                           |                            |         |          |                  | ●                 | ●                    | ●       | ●           | ●            |   |  |  |
| OT medical                         | OT-F1, OT-F2, OT-F3                  | ●            |               | ●         |                        |        |   |                |                |                  | ●        |                  | ●           | ●             | ●           | ●       |                         |                           |                            |         |          |                  | ●                 | ●                    | ●       | ●           | ●            |   |  |  |
| Prowital                           | prowital Keramikaufbau               | ●            | ●             | ●         |                        |        |   |                |                |                  |          | ●                | ●           | ●             | ●           | ●       |                         |                           |                            |         |          |                  | ●                 | ●                    | ●       | ●           | ●            |   |  |  |
| prowital Titanbasis (lang) CAD/CAM |                                      | ●            | ●             | ●         |                        |        |   |                |                |                  |          | ●                | ●           | ●             | ●           | ●       |                         |                           |                            |         |          |                  | ●                 | ●                    | ●       | ●           | ●            |   |  |  |
|                                    | IMPLA                                | ●            | ●             | ●         |                        |        |   | ●              | ●              |                  |          |                  | ●           | ●             | ●           | ●       | ●                       |                           |                            |         |          |                  | ●                 | ●                    | ●       | ●           | ●            |   |  |  |
| SIC invent                         | White Star                           | ●            | ●             | ●         |                        |        |   |                |                |                  |          | ●                | ●           | ●             | ●           | ●       |                         |                           |                            |         |          |                  | ●                 | ●                    | ●       | ●           | ●            |   |  |  |
| Straumann                          | Tissue Level Implantate              | ●            | ●             | ●         |                        |        |   | ●              | ●              |                  |          |                  | ●           | ●             | ●           | ●       |                         |                           |                            |         |          |                  | ●                 | ●                    | ●       | ●           | ●            |   |  |  |
|                                    | Bone Level Implantate                | ●            | ●             | ●         |                        |        |   |                |                |                  |          | ●                | ●           | ●             | ●           | ●       |                         |                           |                            |         |          |                  | ●                 | ●                    | ●       | ●           | ●            |   |  |  |
| Swiss Dental Solutions (SDS)       | Einteilig SDS 1.0                    | ●            | ●             | ●         |                        |        |   |                |                |                  |          | ●                |             |               |             |         |                         |                           |                            |         |          |                  | ●                 | ●                    | ●       | ●           | ●            |   |  |  |
|                                    | Zirkon-Abutment SDS 2.0              | ●            | ●             | ●         |                        |        | ●   | ●              | ●              |                  |          | ●                | ●           | ●             | ●           | ●       |                         |                           |                            | ●       |          |                  | ●                 | ●                    | ●       | ●           | ●            |   |  |  |
| TRINON                             | Q4022/Q4023                          | ●            | ●             | ●         |                        |        |   |                |                |                  | ●        |                  |             |               | ●           |         |                         |                           |                            |         |          |                  | ●                 | ●                    | ●       | ●           | ●            |   |  |  |
|                                    | Q2051/Q2052                          | ●            | ●             | ●         |                        |        |   |                |                | ●                |          |                  |             |               | ●           |         |                         |                           |                            |         |          |                  |                   | ●                    | ●       | ●           | ●            | ● |  |  |
| Zimmer Dental                      | Tapered Screw-Vent® Implantatsys.    | ●            | ●             | ●         |                        |        |   |                |                |                  |          | ●                | ●           | ●             | ●           | ●       |                         |                           |                            |         |          |                  | ●                 | ●                    | ●       | ●           | ●            |   |  |  |
| ZL Microdent                       | Duraplant                            | ●            | ●             | ●         |                        |        |   | ●              |                |                  |          |                  | ●           |               |             |         |                         |                           |                            |         |          |                  | ●                 | ●                    | ●       | ●           | ●            |   |  |  |
| Z-Systems                          | Z-Look3/Zirkolith® Z5m               | ●            | ●             | ●         |                        |        |   |                |                |                  |          |                  | ●           |               |             |         |                         |                           |                            |         |          |                  | ●                 | ●                    | ●       | ●           | ●            |   |  |  |
|                                    | Zirkolith® Z5c (zweiteilig, geklebt) | ●            | ●             | ●         |                        |        |   |                |                |                  |          |                  | ●           | ●             | ●           | ●       |                         |                           |                            |         |          |                  | ●                 | ●                    | ●       | ●           | ●            |   |  |  |
| ZV3 – Zircon Vision                | ZV3 Implants 1-teilig                | ●            | ●             | ●         |                        |        |   |                |                |                  |          |                  | ●           | ●             | ●           | ●       |                         |                           |                            |         |          |                  | ●                 | ●                    | ●       | ●           | ●            |   |  |  |
|                                    | ZV3 Implants 2-teilig                | ●            | ●             | ●         |                        |        |   |                |                |                  |          |                  | ●           | ●             | ●           | ●       |                         |                           |                            |         |          |                  | ●                 | ●                    | ●       | ●           | ●            |   |  |  |

\* auf Anfrage