

# Marktinformationen

## TEOXANE

### Ausgezeichnete Präparate zur Faltenunterspritzung

In nur fünf Jahren ist das Schweizer Unternehmen Laboratoires Teoxane zu einem der weltweiten Marktführer aufgestiegen.

Laboratoires Teoxane wurde 2003 in Genf gegründet und hat sich auf die Entwicklung und Herstellung von injizierbaren Implantaten zur Faltenunterspritzung spezialisiert. Das Schweizer Unternehmen avancierte bis heute zum weltweit drittgrößten Hersteller von Hyaluronsäure und verdoppelte mittlerweile die Produktionsflächen in Genf, um der wachsenden Nachfrage von Kunden weltweit gerecht zu werden. Bis März 2008 wurden mehr als 600.000 Spritzen von Teoxane injiziert.

### Erfolgsgeschichte

Im Jahr 2004 führte das Unternehmen die Produkte Teosyal Meso, Global Action und Deep Lines ein. Basis dieser Mittel zur Faltenbekämpfung ist zu 100% Hyaluronsäure, ein natürlicher Bestandteil der Haut. Laboratoires Teoxane gründet 2005 zwei Tochtergesellschaften, Teoxane France und Teoxane Germany. Parallel dazu findet die Markteinführung der Produkte Teosyal Kiss, Ultra Deep und First Lines statt. Heute ist die Teosyal-Produktreihe in über 80 Ländern erhältlich.

### Ausgezeichnet!

2008 wurde die Hyaluronsäure-Produktreihe Teosyal von der britischen Fachzeitschrift „Aesthetic Medicine Magazine“ aus einer Reihe namhafter Mitbewerber als bestes injizierbares Produkt zur Faltenunterspritzung des Jahres 2008 ausgewählt.

Teosyal überzeugte das „Aesthetic Medicine Magazine“ durch die Produktbeschaffenheit, Wirksamkeit und die sofortigen und sichtbaren Resultate nach Unterspritzung.

Weiterhin ausschlaggebend für die Auszeichnung Teosyals war die Zufriedenheit der Patienten mit der Behandlung, der lang anhaltende Effekt und natürlich die Sicherheit von Teosyal. Auch die einfache Handhabung und Verwendung des Produkts sowie die Ausbildung, Beratung, Motivation und Serviceorientiertheit des Verkaufspersonals waren Argumente für die Entscheidung für Teoxane als Preis-träger.

Mit der Auszeichnung wurde Teoxane auch von unabhängiger Seite bescheinigt, was von jeher der Anspruch des Unternehmens war: das „Beste aus der Hyaluronsäure“ herzustellen.

### Die Dreifachwirkung –

#### Auffüllen, Liften, Feuchtigkeit spenden

Die Produktpalette Teosyal umfasst mittlerweile sieben Präparate und überzeugt durch ihre sehr gute Verträglichkeit und sofort sichtbare, natürlich wirkende Ergebnisse.

Mit Teosyal lassen sich Falten und Hautvertiefungen auffüllen, Wangen und Lippen modellieren und Gesichtskonturen weicher gestalten. Teosyal rehydriert und revitalisiert die Haut und verhindert die Entstehung von Falten sowie Fältchen selbst in so empfindlichen Regionen wie Hals oder Dekolleté.

Die Teosyal-Produktreihe wird komplett im eigenen Haus hergestellt und entwickelt. Der Herstellungsprozess wird gemäß den internationalen Normen ISO 9001 und ISO 13485 durchgeführt und erfüllt darüber hinaus die Anforderungen der 93/42 European Directive für Medizinprodukte.



### TEOXANE GMBH

Tel.: 0 81 61/1 48 05-0

Fax: 0 81 61/1 48 05-15

E-Mail: info@teoxane.de


www.teoxane.com

## Meyer-Haake

### EPIGLU® - der Wundkleber für alle Schnitt-, Platz- und Operationswunden

EPIGLU® ist der in der Medizin- und Zahnmedizin seit 14 Jahren bewährte Ethyl-2-Cyanoacrylatkleber, der schnell aushärtet, lang haftet, bei sachgemäßer Lagerung drei Jahre haltbar ist und sich

dazu noch durch einen günstigen Preis auszeichnet. Die Single Dose Dosetten mit 0,3 ml Inhalt sind besonders praktisch einzusetzen. Mit den neuen, aufsteckbaren Feindosieraufsätzen kann der Kleber



punktgenau appliziert und dünn ausgestrichen werden. Mit EPIGLU® versorgte Wunden heilen schnell. Da die Wunden infektionssicher verschlossen sind, kann der Patient sofort seiner gewohnten Hygiene nachgehen (waschen/duschen) – das wird bei der traditionellen Wundversorgung nicht erreicht.

In der Zahnmedizin hat sich der Kleber bewährt, da jede Region der Mundhöhle leicht zu erreichen ist. Die Fixierung von dünnen Schleimhautlappen stellt mit EPIGLU®

kein Problem dar und auch Aphthen, abgedeckt mit dem Kleber, heilen schnell und schmerzfrei ab.

Der Kleber härtet sehr schnell aus und die dünne Klebeschicht stört nicht. Arzt und Praxispersonal können nach einer Wundversorgung mit EPIGLU sofort den Behandlungshandschuh anziehen.

Fordern Sie Ihr kostenloses Muster des innovativen Wundklebers EPIGLU® vom Hersteller an.

Jetzt noch günstiger mit den Feindosieraufsätzen zu applizieren.

### MEYER-HAAKE GMBH MEDICAL INNOVATIONS

Tel.: 0 60 81/44 61-0

Fax: 0 60 81/44 61-22

E-Mail: info@meyer-haake.com

www.meyer-haake.com

Medicos Kosmetik

## Microneedling - minimalinvasive Narbenbehandlung mit dem Dermaroller®

Microneedling mit dem Dermaroller® stellt eine neue, minimalinvasive perkutane Collagen-Induktions-Therapie (CIT) im Bereich der ästhetischen Medizin dar. Die Anwendung des Dermarollers® mit bis zu 192 feinen Nadeln aus geschliffenem Chirurgenstahl setzt eine Wundheilungs-



Der Dermaroller MF 8. Ausgestattet mit 192 Nadeln mit einer Länge von 1,5 mm.

kaskade in Gang. Die Zellen setzen unmittelbar nach der Behandlung Wundheilungsfaktoren frei, die dann die Produktion von Kollagen, Elastin und Hyaluronsäure stimulieren. Die feinen und sehr

W&amp;H Deutschland

## Einfach sicher dokumentieren: Lisa und LisaSafe

Der Gesetzgeber verlangt sie, zum Schutz von Patienten, Arzt und Personal ist sie ein Gebot der Zeit: die lückenlose Dokumentation bei der Aufbereitung von Medizinprodukten. Eine wichtige Voraussetzung bei der Aufbereitung von kritischen Medizinprodukten ist die Kennzeichnung von Sterilgut mit den sterilisationsrelevanten Informationen. Mit dem Dokumentationskonzept „Lisa 300/500 Sterilisator + LisaSafe Etikettendrucker“ bietet W&H eine sichere und PC-unabhängige Lösung dieser Aufgabe.

Auf Lisa ist Verlass! Lisa Sterilisatoren arbeiten mit einer „intelligenten“ Software, die die sichere Sterilisation jeglichen Ladeguts ausschließlich in Klasse-B-Zyklen gewährleistet und die jeweiligen Daten auf einer Speicherkarte dokumentiert. Nach erfolgreicher Sterilisation – und nur dann – wird LisaSafe autorisiert, Etiketten zu drucken. Sie geben Aufschluss über die Nummer des Sterilisators,

## Dermaroller®-Modelle und ihre Eigenschaften

Dermaroller®-Modell	Charakteristik	Anwendung
<b>Modell CIT 8 (Mesoroller)</b>	92 Nadeln, 8 Reihen Nadellänge: 0,5 mm, Rollerkopfbreite: 20 mm	Feine und mittlere Falten im periorbitalen und perioralen Bereich, Einschleusen von Wirkstoffen in die Haut
<b>Modell MF 8</b>	192 Nadeln, 8 Reihen Nadellänge: 1,5 mm Rollerkopfbreite: 20 mm	Narben (Akne- und Brandnarben), tiefere Falten, schlaffe Haut
<b>Modell MS 4</b>	96 Nadeln, 4 Reihen Nadellänge: 1,5 mm Rollerkopfbreite: 10 mm	Schmale Narben (Akne- und Brandnarben), tiefere Falten, schlaffe Haut, für den MF 8 schlecht zugängliche Hautareale im periorbitalen und perioralen Bereich
<b>Modell C 8</b>	192 Nadeln, 8 Reihen Nadellänge: 0,15 mm Rollerkopfbreite: 20 mm	Kosmetik- und Heimanwendung, Intensiviert Pflegeproduktwirkung, stimuliert die Haut
<b>Beauty mouse™</b>	480 Nadeln, 8 Reihen Nadellänge: 0,15 mm Rollerkopfbreite: 50 mm	Kosmetik- und Heimanwendung Cellulite, Hautstraffung an Bauch, Beinen, Po, Armen

scharf geschliffenen Nadeln mit einem Durchmesser von 0,25 mm und einer Länge von bis zu 1,5 mm sind am Rollerkopf auf einer Stahlachse befestigt und für den Einmalgebrauch konzipiert. So ist sichergestellt, dass die Nadeln ausschließlich steril und mit scharfem Schliff angewandt werden. Das Verfahren eignet sich besonders für die Behandlung und Reduktion von atrophischen oder traumatischen Narben. Zudem fördert es die Hautstraffung nach Liposuktion im abdominalen

Bereich, an Armen und Beinen. Gute Ergebnisse lassen sich auch bei der Behandlung von Striae cutis distensae vorweisen.

### MEDICOS KOSMETIK GMBH & CO. KG

Tel.: 0 25 04/9 32 23 00  
E-Mail: [Info@aesthetico.de](mailto:Info@aesthetico.de)  
[www.aesthetico.de](http://www.aesthetico.de)



LisaSafe: fehlerlose Dokumentation.

die Chargennummer, das Datum der Sterilisation und die Lagerfrist des Sterilguts. Dies erfolgt auf Wunsch manuell oder automatisch. Vor einer Behandlung wird die Sterilgutverpackung geöffnet, die Etikette abgelöst und auf die

Patientenkarte geklebt. Verwender einer Praxismanagement Software können die Informationen auch über einen handelsüblichen 128-bit-Barcodeleser in die Patientenkarte einspeisen.

Einfacher geht's nicht. Lisa 300/500 Sterilisatoren und LisaSafe Etikettendrucker bilden das patentierte Duo zu garantiert sicherer Sterilisation und deren einfacher, dabei aber völlig gesetzeskonformer Dokumentation.

LisaSafe ist nach dem Plug & Play-System einfach zu installieren und wird ohne zusätzliche Software und völlig schulfrei betrieben. Mehr Informationsmaterial erhalten Sie bei Ihrem Dentaldepot, über Internet: [www.wh.com](http://www.wh.com) oder direkt bei W&H Deutschland GmbH

### W&H DEUTSCHLAND GMBH

Tel.: 0 86 82/89 67-0  
Fax: 0 86 82/89 67-11  
E-Mail: [office.de@wh.com](mailto:office.de@wh.com)  
[wh.com](http://wh.com)