

## Perio-Mate

Pulverstrahlinstrument für die subgingivale Anwendung









MODELL Perio-Mate Handstück REFT1043010

332€\*



subgingivales Pulverstrahlinstrument

REF Y1002654 für NSK Turbinenkupplung

REF Y1002655 für KaVo® MULTIflex® LUX Kupplung

REF Y1002656 für Sirona® Schnellkupplung

REF **Y1002657** für W&H® RotoQuick® Kupplung REF **Y1002658** für Bien Air® Unifix® Kupplung

999€\*

Perio-Mate

- + 2. Handstück
- + Perio-Mate Powder (4x100g-Flaschen)







MODELL Perio-Mate Powder

Glycinpulver 4 Flaschen à 100g REF **Y900938** 


69€\*



Auf Basis jahrzehntelanger Erfahrungen in der Strömungslehre, die in der Turbinenentwicklung gewonnen wurden, konnte NSK eine sichere und höchst effiziente Spraydruckmethode entwickeln, welche die schnelle und präzise Entfernung von Biofilm im subgingivalen Bereich ermöglicht. Die Kombination aus der schlanken Perio-Mate Düse mit einer dünnen, flexiblen Plastikspitze macht die subgingivale Behandlung nicht nur sicherer, sondern bietet dazu auch eine außerordentliche Sicht und überragendes Handling. Denn die Form der Düsenspitze ist äußerst anwenderfreundlich und ermöglicht einfachen Zugang in die Zahnfleischtaschen sowie komfortable Behandlungen. Perio-Mate ist erhältlich zum Anschluss an alle gängigen Turbinenkupplungen.



Das flexible Design der Plastikspitze bietet guten Zugang und ist höchst schonend für das Weichgewebe.



Die schlanke Düse erleichtert die Anwendung in den Engstellen der Mundhöhle



Perio-Mate Powder

Pulver für die subgingivale Anwendung in Verbindung mit Pulverstrahlgeräten.

