


# TopGraft

## Bone Collector



Autologen Knochen fräsen und sammeln in einem Arbeitsgang.



Aufnahmen: Dr. A. Berens, Hannover

- ▶ Bei Bedarf jederzeit und ohne Zusatzgeräte einsetzbar.
- ▶ Einfacher Betrieb des **TopGraft** per Winkelstück, < 600 RPM.
- ▶ Ideale Spangröße für die direkte Augmentierung und zur Beimischung.
- ▶ Sicherheit durch kontrolliertes und präzises Fräsen.
- ▶ Einfache Aufbereitung und Sterilisation des Fräasers.