

HeraCeram® Zirkonia 750
Niedrigere Brenntemperatur.
Höhere Flexibilität.



HeraCeram®
Zirkonia 750



Weniger ist mehr – eine Verblendkeramik für zwei Materialien.

Blendende Aussichten für alle Gerüste aus Zirkondioxid und Lithium-Disilikat! HeraCeram Zirkonia 750 mit ihrer niedrigen Brenntemperatur von 750°C gewährleistet auch bei Gerüstwerkstoffen mit einer geringeren Warmfestigkeit eine sichere Weiterverarbeitung. Weiteres Plus: Auch bei der neuen Verblendkeramik kann mit dem bewährten Ästhetikkonzept der HeraCeram-Keramiken gearbeitet werden.

HeraCeram Zirkonia 750

- Für Zirkondioxid und Lithium-Disilikat geeignet
- Maximale Verarbeitungstemperatur 750°C (auf ZrO_2 800°C)
- Stabilisierte Leuzit-Struktur (SLS)
- Bekanntes und einheitliches Verarbeitungskonzept
- Breites Farbangebot für natürlich wirkenden Zahnersatz

Jetzt
Einstiegsangebot
sichern!*

* Entdecken Sie die neue HeraCeram Zirkonia 750 und nutzen Sie unsere exklusiven Einstiegsangebote! Einfach den QR Code mit Ihrem mobilen Gerät scannen oder online gehen auf www.heraeus-kulzer.de/750aktion

Mundgesundheit in besten Händen.