

| Knochenersatzmaterialien | | Herkunft | | | | | | | | | | Resorbierbarkeit | | | | | Form | | | | | Einsatzbereich | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------|-------|--------|-------|------------|----------------------|------------------|-------------------------|--------------|--------------------|----------|--------|---------|-------|-----|----------|----------------|-------|------------|-------------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------------|----------------|--------------------|
| Firma | Produkt | synthetisch | synthetisch, phasenrein | synthetisch-alloplastisch | fermentiert (Hyaluronsäure) | allogen | equin | porcin | bovin | pflanzlich | humane Knochenmatrix | autologe | vitale osteogene Zellen | resorbierbar | nicht resorbierbar | Granulat | Pulver | Schwamm | Block | Gel | Zylinder | Chip | Präse | Lymphislet | flexibles Knochengewebe | Implantologie | Parodontologie | Sinusbodenhebung | Augmentations allgemein | Defektschulung | Alveolenversorgung |
| Acteon | BIOSTITE | • | • | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| AMC.ORALTEC | maxresorb | • | • | • | | | | | | | | | • | • | | | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • |
| | Cerabone® | | | | | | | • | | | | | • | • | | | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • |
| | PerOssal® | • | • | • | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | • | • | | | | | • |
| American Dental Systems | Gen-Os/Apatos | | | | | | | • | | | | | • | • | | | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • |
| | mp3/Putty | | | | | | | • | | | | | • | | | | | | | | | | • | | • | • | • | • | • | • | • |
| | Gel 40 | | | | | | | • | | | | | • | | | | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • |
| | SP-Block | | | | | | | • | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | • | • | • | • |
| | Tablet | | | | | | • | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | • | • | • | • |
| Argon Dental | OsteoGraft® | | | | | | | | • | | | | • | • | • | • | • | • | • | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ARTOSS | NanoBone® | • | • | • | | | | | | | | | • | • | | | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • |
| Baxter Deutschland | Tricos | • | | | | | | | | | | | • | • | | | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • |
| BEGO Implant Systems | NanoBone® | • | | | | | | | | | | | • | • | | | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • |
| Bicon | SynthoGraft™ | • | • | | | | | | | | | | • | • | | | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • |
| Biocomposites | Fortoss Vital | • | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | • | | • | • | • | • | • | • | • |
| BIOMET 3i | Biogran® | • | | | | | | | | | | | • | • | | | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • |
| | Endobon® Xenograft Granulat | | | | | | | • | | | | | • | • | | | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • |
| BioTissue | BioSeed®-Oral Bone | | | | | | | | | | • | • | | | | | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • |
| Chiroplant | Kasios TCP Dental | • | • | | | | | | | | | | • | • | | | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • |
| Degradable Solutions | calc-i-oss™ | • | • | | | | | | | | | | • | • | | | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • |
| | easy-graft® | • | • | | | | | | | | | | • | • | | | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • |
| | easy-graft® CRYSTAL | • | • | | | | | | | | | | • | • | | | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • |
| | RootReplica™ | • | • | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | • |
| Dentaurum Implants | NanoBone® | • | | | | | | | | | | | • | • | | | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • |
| DENTSPLY Friadent | PepGen P-15™ | • | | | | | | • | | | | | • | • | | | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • |
| | PepGen P-15™ Flow | • | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • |
| | Osteograft/N™/300/700 | | | | | | | • | | | | | • | • | | | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • |
| | FRIOS®ALGIPORE® | | | | | | | | • | | | | • | • | | | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • |
| DOT | BONITmatrix® | • | | | | | | | | | | | • | • | | | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • |
| | OSSA NOVA | • | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | • | | • | • | • | • | • | • | • |
| Dr. Ihde | Nanos® | • | | | | | | | | | | | • | • | | | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • |
| DCV INSTRUMENTE | NanoBone® | • | | | | | | | | | | | • | • | | | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • |
| Geistlich Biomaterials | Geistl. Bio-Oss® Spongiosa Gran. | | | | | | | • | | | | | • | • | | | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • |
| | Geistl. Bio-Oss® COLLAGEN | | | | | | | • | • | | | | • | | | | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • |
| Hager & Meisinger | calc-i-oss™ | • | • | | | | | | | | | | • | • | | | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • |
| | easy-graft® | • | • | | | | | | | | | | • | • | | | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • |
| | easy-graft® CRYSTAL | • | • | | | | | | | | | | • | • | | | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • |
| | RootReplica™ | • | • | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | • |
| Henry Schein Dental Depot | BONITmatrix® | • | | | | | | | | | | | • | • | | | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • |
| | NuOss® Granulat | | | | | | | • | | | | | • | • | | | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • |
| Heraeus Kulzer | Ostim | • | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • |
| IMTEC Europe | OSSEO +B Spongiosa Granulat | | | | | | | • | | | | | • | • | | | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • |

Die Marktübersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Stand: Oktober 2009

| Knochenersatzmaterialien | | Herkunft | | | | | | | | | | Resorbierbarkeit | | | | Form | | | | Einsatzbereich | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------|-------|--------|-------|------------|----------------------|----------------------------------|--------------|--------------------|----------|--------|---------|-------|-----|----------------|------|-------|-------------|-------------------------|---------------|----------------|------------------|------------------------|----------------|--------------------|
| Firma | Produkt | synthetisch | synthetisch, phasenrein | synthetisch-alloplastisch | fermentiert (Hyaluronsäure) | allogen | equin | porcin | bovin | pflanzlich | humane Knochenmatrix | autologe vitale osteogene Zellen | resorbierbar | nicht resorbierbar | Granulat | Pulver | Schwamm | Block | Gel | Zylinder | Chip | Paste | Lyophilisat | flexibles Knochengewebe | Implantologie | Parodontologie | Sinusbodenhebung | Augmentationsverfahren | Defektschulung | Alveolenversorgung |
| Keystone Dental | calc-i-oss® | ● | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lasak | PORESORB-TCP | ● | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | OssaBase®-HA | ● | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| mectron | BIO-GEN MIX GEL | | | | | | ● | | | | | ● | | | | | ● | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | OSTEOPLANT FLEX® | | | | | | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | BIO-GEN® | | | | | | ● | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | BIO-GEN® Block | | | | | | ● | | | | | ● | | | | | ● | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | BIO-GEN® Putty | | | | | | ● | | | | | ● | | | | | ● | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Merz Dental | Fortoss Vital | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MIS Germany | 4-Bone™ | ● | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| m&k | NanoBone® | ● | | | | | | | | | | ● | ● | | | ● | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MONDEAL | Fortoss Resorb | ● | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Fortoss Vital Pulver | ● | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Fortoss Vital Spritze | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | ● | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nemris | calc-i-oss® | ● | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | easy-graft® Classic 150 | ● | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | easy-graft® Classic 400 | ● | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | easy-graft® CRYSTAL 150 | ● | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | easy-graft® CRYSTAL 400 | ● | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Produits Dentaires | PD VitalOs Cement®* | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| RESORBA Wundvers. | GENTA-COLL resorb® Dentalkegel | | | | | | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | ● | | | | ● | ● | ● | ● |
| | PARASORB® Dentalkegel | | | | | | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | ● | | | | ● | ● | ● | ● |
| RIEMSER Arzneimittel | CERASORB®/CERASORB®M | ● | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | CERASORB® PARO | ● | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | |
| Schlumbohm | Autologer Knochen (KF T3) | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schütz Dental | ReBone | ● | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Septodont | R.T.R. Kegel, R.T.R. Spritze | ● | | | | | | ● | | | | ● | ● | | | | ● | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| SIC invent | SIC nature graft | | | | | | | | ● | | | ● | ● | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | SIC b-oss | | | | | | | ● | | | | ● | ● | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Straumann | Straumann® BoneCeramic | ● | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sunstar Deutschland | Butler® PerioGlas® | ● | ● | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sybron Implants | BioResorb® Macro Pore | ● | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Synthes | chronOS™ | ● | | | | | | | | | | ● | ● | | | | ● | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | chronOS™ Granulat | ● | | | | | | | | | | ● | ● | | | | ● | ● | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | DBM Pastös | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Thommen Medical | CEROS® Granulat | ● | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | CEROS® Putty | ● | ● | | | | | | | | | ● | | ● | | | ● | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wolf Dental | easy-graft | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zimmer Dental | Biobase® | ● | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Puros® Allograft Block | | | | | | | | | | | ● | | | | | ● | | | | | | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● |
| | Puros® Allogr. Spongiosa Partik./Block | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | ● | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ziterion | BONITmatrix® | ● | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

* Form: Zement

Die Marktübersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Stand: Oktober 2009