

Infektionsprävention

Durchdachte Lösungen für die Zahnarztpraxis

Eine sorgfältige und regelmäßige Desinfektion ist in der Zahnmedizin unerlässlich, um Patienten und Personal wirkungsvoll vor Keimen zu schützen. Dabei werden bestimmte Anforderungen an das Desinfektionsmittel gestellt. Neben einer schnellen und allumfassenden Desinfektion ist es beispielsweise wichtig, empfindliche Materialien zu schützen und die Umwelt zu schonen. ALPRO MEDICAL bietet hierfür verschiedene Lösungen.

Alfred Hogeback/St. Georgen

■ **Jeder Patient** trägt Keime in oder an sich, die bei der Behandlung Praxismöbel, Dentaleinheiten, Instrumente oder den Boden kontaminieren können. Dies geschieht u. a. durch Spraynebel, beispielsweise beim Präparieren, ebenso wie durch die simple Berührung von Oberflächen wie der Türklinke. Eine regelmäßige Desinfektion aller eventuell kontaminierten Bereiche ist obligat. Insbesondere bei patientennahen Flächen, wie Behandlungseinheiten, Instrumenten, Hand- und Winkelstücken, ist die Kontamination entsprechend hoch. Zudem können zahlreiche pathogene Keime hier lange überleben und durch Kontakt meistens über die Hände übertragen werden. Die routinemäßige

Reinigung und Desinfektion möglicher betroffener Flächen nach der Behandlung hat daher mit entsprechender Sorgfalt zu erfolgen, um eine Kreuzkontamination zu vermeiden.

Welches Desinfektionsmittel ist geeignet?

Bei der Wahl des richtigen Desinfektionsmittels müssen zahlreiche Faktoren berücksichtigt werden. Zunächst einmal sollte das Produkt schnell wirken, um Patienten nebst Personal optimal zu schützen und um einen reibungslosen Ablauf im Arbeitsalltag zu ermöglichen. Des Weiteren sollte das Wirkungsspektrum

an die Risikoeinstufung angepasst sein, da nicht immer Maximalanforderungen vonnöten sind. Ebenso ist die Materialverträglichkeit der Produkte zu beachten, denn nicht jedes Produkt ist für alle unterschiedlichen Flächen geeignet. So werden z. B. von den Geräteherstellern, je nach Material, auch Desinfektionsprodukte ohne Alkohol gefordert, um sensible Oberflächen nicht zu beschädigen. Aldehyde fixieren nicht nur Proteine, sondern schädigen auch zahlreiche Materialien. Auf diese sollte möglichst verzichtet werden. So können die Umwelt und häufig auch der Geldbeutel geschont werden.

Eine breite Produktpalette bietet Lösungen für jeden Bedarf

Die umfangreiche Produktfamilie der Firma ALPRO MEDICAL rund um das Thema Flächendesinfektion beinhaltet Schnelldesinfektionslösungen, Wischtücher zum Selbsttränken und bereits getränkte Reinigungs- und Desinfektionstücher sowie ein besonders sanftes alkoholfreies Desinfektionsprodukt speziell für empfindliche Oberflächen und Sitzpolster.

MinutenSpray-classic, die Schnelldesinfektionslösung von ALPRO MEDICAL, wirkt schnell und zuverlässig in nur einer



Abb. 1

▲ Abb. 1: Flächendesinfektion als Infektionsprävention.

Minute bakterizid (inkl. TBC, MRSA), Levurozid und viruzid gegen alle behüllte Viren sowie in zwei Minuten gegen unbehüllte Adeno- und Noroviren. Sie ist VAH-zertifiziert, weist eine Remanenzwirkung auf und ist zur Hospitalismus-Prophylaxe geeignet. Dabei enthält die Desinfektionslösung weder Aldehyde noch Phenole und hat einen angenehm frischen Duft. Da MinutenSpray-classic zudem aktive Reinigungssubstanzen enthält, eignet es sich für die Desinfektion aller alkoholverträglichen Oberflächen in der Praxis. Um den Arbeitsalltag noch weiter zu erleichtern, ist das Produkt auch in Form von vorgetränkten Feuchtwischtüchern, den MinutenWipes oder die MaxiWipes zum Selbsttränken, erhältlich.

Ganz neu ist PlastiSept eco. Das speziell einwickelte Desinfektionsmittel ist für alkoholempfindliche Oberflächen von Medizinprodukten, wie beispielsweise Sitzpolster und Kopfstützen der Behandlungseinheiten, Übertragungsinstrumenten und Schwebetischen, wie auch im Röntgenbereich und für Plexiglasoberflächen geeignet. „Da es gänzlich ohne materialschädigende oder sensibilisierende Stoffe wie QAV, Alkohol, Aldehyde oder Phenole auskommt, ist PlastiSept eco besonders sanft zu allen Oberflächen“, erklärt Alfred Hogeback, Geschäftsführer von ALPRO MEDICAL. Dennoch ist es umfassend wirkungsvoll gegen Bakterien inkl. TBC, Hefepilzen, behüllten Viren und unbehüllten Noroviren. Neben der nachfüllbaren Verschäumerflasche ist die Desinfektionslösung auch in Form von vorgetränkten Feuchtwischtüchern, den PlastiSept-Wipes eco, erhältlich. Selbstverständlich kann die PlastiSept eco auch zum Tränken der MaxiWipes genutzt werden. ◀◀



Abb. 2



Abb. 3

▲ Abb. 2: Alkoholfreie Desinfektionsmittel eignen sich vor allem für sensible Oberflächen, z. B. zum Tränken unserer trockenen MaxiWipes. ▲ Abb. 3: Alkoholische Desinfektionstücher für eine schnelle und unkomplizierte Reinigung.

ANZEIGE

PureMotion®

Das Amalgam Abscheidesystem auf Sedimentationsbasis

M8 für bis zu 8 Behandler
mit oder ohne Saugmaschine

M2 für bis zu 2 Behandler
mit oder ohne Saugmaschine

M4 für bis zu 4 Behandler
mit oder ohne Saugmaschine

Die clevere Alternative

- Zuverlässiges Sedimentationsprinzip
- 2-Kammer-System für durchgängiges Arbeiten
- Mit integriertem Entsorgungspaket

Besuchen Sie uns auf der **Fachdentall Südwest** in Stuttgart, 23.+24.10.2015, Halle 4, Stand C48

FACH DENTAL SÜDWEST

www.pure-motion.com

>> **KONTAKT**

ALPRO MEDICAL GMBH
 Mooswiesenstr. 9
 78112 St. Georgen
 Tel.: 07725 9392-21
 Fax: 07725 9392-91
 E-Mail: s.heyder@alpro-medical.de
 www.alpro-medical.com