



NaviTips

Reinigen, Spülen und Applizieren - bis zum Apex!



NaviTip® FX® Tip

NaviTip® Tip

NaviTip® Double Sideport

Ihre Helfer für perfekte Resultate.

NaviTips von Ultradent Products sind ideal zur Applikation – bei jedem Behandlungsschritt einer Wurzelbehandlung. Anders als bei üblichen Spülkanülen ist bei NaviTips die Kanüle auf ca. 2/3 der Länge federnd, an der Spitze jedoch weich und flexibel – und kann so leicht einem gebogenen Kanal folgen.

Erleichtern jede Behandlung

Setzen Sie NaviTips ein, um jede Spüllösung dorthin zu bringen, wo es nötig ist: Bis kurz vor den Apex.

**Verändere nicht die Technik. Mach es einfacher.
Mit NaviTips.**

Weitere Informationen zu allen NaviTips erhalten Sie unter www.ultradent.com, im aktuellen Ultradent Products Katalog oder telefonisch unter Tel. 02203 - 35 92 15.

