



- Bakteriendichte, mikrobewegungsfreie Implantat- / Prothetik-Verbindung
- Abfallende Schulter für kristalen Knochenerhalt und Erhalt des Weichgewebes
- OsteoActive® Oberfläche für eine schnelle und sichere Osseointegration
- 1,5° selbstklemmender Konus
- Zwei parallel laufende Gewindegänge
- Anti-Rotations-Sechskant
- Aufbauschraube mit spiralem Klemmgewinde
- Apikal abgerundete Spitze für eine schonende Insertion



1,5° selbstklemmender Konus



Länge : 5,5 - 17 mm    Durchmesser : 3,0 - 6,0 mm    ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕



- Hohe Sicherheit für Behandler und Patient
- Umfangreiches Spenderscreening nach serologischen, sozialen und ethischen Kriterien
- Nach AMG zugelassen
- Unvergleichliche Behandlungserfolge



3D-KNOCHENFRÄSUNG