#### Prophylaxe-System für komfortablere Behandlung

Die neue Premium-Prophylaxe-Marke Lunos® reicht von der Mundspüllösung, dem Pulverstrahlhandstück mit einzigartigem Wechselkammerprinzip über unterschiedliche Pulver und Pasten bis hin zum Wellnesstuch für einen erfrischenden Behandlungsabschluss – damit am Ende alle Beteiligten "vor Freude strahlen", so der Slogan der Marke Lunos®. Bei der Produktentwicklung hat das Lunos®-Entwicklungsteam alle medizinischen Aspekte berücksichtigt und sich gleichzeitig konsequent an den Prinzipien eines minimalinvasiven und schmerzarmen Vorgehens orientiert. Ein Beispiel hierfür: das Pulverstrahlhandstück MyFlow mit durchdachtem Wechselkammerprinzip. Der Pulverbehälter lässt sich einfach austauschen, womit das lästige Nachfüllen während der Anwendung am Patienten entfällt. Zudem ermöglicht das Wechselkammerprinzip das Vorbereiten von Pulverbehältern für den ganzen Tag. Das Befüllen dieser Pulverbehälter erfolgt mithilfe ergonomischer Flaschen mit Einhand-Kipphebelverschluss auf einfache Weise und zudem staubarm. In der Aufbereitung setzt das Pulverstrahlhandstück ebenfalls

neue Maßstäbe. Alle Teile sind voll thermodesinfizierbar und autoklavierbar. Zusammen mit dem geringen Verstopfungspotenzial und der einfachen Wartung spart dies bei der täglichen Arbeit Zeit und bietet so mehr Freiraum für die Behandlung. Neben verschiedenen Prophylaxepulvern und Polierpasten zählt zudem zum Sortiment die alkoholfreie Lunos® Mundspüllösung mit dezent frischem Minzgeschmack, die ideal routine-



mäßig vor jeder Prophylaxebehandlung angewendet werden kann. Weiterhin umfasst die Lunos® Prophylaxe-Linie den Lunos® Fluoridlack, das Lunos® Fluorid Gel, die hoch gefüllte Lunos®

Fissurenversiegelung auf Kompositbasis, das Lunos® Prophy-Kissen aus einem Tempur ähnlichen Schaum zur bequemen Lagerung des Patienten und das hautpflegende Lunos® Prophy-Wellnesstuch mit Aloe vera.



Tel.: 07142 705-0 www.duerrdental.com

## Doppelwirkung gegen schmerzempfindliche Zähne

Die neue elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL™ REPAIR&PREVENT ist eine Zahnpasta mit doppeltem Ansatz: sie lindert den Schmerz und beugt künftiger Schmerzempfindlichkeit vor. Die klinisch bestätigte PRO-ARGIN® Technologie¹ der Zahnpasta versiegelt und

land sind, laut der aktuellen Fünften Deutschen Mundgesundheitsstudie (DMS V), bis zu 70 Prozent der Erwachsenen davon betroffen. Die elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL™ REPAIR&PREVENT enthält daher zusätzlich Zink, welches das Zahnfleisch stärkt und somit vor künftiger Schmerzempfindlichkeit schützt. Für die sofortige Schmerzlinderung

DÜRR DENTAL

[Infos zum Unternehmen]



repariert die offenen Reizleiterkanälchen, die für die schmerzempfindlichen Zähne verantwortlich sind. Eine der Hauptursachen der Schmerzempfindlichkeit ist Zahnfleischrückgang, da hierdurch Zahnhälse und Dentin freigelegt werden. In Deutsch-

kann die Zahnpasta mit der Fingerspitze auf den empfindlichen Zahn aufgetragen und für eine Minute leicht einmassiert werden. Zwei Mal täglich beim Zähneputzen angewendet, bewirkt sie eine lang anhaltende Linderung und Schutz.

In der Zahnarztpraxis kann die Schmerzempfindlichkeit mit der elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL™ Desensibilisierungspaste mit Pro-Argin® Technologie behandelt werden. Einmal angewendet, erzielt sie eine schnelle Linderung und reduziert den durch freiliegende Zahnhälse ausgelösten Schmerz für mindestens sechs Wochen.<sup>2</sup> Zuhause können Patienten zusätzlich die elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL™ Zahnspülung mit der PRO-ARGIN® Zahnspülungstechnologie verwenden. So können Betroffene mit der Kombination der elmex® SENSITIVE PRO-FESSIONAL™ Produkte die Schmerzempfindlichkeit ihrer Zähne wirksam und lang anhaltend bekämpfen.

1 Nathoo Setal. J Clin Dent 2009; 20 (Spec Iss): 123–130. 2 Pepelassi et al. 2015: Effectiveness of an in-office arginine-calcium carbonate paste on dentine hypersensitivity in periodontitis patients: a double-blind, randomized controlled trial, J Clin Periodontol (42).

#### **CP GABA GmbH**

Tel.: 040 7319-0125 www.gaba-dent.de

#### Fluoridierung mit Lack oder Gel

Eine regelmäßige Fluoridierung ist unumgänglich, wenn das Kariesrisiko langfristig reduziert werden soll. Hager & Werken bietet daher gleich zwei verschiedene Arten von Fluoridierungsprodukten an: Einen Lack und ein Gel.

Bei Mirafluorid (0,15% Fluorid) handelt es sich um einen Fluoridlack auf Wasserbasis ohne Lösungsmittel. Anders als bei herkömmlichen Fluoridlacken, bei denen das Fluorid sehr langsam durch eine Lackmatrix abgegeben wird, diffundieren die Fluoride unmittelbar durch eine wässrige Polymerschicht.

So gelingt es, mit einem deutlich reduzierten Fluoridgehalt wesentlich patientenfreundlicher die gleiche Schutzfunktion zu erreichen. Die Effektivität von Mirafluorid als Kariesschutz wurde in klinischen Studien\* belegt.

mirafluor®-gel hingegen ist ein klassisches Fluoridgel zur intensiven Kariesprophylaxe. Das Gel fördert durch das enthaltene Fluorid (1,23%) aktiv die Remineralisierung des

miradent miradent MIRAFLUORID Hager & Werken

> Zahnschmelzes und sollte zusätzlich zur herkömmlichen Zahnpflege angewendet wer-

den. mirafluor®-gel ist in verschiedenen Geschmacksrichtungen und Konzentrationen erhältlich.

Das niedriger dosierte k-gel mit 0,615 % Fluorid ist ein speziell für Kinder entwickeltes Gel.

Der Erhalt der Milchzähne, die eine besondere Platzhalterfunktion einnehmen, spielt eine wichtige Rolle in der Entwicklung der Folgezähne. Der reduzierte Fluoridgehalt verringert des Weiteren, im Vergleich zu herkömmlichen Fluoridgelen, das Risiko einer Zahnfluorose der Folgezähne. Ein besonders schonender ph-Wert von 5,5 vermeidet eine zusätzliche Belastung des Zahnschmelzes. Der kariesprophylaktische Effekt von Fluorid ist hinreichend nachgewiesen. Er beruht auf einer erhöhten Säureresistenz des Zahnschmelzes, einem gehemmten Zuckerabbau säureproduzierender Mikroorganismen in der Plaque und einer beschleunigten Remineralisierung initialer kariöser Läsionen.

\*Quelle:Attin,T.,Schneider,K.,Buchalla,W.:Abrasionsstabilität des KOH-löslichen Fluorids auf Schmelz nach Applikation verschiedener Fluoridierungsmittel, Dtsch Zahnärztl Z 56,706 (2001)

#### Hager & Werken GmbH & Co. KG

Tel.: 0203 99269-0 www.hagerwerken.de

#### Zungenreinigung perfekt ergänzt

Ab sofort gibt es für die Anwendung mit dem TS1 Zungensauger das TS1 Gel als Ergänzung für die Zungenreinigung. Der TS1 Zungensauger ist mittlerweile aus dem Praxisalltag im Rahmen einer PZR oder einer Full Mouth Disinfection nicht mehr wegzudenken. Das Absaugen der bakteriellen Zungenbeläge hat sich als wirk-



same Methode etabliert. Zur optimalen Absaugung und Steigerung des Frischegefühls gibt es jetzt das neue TS1 Gel.

Das TS1 Gel fördert die Gleitfähigkeit bei der Zungenreinigung. Die bakteriellen Zungenbeläge werden sanft zusammen mit dem aufgetragenen Gel von der Zunge abgesaugt. Patienten berichten, dass sie nach der Zungenreinigung durch den TS1 Zungensauger plus TS1

> Gel in der Praxis ein noch höheres und länger anhaltendes Frische- und Sauberkeitsgefühl verspürten. Das TS1 Gel wird in einem 75-ml-Fläschchen mit Kappe geliefert, welches sich mühelos einhändig öffnen und schließen lässt und somit perfekt in die Arbeitsabläufe der Zungenreinigung integriert werden kann. Die einhändige Nutzung ist ein deutlicher Vorteil gegenüber Tuben mit Schraubverschluss und bietet zudem eine gute Standfestigkeit. Die Flasche ist transparent gestaltet, sodass jederzeit der aktuelle Füllstand abgelesen werden kann. Durch die kleine Austrittsöffnung von nur 3mm ist eine sparsame und exakte Dosierung möglich, sodass eine 75-ml-Flasche für ca. 120-150 Anwendungen in der Praxis ausreicht.

> > TSpro GmbH

Tel.: 0721 94249857 www.ts-1.com

#### Piezo-Technologie ermöglicht multifunktionale Einsätze

Unterstützt durch die intutitive NSK iPiezo engine bietet der LED-Ultraschall-Scaler Varios 970 für jede Anwendung optimale und stabile Vibrationsfrequenzen – von der sanften Minimal- bis hin zur effektiven Maximaleinstellung. Die Leistungseinstellung wird dabei

> so fein geregelt, dass ein und dasselbe Gerät höchst effizient in der Endodontie, der Parodontologie und der Prophylaxe eingesetzt werden kann. Mit dem 33 Gramm leichten und

> > äußerst schlanken Handstück erzielt der Anwender eine optimale Balance und erhält hervorragenden Zugang zum Behandlungsfeld. Darüber hinaus ist das Varios 2 Lux-Handstück mit Doppel-LED ausgestattet, was in Kombination mit der grazilen Form für einmalige Sichtverhältnisse sorgt. Das Varios 970 verfügt über zwei unabhängige Kühlmittelflaschen (je 400 ml) und ein großes, intuitiv zu bedienendes Bedienfeld sowie ein Display, auf

dem alle aktuellen Einstellungen übersichtlich angezeigt werden. Als Varios 170 können die Vorteile des Varios 2-Handstücks auch in die vorhandene Behandlungseinheit integriert werden. Dabei ist das Varios 170 LED-Einbaumodul das kleinste der Welt und

> findet in praktisch jeder Einheit Platz. Varios 970 und Varios 170 ist jeweils im Set mit drei Aufsätzen (G4, G6, G8) sowie mit drei Drehmomentschlüsseln und einer Steribox erhältlich.



Tel.: 06196 77606-0 www.nsk-europe.de



#### Fluoridieren, Schützen, Pflegen, Versiegeln

Zähne reinigen, versiegeln, fluoridieren und pflegen: Im neuen Prophylaxe-Set von VOCO finden sich erstmals alle für die professionelle Zahnpflege relevanten Produkte. Dank der Set-Zusammenstellung sind sämtliche Präparate schnell greifbar. Außerdem ermöglicht das Set den Zahnärztinnen und Zahnärzten sowie Praxismitarbeiterinnen, viele verschiedene Produkte zu testen und sich einen Eindruck von ihrer Einsatzvielfalt und Leistungsstärke zu machen. Dazu zählt CleanJoy, die fluoridhaltige Reinigungs- und Polierpaste in zwei Reinigungsstärken mit der einzigartigen Ampel-Codierung. Au-Berdem ist im Set der Fissurenversiegeler Grandio Seal enthalten, der sich dank seiner exzellenten Eigenschaften insbesondere in der Kinderzahnheilkunde bewährt hat. VOCO Profluorid Varnish, der Fluoridlack zur Desensibilisierung, ist in gleich vier leckeren Geschmackssorten dabei (Melone, Karamell, Minze und Kirsche). Die schützende Zahnpflege Remin Pro mit Fluorid und Hydroxylapatit und natürlich Remin Pro forte mit der antibakteriellen Wirkung von Ingwer- und Kurkuma-Extrakten runden das Komplettpaket ab. Die Produkte lassen sich aufeinander abstimmen, eignen sich aber ebenso für den individuellen Prophylaxe-Einsatz. Jedes Präparat ist einzeln nachbestellbar.

**VOCO GmbH** 

Tel.: 04721 719-0 www.voco.de



NSK

[Infos zum Unternehmen]





#### Verlagsanschrift

OEMUS MEDIA AG, Holbeinstraße 29, 04229 Leipzig, Tel.: 0341 48474-0, kontakt@oemus-media.de, www.oemus.com


Chefredaktion	DiplPäd. Jürgen Isbaner (V.i.S.d.P.)	Tel.: 0341 48474-321	isbaner@oemus-media.de	
Redaktion	Antje Isbaner Katja Mannteufel Marlene Hartinger	Tel.: 0341 48474-120 Tel.: 0341 48474-326 Tel.: 0341 48474-133	a.isbaner@oemus-media.de k.mannteufel@oemus-media.de m.hartinger@oemus-media.de	2
Anzeigenleitung	Stefan Thieme	Tel.: 0341 48474-224	s.thieme@oemus-media.de	
Grafik/Satz	Josephine Ritter	Tel.: 0341 48474-144	j.ritter@oemus-media.de	
Druck	Dierichs Druck+Media GmbH & Co. KG, Frankfurter Straße 168, 34121 Kassel			वक्षामाउ)













# Termine 2017 12. Mai 2017 1 12.00 – 19.00 Uhr | Berlin 13. Oktober 2017 1 12.00 – 19.00 Uhr | München

### Faxantwort an 0341 48474-290

Titel, Name, Vorname

Bitte senden Sie mir das Programm für die Kursreihe PARO UPDATE 2017 zu.

Praxisstempel 9/1/1 1/19 2005 3/1/1

E-Mail (Für die digitale Zusendung des Programmes.)

Doppelt gut

# smartGun ONE und smartGun PERIO.

Die neue Pulverstrahl Gerätegeneration von smartdent.



