

Ein Implantat wie kein anderes



NobelActive®

Es ist ein Implantat wie kein anderes. Der Implantatkörper und das Gewindedesign sorgen für eine Verdichtung des Knochens während der Insertion. So wird eine hohe Primärstabilität selbst in weichem Knochen erreicht – eine ideale Voraussetzung für die Sofortimplantation. Dank Kammern für das Rückwärtsschneiden mit apikalen Bohrschneiden kann darüber hinaus die Implantatposition während des Einsetzens angepasst werden, um eine optimale Ausrichtung der prothetischen Versorgung zu ermöglichen. Beginnen Sie, mehr Patienten besser zu behandeln.

Besuchen Sie nobelbiocare.com/nobelactive

