

Claudia Jahn

Perfekt gepflegt in nur 10 Sekunden

INTERVIEW Eine ordnungsgemäße Pflege trägt wesentlich dazu bei, die Funktionsfähigkeit und Lebensdauer von Übertragungsinstrumenten langfristig aufrechtzuerhalten. Mit der neuen Assistina TWIN bietet W&H ein neues automatisches Ölpflegegerät, das den effizienten Wiederaufbereitungs-Workflow in Zahnarztpraxen optimal unterstützt. Christian Lechner, W&H Produktmanager für Sterilisation, Hygiene und Pflege, gibt Einblicke in die Produktentwicklung und spricht über die besonderen Vorteile der Assistina TWIN für den Anwender.



Einfach in der Bedienung und kosteneffizient, so präsentiert sich die neue Assistina TWIN. Produktmanager Christian Lechner ist davon überzeugt, dass die neue Assistina TWIN neue Maßstäbe in der effizienten Ölpflege setzt.

Herr Lechner, würden Sie bitte kurz die Historie von W&H im Bereich der Hygiene und Pflege skizzieren?

Bereits 1992 positionierte W&H mit der Assistina 301 plus das erste automatische Ölpflegegerät am Markt. Während andere Hersteller nur eine Pflege mittels Ölspraydose boten, ermöglichte das neue W&H Produkt erstmals eine vollautomatische Ölmengendosierung

sowie eine lückenlose Reinigung von Spraykanälen. Im Laufe der Jahre rückte neben der Ölpflege immer mehr die Reinigung in den Kundenfokus. Als Antwort darauf präsentierte W&H 2013 das Reinigungs- und Pflegegerät Assistina 3x3. Neben einer validierten Innenreinigung der Spraykanäle und der Getriebeteile sowie einer Ölpflege stellt es eine validierte Außenreinigung sicher. Damit gelang es W&H, eine neuerliche Benchmark im Bereich der Hygiene und Pflege zu setzen.

Die Ölpflege stellt bei der Aufbereitung von Übertragungsinstrumenten immer einen kritischen Engpass dar, bevor das Instrumentarium verpackt und sterilisiert werden kann. Aufgabe der neuen Assistina TWIN ist es, diesen Schritt nun deutlich zu optimieren. Dank eines neuartigen Nutzungskonzeptes können Anwender den Ölpflegeprozess schnell, effizient und ganz ohne Stillstandszeiten durchführen.

Können Sie uns ein paar Einblicke in die Entwicklung der neuen Assistina TWIN geben?

Ziel unserer Produktentwicklung war es, ein Gerät zu konstruieren, welches einfach in der Bedienung und kosteneffizient ist. Darüber hinaus sollte der Ölpflegeprozess möglichst rasch durchgeführt werden können. Auch der Sicherheitsaspekt spielte eine große Rolle, denn beim Einsatz von Sprühdessinfektionsmitteln, Ölspraydosen sowie einigen automatischen Ölpflegegeräten können schädliche Aerosolnebel entstehen, die auf keinen Fall

eingeatmet werden dürfen. Weitere Aufmerksamkeit wurde dem optimierten Öl- und Reinigungslösungsverbrauch gewidmet. Unseren Entwicklungsingenieuren ist es gelungen, eine neue Methode für die Einbringung von Öl in die Übertragungsinstrumente zu finden, die es sowohl erlaubt, die Zyklusdauer als auch die notwendige Menge an Öl und Reinigungslösung deutlich zu optimieren. Aufgrund dieser technischen Neuerungen zählt die Assistina TWIN zu den wirtschaftlichsten Lösungen am Markt, wenn man die Aufbereitungskosten pro Übertragungsinstrument betrachtet.

Welchen Stellenwert nimmt das neue Pflegegerät im Hygienezyklus von Zahnarztpraxen ein?

Gerade bei der Verwendung von Reinigungs- und Desinfektionsgeräten wie beispielsweise dem Miele-Thermodesinfektor ist eine anschließende Ölpflege absolut notwendig. Diese kann mit der Assistina TWIN wesentlich kostengünstiger, sicherer sowie schneller durchgeführt werden als mit vergleichbaren automatisierten Lösungen oder herkömmlichen Ölspraydosen. Die Assistina TWIN unterstützt das Praxisteam dabei, die Instrumente schon nach kurzer Zeit in die anschließende Verpackung und Sterilisation weiterzuleiten. Ziel ist es, die Instrumente wieder so rasch wie möglich für weitere Behandlungen in der Praxis bereitzustellen.

Welche Funktionalitäten und Kunden-vorteile bietet die neue Assistina TWIN

im Vergleich zu bestehenden Lösungen am Markt? Welche Zielgruppe adressiert das neue W&H Gerät?

Die Assistina TWIN ist das erste automatische Ölpflegegerät, dessen Pflegeprozess nur zehn Sekunden in Anspruch nimmt. In diesen 10 Sekunden werden die Spraykanäle mit Reinigungslösung gespült und mit Druckluft getrocknet, zusätzlich werden alle Getriebeteile mit W&H Service Oil F1 perfekt gepflegt. Ausgestattet mit zwei abwechselnd nutzbaren Kammern ermöglicht die Assistina TWIN einen sehr kurzen und unterbrechungsfreien Ölpflegeprozess. Die beiden Kammern können mit beliebigen Adaptern versehen werden, was eine individuelle und flexible Arbeitsweise des Praxisteam unterstützt.

Durch einen HEPA-Filter (High Efficiency Particulate Air Filter), einen Schwebstofffilter zur Ausfilterung von Bakterien, Viren, Stäuben, Aerosolen, Rauchpartikeln etc. aus der Luft, werden die während des Pflegeprozesses entstehenden Aerosolnebel mittels Lüfter abgesaugt und gefiltert. Somit wird sichergestellt, dass aus dem Gerät ausschließlich saubere Luft entweicht.

Ein weiteres Plus der Assistina TWIN ist die einfache Bedienung, die mit nur einer Taste erfolgt. Zeitintensive Geräteschulungen sind somit nicht erforderlich. Alle Verbrauchsmaterialien werden in dem Assistina TWIN Care Set angeboten. Kartuschen (Reiniger und Öl) sowie HEPA-Filter können ganz einfach und ohne Werkzeug ausge-



Die einfache Bedienung der Assistina TWIN spart zeitintensive Geräteschulungen und sichert einen hohen Instrumentendurchsatz. Kartuschen, Reiniger und Öl sowie HEPA-Filter können ganz einfach und ohne Werkzeug ausgetauscht werden.

tauscht werden. Da mit der Assistina TWIN auch sehr hohe Instrumentendurchsätze bewältigt werden können, eignet sich das W&H Gerät sowohl für niedergelassene Zahnärzte, die auf eine kurze Wiederaufbereitungszeit angewiesen sind, als auch für große Praxen und Kliniken.

Könnten Sie uns abschließend erläutern, wie sich das Produkt in das W&H Portfolio einfügt und wie Sie persönlich die Zukunft von Wiederaufbereitungslösungen bei W&H sehen?

Die neue Assistina TWIN rundet zusammen mit der Assistina 301 plus sowie dem W&H Service Oil F1 Ölspray das W&H Portfolio rund um die Ölpflege optimal ab. Trotz ihrer mittlerweile 25-jährigen Laufzeit am Markt wird unsere Assistina 301 plus

im Sortiment weitergeführt werden, da sie eine optimale Lösung für Praxen mit kleinem bis mittlerem Instrumentendurchsatz bietet.

Gemeinsam mit unserer Assistina 3x3 bildet die Assistina TWIN ein gesamtgesellschaftliches, hochwertiges W&H Portfolio im Bereich von Pflegegeräten.

INFORMATION

W&H Deutschland GmbH

Raiffeisenstraße 3b
83410 Laufen/Obb.
Tel.: 08682 8967-0
office.de@wh.com
www.wh.com

ANZEIGE

DER UNTERSCHIED.

Unsere Rechnungsprüfung hält, was andere versprechen!

Einzugartig: Wir prüfen jede Rechnung auf Vollständigkeit und Plausibilität.

Nur bei uns: Jede Rechnung wird durch Ihre persönliche Ansprechpartnerin geprüft!

Einmalig: Die Prüfungen erfolgen permanent und über die gesamte Vertragslaufzeit – nicht nur in den ersten 3 Monaten oder gegen Zusatzkosten.

Wir holen mehr für Sie raus. Testen Sie uns und schicken Sie jetzt 3 Rechnungen zum kostenfreien Check an info@pvs-dental.de



PVS dental
Wir regeln das für Sie!

Mehr erfahren Sie hier:
www.pvs-dental.de/Rechnungspruefung
Hotline: 0800 - 787 336 825