

# Produkte

## IPL-Technologie

### Lichtimpulse für ein breites Indikationsspektrum

BTL EXILITE™ ist ein exklusives Intense Pulsed Light-System, welches überzeugende Ergebnisse liefert. Basis hierfür bildet die starke Ausgangsleistung des Geräts mit einer Energiedichte von 40 J/cm<sup>2</sup>. Goldene Platten reflektieren die gestreute Energie, um sie gleichmäßig über den gesamten Spot zu verteilen. Durch den intelligenten Multipulse-Modus wird sie anschließend sehr sanft in die Haut übertragen, während das Risiko unerwünschter Begleitwirkungen wie z. B. Rötungen reduziert wird. Auch in der Behandlungsdauer punktet das BTL EXILITE™: Dank der hohen Wiederholungsrate von bis zu 3 Hz wird eine schnellere Therapie ermöglicht, und auch große Areale wie der Rückenbereich können binnen kurzer Zeit behandelt werden. Für das Plus an Patientenkomfort sorgt dabei die thermoelektrische Kühlung des Sapphire Spots. Das Gerät deckt durch fünf hochpräzise

Filter ein breites Spektrum ästhetischer Indikationen ab: Mit 480 nm lässt sich Akne reduzieren, mit 530 nm werden Pigmente behandelt und mit 560 nm werden Gefäß- sowie Hautverjüngungsbehandlungen durchgeführt. Für die Haarentfernung kommt bei den Hauttypen I–III der 640 nm-Filter zum Einsatz und bei Hauttypen IV–V der 690 nm-Filter. Wechseln lassen sich die einzelnen Filter im Handstück ganz einfach per Plug-and-play-System, das binnen Sekunden die Einsatzbereitschaft für eine neue Indikation herstellt. Der Behandler kann sich zudem über eine hohe Lebensdauer der Blitzlampe freuen, wodurch sich die Behandlungskosten reduzieren und das Gerät äußerst wirtschaftlich arbeitet.

**BTL Medizintechnik GmbH**  
Tel.: 0731 40321-327  
[www.btl.aesthetics.de](http://www.btl.aesthetics.de)



## Fadenlifting

### Neu: Fadenlift-Indikationspakete aus schwedischer Herstellung

Mit den spezifischen Indikationspaketen VSoftLift JawLine, Chin und TearTrough bietet jetzt die PonsaMed erstmalig Fadenlift-Kombi-

packungen an. Diese enthalten die für typische Anwendungen benötigten PDO-Fäden. Das sind sowohl glatte Fäden zur Straffung per Kollagen-



induktion als auch bidirektional straffende Fäden mit Widerhaken für sofort wirksame Liftingeffekte.

Alle VSoftLift-Fäden werden schnell und exakt mit präzisionsgeschliffenen oder besonders schonenden, atraumatischen Kanülen gesetzt. Über 20 verschiedene Fadentypen decken ein breites Indikationsspektrum ab.


„Mit VSoftLift haben wir eine gut sortierte Produktreihe eines europäischen Herstellers für unsere Kunden gewinnen können“, freut sich Dr. Sundarp, Geschäftsführer der PonsaMed. „Und die indikationsgerecht zusammengestellten Pakete erleichtern die Durchführung dieser faszinierenden Technik!“

Die neuen VSoftLift-Fäden stehen ab September 2017 zur Verfügung und werden auf den kommenden Fachtagungen vorgestellt.

**PonsaMed GmbH**  
Tel.: 0228 9611-0445  
[www.ponsamed.com](http://www.ponsamed.com)



**VSOFT LIFT**  
PDO THREAD LIFTING SYSTEM



# I AM DEMANDING



NEU



## X MIND trium

**Einfach gemacht!  
3D-Implantatplanung mit  
sofortiger Volumenmessung  
und Bewertung der Knochendichte**

face 3/17



# Produkte

## Geschenkeidee

### Ein Adventskalender voller Pflege

Perfekte Haut, schöne Weihnachten! 24 aufeinander abgestimmte Ampullen aus dem limitierten BABOR Adventskalender wirken sofort, sichtbar und spürbar. Das Ergebnis strahlender Haut lässt Frauen in jeder Situation der Weihnachtszeit selbstbewusst und souverän auftreten. Sie haben die Vorbereitungen auf das Weihnachtsfest im Griff – von Geschenke kaufen über Kekse backen bis hin zur Dekoration. Eine schöne Haut stärkt Frauen, für die beste Festtagsstimmung zu sorgen. So ist Weihnachten für viele der Höhepunkt des Jahres.

Die Highlights der kultigen Ampullenkur sind in diesem Jahr die DOCTOR BABOR Youth Control Bi-Phase Ampullen und das Active Night Fluid.

Hochwertige Omega-Fettsäuren in der Bi-Phase Ampulle verbessern die Lipidschutzbarriere und beruhigen gestresste Winterhaut. Schwarze Beauty-Wirkstoffe im Active Night Fluid, wie schwarze Alge und Trüffel, helfen der Haut, sich nachts optimal vom Weihnachtstrubel zu regenerieren.

**Dr. Babor GmbH  
& Co. KG**  
Tel.: 0241 5296-0  
[www.babor.de](http://www.babor.de)



## Soft-Fadenlifting:

### Minimalinvasive Gewebestraffung mit resorbierbaren PDO-Fäden

Für Patienten, die Maßnahmen gegen ihr von Alterserscheinungen gezeichnetes Hautbild wünschen, jedoch operative Eingriffe scheuen, bietet die Soft-Lifting-Behandlung mit den resorbierbaren VENUS V-Line Lifting-Fäden eine minimalinvasive Alternative. Unter Lokalanästhesie werden die CE-zertifizierten Polydioxanon-(PDO)-Fäden mit Nadeln subkutan positioniert und bilden so ein stützendes Gerüst in der Dermis. Durch körpereigene Immunreaktionen erfolgen anschließend eine intensive, lang anhaltende Stimulation der Kollagen-Neogenese sowie eine Steigerung der Blut-Mikrozirkulation. Das umliegende Gewebe haftet an den gesetzten Fäden und generiert auf diese Weise zusätzlich einen Zügeffekt, der die anatomischen Strukturen strafft und das Gewebe deutlich sichtbar hebt.

Die Anwendungsgebiete erstrecken sich von verschiedenen Gesichtsräumen (Stirn- und Schläfenbereich, Augen-

brauen, Wangen und Kiefer) über den Hals und das Dekolleté bis zur Unterseite der Oberarme sowie zu Oberschenkeln, Bauch, Brust und Gesäß. Das biokompatible PDO wird bereits seit 1970 erfolgreich als chirurgisches Nahtmaterial eingesetzt und birgt keine Allergierisiken. Zu den weiteren Vorteilen gehören die leichte Erlernbarkeit der Techniken, eine kurze Behandlungsdauer, verbunden mit keinerlei Downtime für den Patienten, sowie die Beibehaltung der natürlichen Gesichtszüge.

Es stehen je nach Indikation vier spezialisierte Fadentypen zur Verfügung: Mit „Mono“ wird ein universell im Gesicht und in vielen Körperarealen verwendbarer, einfacher Faden angeboten. „Twin“ besteht aus zwei ineinander verdrehten Fäden, die besonders im Bereich des superfiziellen muskuloaponeurotischen Systems (SMAS) zum Einsatz kommen. Ergänzt wird das Sortiment durch den Spiralfaden „Screw“ mit einer sehr starken Verankerung im Gewebe und „COG“, der mit monodirektionalen Widerhaken den stärksten Zügeffekt besitzt und sich damit für die Behandlung von Hängewangen, eine Straffung der Kinnpartie sowie

# Venus<sup>V</sup>Line



das Lifting deutlich hängender Gesichtsareale empfiehlt.

In Kombination mit Hyaluronsäurefillern, wie z. B. STYLAGE®, und Mesotherapie ermöglicht das Venus V-Line Fadenlifting seinem Anwender innovative Behandlungsmöglichkeiten und eine Erweiterung des Angebotsspektrums.

**SONEWA GmbH**  
Tel.: 0951 2960093  
[www.sonewa.com](http://www.sonewa.com)







TEOXANE Cosmeceuticals – die medizinische Kosmetik mit patentierter Hyaluronsäure für die tägliche Anwendung

TEOSYAL®  
RHA  
RESILIENT BEAUTY



LET  
YOUR  
ART  
SPEAK



TEOXANE

THE EXCELLENCE OF SWISS SCIENCE

TEOXANE GmbH  
Am Lohmühlbach 17 85356 Freising  
Tel.: +49 (0) 8161 148 05-0  
info@teoxane.de  
www.teoxane.de

TEOSYAL<sup>®</sup>PEN

FOR THE FINE ART OF PRECISION

SPITZEN-  
TECHNOLOGIE  
AUS DER  
SCHWEIZ

TEOSYAL<sup>®</sup> PEN –  
das erste kabellose  
Injektionsgerät für  
Hyaluron-  
behandlungen

www.teosyalpen.com

WILLKOMMEN IN DER ÄRA DER  
DYNAMISCHEN ÄSTHETIK



TEOSYAL<sup>®</sup> RHA –  
die neue Generation von Hyaluronfillern,  
speziell für die beweglichen Bereiche des Gesichts

# Produkte

Fillerpräparat

## Volumen – der Trend in der Ästhetik



Um einen volumetrischen Aufbau des Gesichts zu erzielen, eignet sich besonders das Produkt TEOSYAL® Ultimate der Schweizer Firma TEOXANE. Bei diesem Füllmaterial handelt es sich um ein viskoelastisches Gel, welches aus retikulierter, steriler, apyrogener, transparenter und quervernetzter Hyaluronsäure (22 mg/ml) nicht animalischen Ursprungs besteht. Es wurde speziell entwickelt, um tiefe, mimische Falten zu korrigieren, das Gesicht durch Volumenaugmentation zu harmonisieren sowie Konturen

wiederherzustellen. Hierzu gehört besonders die Akzentuierung des Wangenknochenbereiches, das Auffüllen der Wangen z. B. bei Lipodystrophie oder die Konturierung der Kinnlinie und Augmentation des Kinns.

Die Injektionstiefe von TEOSYAL® Ultimate richtet sich nach dem zu behandelten Bereich. Die Injektion erfolgt von subkutan bis hin zu einer supraperiostalen Applikation mittels stumpfer, abgerundeter Kanülen. Die rheologischen Eigenschaften und das starke Füllvermögen ermögli-

chen ein natürlich wirkendes Ergebnis und eine perfekte Neumodellierung des Gesichts. Die – supraperiostale – Injektion eines großen Volumens ermöglicht dem Arzt zudem einen wertvollen Zeitgewinn. Das Produkt ist biologisch abbaubar und wird mit der Zeit resorbiert. Ein bis zwei Behandlungen genügen für eine optimale Korrektur über einen Zeitraum von durchschnittlich bis zu 18 Monaten. TEOSYAL® Ultimate gibt es mit und ohne Lidocain (0,3%/mg) und ist als 2x1 ml sowie 1x3 ml (inkl. pro Spritze zwei sterilen 23G 1 Nadeln) erhältlich. ULTIMATE kann in Kombination mit den anderen Produkten der Reihe TEOSYAL® verwendet werden.

Die Firma TEOXANE bietet deutschlandweit praktisch orientierte Workshops mit Hands-on-Charakter an, bei denen dieses spezielle Füllmaterial sowie neue Injektionstechniken demonstriert werden. Informationen über die Termine und Veranstaltungsorte sind telefonisch oder per E-Mail an [event@teoxane.de](mailto:event@teoxane.de) erhältlich.

**TEOXANE Deutschland GmbH**  
**Tel.: 08161 14805-0**  
**[www.teoxane.de](http://www.teoxane.de)**

Produktentwicklung

## Alternative mikrobiotische Pflegeprodukte werden günstiger

Um Infektionen wie *Helicobacter pylori* oder Hautkrankheiten wie Neurodermitis zu behandeln, könnten in vielen Fällen langfristig keine Antibiotika mehr nötig sein. Davon geht Dr. Bernd Wegener, Vorstandsvorsitzender der BELANO medical AG und stellvertretender Vorsitzender des Bundesverbandes der Pharmazeutischen Industrie, aus. Man könne heute Hightech-Verfahren aus der Mikrobiologie nutzen, um aus Mikroorganismen natürliche Wirkstoffe zu gewinnen und daraus Produkte zu entwickeln, die industrielle Antibiotika überflüssig machen.

Die von BELANO vertriebenen Produkte setzen bei Menschen natürliche Regenerations- und

Heilungsprozesse in Gang. In der Regel sorgen Extrakte aus spezifischen Milchsäurebakterien dafür, dass die Vielfalt aus guten Bakterien und Krankheitserregern in eine gesunde Balance kommen. Seit 2016 vertreibt BELANO die vom Berliner Forschungsunternehmen ORGANOBALANCE entwickelte Hautpflege-Serie „ibiotics“. Die Produktion der drei Hautpflege-Produkte wurde zwischenzeitlich so weit optimiert, dass Herstellungskosten und damit auch die Verkaufspreise deutlich sinken.

**BELANO medical AG**  
**Tel.: 03302 8637-995**  
**[www.belanomedical.com](http://www.belanomedical.com)**





# BTL EXILIS ELITE™

Folgen Sie uns bei  
Facebook unter  
BTL Aesthetics Germany

## LOOK DIFFERENT FEEL DIFFERENT



„In BTL Exilis Elite sind beide Funktionen, Hautstraffung und Fettreduktion, kombiniert. Seit dem ersten Monat ist das Gerät komplett ausgelastet und alle behandelten Patienten haben meine Praxis zufrieden bis begeistert verlassen!“

Dr. med. Juliane Bodo  
Berlin, Fachärztin für Plastische  
und Ästhetische Chirurgie



„Wir schätzen die hautstraffenden Wirkungen der Behandlung mit BTL Exilis Elite sehr, weil auch kleinere und schwierig lokalisierte Zonen gezielt behandelt werden können. Nach Fettabsaugung setzen wir meist eine Kombination von BTL Exilis Elite und BTL X-Wave ein, um die Ergebnisse noch weiter zu perfektionieren.“

Prof. Dr. med. Thomas Proebstle  
Mannheim, Facharzt für Dermatologie  
und Phlebologie



„Wir behandeln mit BTL X-Wave Patienten, bei denen wir eine Fettabsaugung gemacht haben - es hilft, eventuelle Verhärtungen abzubauen und bei empfindlichen Stellen Schmerzen zu lindern. Außerdem setzen wir gerne BTL X-Wave nach Kryolipolyse ein, um die Ergebnisse zu optimieren und zu beschleunigen.“

Dr. med. Rolf Bartsch über BTL X-Wave  
Worseg Clinics, Wien, Plastischer Chirurg

## BTL AESTHETICS

**BTL EXILIS ELITE™**  
bietet die fortschrittlichste  
nichtinvasive Lösung für  
**Körperformung, Hautstraffung  
und Gesichtsverjüngung**

### KÖRPERFORMUNG

MIT FREUNDLICHER  
GENEHMIGUNG VON: KATERINA FAJKOSOVA, MD



VORHER

NACH 4 BEHANDLUNGEN

### HAUTSTRAFFUNG

MIT FREUNDLICHER  
GENEHMIGUNG VON: JENINE DOWNIE, MD




VORHER

NACH 4 BEHANDLUNGEN

### GESICHTSVERJÜNGUNG

MIT FREUNDLICHER  
GENEHMIGUNG VON: KATERINA FAJKOSOVA, MD



VORHER


NACH 4 BEHANDLUNGEN

# Produkte

## Diagnostik

### Verfahren zur Bestimmung der kranialen Symmetrieebenen

Die Evolution hat dazu geführt, dass der Mensch mit seinen primären Sinnesorganen (Auge, Gleichgewichtssinn und Gehör) zur Orientierung im Raum eine maximale Kalibrierung erfahren hat. Die Idee des CranioPlan®-Verfahrens ist es, aus eindeutigen Referenzpunkten im Schädel des Menschen eine Bezugsebene abzuleiten. Diese Ebene dient zur Kalibrierung und Referenzierung aller medizinischen Therapieverfahren, sowohl zahnheilkundlich als auch humanmedizinisch. Als Referenzpunkte werden in diesem Verfahren erstmalig die Lage der Sinnesorgane am Ort ihrer sensorischen Aufnahme, also die Eintrittspunkte in das Humansystem, verwendet und miteinander verbunden – der Sehsinn, Gehörsinn und Gleichgewichtssinn. Das CranioPlan®-Verfahren gibt dem Mediziner sowie dem Wissenschaftler und Techniker die Möglichkeit, von definierten Referenzpunkten und Referenzebenen genaue Messungen durchzuführen, um Therapieverfahren



ren abzuleiten bzw. Therapiehilfsmittel, wie z. B. temporären Zahnersatz oder Prothesen, zu produzieren.

**DORNMEDICAL GmbH**  
Tel.: 0371 517636  
[www.dornmedical.de](http://www.dornmedical.de)

## Rhinoplastik

### Motorensystem für die präzise Durchführung von Nasenkorrekturen



Der Einsatz scharfer Gewalt und deren schwer vorhersehbare Auswirkungen für die Formveränderung der äußeren Nase in den Anfängen der ästhetischen und funktionellen Nasenchirurgie werden heute durch moderne nasenchirurgische Konzepte und zeitgemäße Instrumentierung abgelöst. Beim Einsatz des Meißels am Knochen kann es entweder zu geraden, also gewünschten Bruchlinien kommen, oder aber zu schwer vorhersehbaren ungewollten Absprengungen. Die Verwendung eines Bohrers anstatt von Hammer und Meißel bietet Vorhersagbarkeit und Präzision. Eine „Full Powered Rhinoplasty“ mithilfe des Motorensystems UNIDRIVE® S III ENT von KARL STORZ ist eine vollständig fräsengestützte Rhinoplastik, bei der alle notwendigen Manipulationen am Knochen, wie z. B. Osteotomien, Ostektomien und osteoplastische Korrekturen mit dem Bohrer erfolgen. Der Knochen kann schichtweise abgetragen und gezielt durchtrennt werden. Diamantbohrer schleifen den Knochen und erlauben eine hoch-

präzise, sichere Knochenbearbeitung. Des Weiteren ist das Risiko von Verletzungen angrenzender Gewebe gering, da diese dem Bohrkopf ausweichen, ohne in Mitleidenschaft gezogen zu werden. Der grob gekörnte Diamantbohrer erlaubt die Modellierung von Knorpel und Knochen zu jedem Zeitpunkt der Operation. Daher können auch am Ende einer Operation, nachdem bereits die Osteotomien durchgeführt worden sind, Feinkorrekturen erfolgen, was ein Vorteil für die Ergebnisqualität darstellt und die Notwendigkeit für Camouflage-Prozeduren und Camouflage-Material senkt. Die Schonung der Nasenschleimhaut, die bei der klassischen Rhinoplastik mit Hammer und Meißel typischerweise zerreißt, verbessert die Wundheilung und hat auch einen präventiven Effekt auf die postoperative Hämatombildung.

**KARL STORZ GmbH & Co. KG**  
Tel.: 07461 708-0  
[www.karlstorz.com](http://www.karlstorz.com)



# PLASMA<sup>®</sup>

PUNKTGENAUE HAUTBEHANDLUNGEN  
MITTELS FRACTIONAL PLASMA

PATENTIERTE  
SICHERHEIT  
DURCH  
FRACTIONAL  
PLASMA



## Das MUST HAVE für Ihre ästhetische Praxis!

Entwickelt zur präzisen, gewebeschonenden Anwendung – alternativ zu Laser- oder Radiofrequenz-Techniken. Sublimiert das Gewebe kontrolliert und schonend, ohne zu abladieren.



PRÄZISE. KOMPAKT. ANWENDERFREUNDLICH.



## ANWENDUNGSGEBIETE

- Augenlider (BLEFAROPLASMA<sup>®</sup>)
- Anti-Aging / Gesichtsfältchen
- Hyperpigmentierungen
- Xanthelasma
- Striae
- Fibrome
- Akne und Aknenarben
- Hämangiome



## VORTEILE

- Anästhesiecreme ausreichend
- Sofort sichtbare Ergebnisse
- Keine Narben, keine Hämatome
- Geringe Schwellungen
- Sehr kurze Ausfallzeiten
- Sehr natürliche Ergebnisse, keine Überkorrektur
- Bei Wunsch einfach zu wiederholen

OFFICIAL DISTRIBUTOR

**medsab**  
medicine science & beauty

medsab GmbH • Gellertstraße 80  
4052 Basel • Schweiz

 + 41 (0) 61 311 88 65  
 + 49 (0) 680 594 334 54

info@medsab.com  
www.medsab.com

