

ERGONOMISCH, INTUITIV UND INNOVATIV



Perfecta aus dem Hause W&H ist eine Steuergeräte-Reihe für die Arbeit im Dentallabor, die hält, was ihr Name verspricht: eine einfache und sichere Handhabung mit technischen Konzepten für alle Fälle. So ist das Laborgerät Perfecta 900 dank des wassergekühlten Schnellläuferhandstücks für die Bearbeitung von keramischen Materialien, insbesondere Zirkon, sehr gut geeignet. Mit einer Drehzahl von 100.000/min ist eine materialschonende, laufruhige und effiziente

Bearbeitung garantiert. Erweitert um ein anschließbares Motorhandstück wird das Produkt zu einem All-in-one-Gerät für alle gängigen Materialien.

Das Gleiche gilt ebenfalls für die Geräte der Reihen Perfecta 300 und 600. Die exakte Drehzahlkontrolle wird über das Display des Bedienelements zum Kinderspiel und sorgt für materialschonendes Arbeiten. Die Anwender der Reihe profitieren von den arbeitserleichternden Automatikprogrammen bzw. seit der Geräte-

reihe Perfecta 600 von Ausblasfunktion und Tempomat-Betrieb.

W&H DEUTSCHLAND GMBH

Raiffeisenstraße 3b
83410 Laufen/Obb.
Tel.: 08682 8967-0
office.de@wh.com
www.wh.com/de

KENNZIFFER 0621

PAPIERLOSER STERILCONTAINER

Mit dem SALUS Sterilcontainer, der Sterilisationsverpackungen unnötig macht, bietet SciCan eine effiziente, kostengünstige und zuverlässige Alternative zu der sonst aufwendigen Sterilisation, Organisation und Lagerung dentaler Instrumente. SALUS kann in Ultraschall- und Reinigungsgeräten, Thermodesinfektoren und Dampfsterilisatoren aufbereitet werden und bietet somit eine praktische Mehrfachfunktion. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, Chargenüberwachungsindikatoren zu integrieren.

Die Instrumente müssen nicht mehr in Beutel verpackt oder Sterilisationsfolie benutzt werden, um den heutigen Hygiene-richtlinien zu entsprechen. Sie können in der Praxis einfach und sicher im SALUS Sterilcontainer transportiert werden, ein zusätzlicher Transportbehälter wird nicht benötigt. SALUS kann in der Praxis für bis zu 2.500 Zyklen verwendet werden. Der Sterilcontainer ist transparent, sodass die



Instrumente für Anwender auch durch die Hülle sichtbar sind. Auswechselbare farbige Markierungen und Sterilgutetiketten verbessern zudem die Zuordnung.

Die Sicherheitsverriegelung des SALUS wird durch die Sterilisationstemperatur aktiviert, sodass sichergestellt werden kann, dass der Container in einem Dampfsterilisator aufbereitet wurde.

SCICAN GMBH

Wangener Straße 78
88299 Leutkirch
Tel.: 07561 98343-0
info.eu@scican.com
www.scican.com

KENNZIFFER 0622

ABSAGE AN PAPIERKRAM

Mit DOCma® bietet Henry Schein eine Software, mit der Praxis- und Laborinhaber ihre Hygiene- sowie Materialverwaltungsprozesse effizient und prozessorientiert archivieren und dokumentieren können. Die Software wurde mit Zahnärzten und Instituten für einen optimalen Hygieneprozess und eine organisierte Lagerhaltung entwickelt. Das System bietet die Möglichkeit, Material- und Sterilgut mit Charge den behandelten Patienten zuzuordnen. Der modulare Aufbau ermöglicht eine flexible Zusammenstellung je nach Praxisbedarf. Man kann aus den Komponenten DOCma® Gerätebuch, DOCma® Hygiene Standard, DOCma® Materialmanagement, DOCma® Premium und DOCqm Handbuchmanager wählen. „Neben der automatisierten Medizinprodukte-Erfassung, -Verwaltung und -Bestellung sind es die Kontroll-, Bewertungs- und Inventurfunktionen eines Systems, die mit der richtigen Software schnell und rationell

FIT FÜR DIE PRAXISBEGEHUNG?
MIT DOCMA® SIND SIE BESTENS GERÜSTET

Wir zeigen Ihnen wie unter www.henryschein-docma.de

zu erledigen sind. Mit DOCma® bieten wir eine Lösung, mit der sich alle Hygieneprozesse organisieren lassen“, erklärt Otto Wiechert, Vertriebsmanager Hygiene & Qualitätsmanagement bei Henry Schein. Die Software ist Bestandteil des Hygienekonzepts von Henry Schein. Das Konzept basiert auf den vier Säulen Hygiene-, Qualitäts-, Geräte- und Schulungsmanagement und unterstützt Zahnarztpraxen durch eigens für sie erarbeitete Lösungen bei der raschen Implementierung notwendiger Prozesse und Abläufe. Weitere

Informationen sowie ein Erklärvideo gibt es unter www.henryschein-docma.de

HENRY SCHEIN DENTAL DEUTSCHLAND GMBH

Monzastraße 2a
63225 Langen
Tel.: 0800 1400044
info@henryschein.de
www.henryschein-dental.de

KENNZIFFER 0631

STARKES DUO FÜR SAUBERKEIT



Um gesundheitlichen Risiken vorzubeugen und einen hohen Hygienestandard zu erhalten, ist die regelmäßige Reinigung und Desinfektion der dentalen Absauganlage unumgänglich. Als erfahrener Dienst-

leister für Zahnarztpraxen hat medentex deshalb amalsuc und amalsuc-Spezial entwickelt. Diese beiden Desinfektionsmittel eignen sich sehr gut für die Reinigung und Pflege von zentralen Absaug- und Amal-

gamabscheidanlagen. Im Wechsel angewandt, sorgen sie für ein effektives Ergebnis. amalsuc wurde für die tägliche Pflege, Reinigung und Wartung aller zahnärztlichen Absaug- und Abscheidanlagen entwickelt. Die aufeinander abgestimmten Wirkstoffkomponenten sind besonders materialverträglich, wirken desodorierend und vermindern die Keimbelastung des Systems. amalsuc-Spezial ist ein ergänzendes Konzentrat für die wöchentliche Reinigung, Pflege und Sanierung dentaler Absaugsysteme.

MEDENTEX GMBH

Piderits Bleiche 11
33689 Bielefeld
Tel.: 05205 7516-0
info@medentex.de
www.medentex.de

KENNZIFFER 0632



PRAXISLIEBLING

DIE QUALIFIKATION EINES TECHNIKERS DES DEUTSCHEN DENTALHANDELS WIRD DURCH SEINEN BVD-AUSWEIS DOKUMENTIERT. UND NATÜRLICH DURCH SEINE KOMPETENZ.

Der Techniker oder die Technikerin Ihres Vertrauens kann schon mal den Arbeitstag in Ihrer Praxis retten. Damit sie jahraus, jahrein sachkundig und verlässlich jedes Problem lösen können, werden sie regelmäßig geschult. Die Nachweise der fach- und produkt-spezifischen Schulungen werden im Auftrag des BVD unabhängig geprüft. So bleibt das Wissen frisch. Und Ihre Praxis auch.

Eine der vielen Leistungen Ihres BVD.
Mehr darüber hier: bvdental.de

DENTALE ZUKUNFT BEGINNT HEUTE.



NEUE ADAPTER FÜR DEN FLEX-DECKEL



Der Kombinationsautoklav DAC Universal von Dentsply Sirona erfüllt die Anforderungen der Infektionsprävention und bietet Patienten und Praxisteams die Sicherheit, dass alle Hygienevorschriften eingehalten werden. In dem Gerät lassen sich bis zu sechs Instrumente in 18 Minuten reinigen, pflegen, desinfizieren bzw. sterilisieren. Der 2015 eingeführte Flex-Deckel ermöglicht

zusätzlich die Aufbereitung von Ultraschallhandstücken und -spitzen sowie Düsen von Multifunktionsspritzen (SPRAY-VIT).

Die vorgestellten neuen Adapter erweitern das Spektrum der Instrumente, die aufbereitet werden können. Ab sofort ist der Kombinationsautoklav mit den neuen Adaptern auch nutzbar für die Aufberei-

tung der in Praxen häufig eingesetzten Ultraschallhandstücke und -spitzen sowie Düsen von Pulverstrahlgeräten verschiedener Hersteller. Das Gerät ermöglicht die ordnungsgemäße Aufbereitung von kritischen und semikritischen Instrumenten in einem validierbaren Aufbereitungsprozess. Reinigungs-, Desinfektions- bzw. Sterilisationsprozesse sind nachweislich wirksam und reproduzierbar, da alle Prozessparameter vom Gerät überwacht werden. Zudem sorgt die grafische Benutzerschnittstelle für eine intuitive Bedienung. Positiv für die Lebensdauer der Instrumente ist, dass bei der Aufbereitung keine chemischen Zusätze zum Einsatz kommen.

DENTSPLY SIRONA

Sirona Straße 1
5071 Wals bei Salzburg
Österreich
Tel.: +43 662 2450-0
contact@dentsplysirona.com
www.dentsplysirona.com

KENNZIFFER 0661

SMARTE WORKFLOW-OPTIMIERUNG



Mit CS Model+ präsentiert sich Carestream Dental auf den Herbstmessen und der DGKFO mit einer digitalen Lösung zur automatischen Modellsegmentierung. Die neueste Softwareentwicklung des Spezialanbieters mit dem vollständigen KFO-Portfolio im Imaging-Bereich segmentiert Zähne, misst sie aus und nummeriert sie vollautomatisch durch. Auch die Simulation von Zahnbewegungen ist möglich. Eine verbesserte Patientenkommunikation kann durch die Einbindung einer animierten Darstellung des Behand-

lungsergebnisses erreicht werden. Die Betrachtung der Okklusionsebenen mit entsprechenden Hinweisen zur Druckverteilung unterstützt bei der Entscheidung für die richtige Behandlungsmethode. Die Erstellung von Reports zur Weitergabe verbessert nicht nur die Kommunikation mit Labor und Praxispersonal, sondern vereinfacht auch die Dokumentation.

Mit dem CS 8100SC 3D ergeben sich weitere Lösungen. Das spezielle KFO-Modul startet nach dem Scan eine automatische Durchzeichnung und liefert dem Kiefer-

orthopäden die Ausgangsbasis für eine präzise Behandlungsplanung. Mit einer zusätzlichen Weiterentwicklung des CS 8100SC-Systems sind auf Knopfdruck STL-Daten erstellbar. Alte Modelle lassen sich über das DVT einscannen und digital archivieren. Besuchen Sie Carestream Dental auf den Herbstmessen oder der DGKFO (Stand A24/B25)!

CARESTREAM HEALTH
DEUTSCHLAND GMBH

Hedelfinger Straße 60
70327 Stuttgart
Tel.: 00800 45677654
operationsdental@carestream.com
www.carestreamdental.de

KENNZIFFER 0662

FACH DENTAL SÜDWEST

id infotage
dental

Messe Stuttgart
Mitten im Markt



Innovationen, Netzwerk, Trends:

Die wichtigste Fachmesse für Zahnmedizin und Zahntechnik in Südwestdeutschland erschließt Ihnen schnell und übersichtlich alle Themen, die Ihre Branche bewegen.

Informieren Sie sich über die neuesten Entwicklungen unter anderem in den Bereichen **Prophylaxe, Hygiene und Praxisführung.**

20. – 21.10.2017
MESSE STUTTGART

www.fachdental-suedwest.de

Eintrittskarten-
Gutscheine erhalten
Sie von Ihrem
Dental-Depot!


HYGIENISCH, PRÄZISE UND SICHER

Die hygienischen Einwegansätze ProTip Turbo für die Multifunktionspritze sind besonders grazil gestaltet und ermöglichen jederzeit einen guten und direkten Zugang zum Behandlungsfeld. Aufgrund des optimierten Designs und verringerten Durchmessers entsteht ein kräftiger und fokussierter Luft- bzw. Wasserstrahl zur effektiven Trocknung oder Spülung des Behandlungsbereiches. Die absolut sichere Trennung von Luft und Wasser wird durch zwei im Ansatz separat verlaufende Kanäle ermöglicht.

Die neuen ProTip Turbo werden mittels Adapter an der Funktionsspritze befestigt. Die Adapter sind vom bisherigen ProTip-System der Firma Loser bekannt, sie sind für fast jede Funktionsspritze verfügbar. Der Einwegansatz wird mit einem Bajonettverschluss auf dem Adapter fixiert, ein versehentliches Abfallen oder Aspirieren durch den Patienten wird verhindert.

Die als semikritisch B eingestufte Multifunktionspritze ist eines der am meisten kontaminationsgefährdeten Übertragungsinstrumente in der Praxis. Durch den Rücksaugeffekt nach dem Betätigen kommt es zum Flüssigkeitsstau in den Mehrwegansätzen und damit zur unmittelbaren Bakterienbesiedlung. Die Einwegansätze lösen dieses Problem. Das Praxispersonal spart die Zeit für das aufwendige Wiederaufbereiten der Mehrwegansätze, die hohen Investitionskosten für mehrere solcher Ansätze können an-

derweitig eingesetzt werden. ProTip Turbo ist zudem als Hygienemaßnahme auch für den Patienten leicht erkennbar.



LOSER & CO GMBH

Benzstraße 1c
51381 Leverkusen
Tel.: 02171 706670
info@loser.de
www.loser.de

KENNZIFFER 0681

POWERDUO FÜR REINIGUNG, DESINFEKTION UND PFLEGE



Mit der AlproJet-Linie gewährleistet ALPRO eine umweltfreundliche und zuverlässige Aufbereitung des gesamten Absaugsystems. AlproJet-D wurde speziell zur täglichen Reinigung, Pflege und Desinfektion entwickelt. Es wirkt desodorierend, löst

kraftvoll abgesaugte Rückstände sowie festsitzende Schmutzbeläge und verhindert die Bildung neuer Schmutzherde. AlproJet-DD besitzt die gleichen Eigenschaften wie AlproJet-D, ist jedoch höher konzentriert mit umfanglicherer Sicher-

heitsbandbreite. Das Flüssigkonzentrat wirkt bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid PLUS = viruzid/low level im DVV Carrier-test (2012) gegen unbehüllte Adeno-, Rota- und Noroviren, alle behüllten Viren und ist VAH/DGHM-zertifiziert.

AlproJet-W empfiehlt sich zur wöchentlichen sauren Kontrareinigung. Das Spezialpräparat wird zweimal pro Woche anstelle von AlproJet-D/DD angewendet. Bei regelmäßiger und korrekter Anwendung ist eine gleichmäßig hohe Saugleistung sichergestellt. Jedes Produkt aus der AlproJet-Serie ist aldehyd-, phenol- und chlorfrei.

ALPRO MEDICAL GMBH

Mooswiesenstraße 9
78112 St. Georgen
Tel.: 07725 9392-0
info@alpro-medical.de
www.alpro-medical.com

KENNZIFFER 0682

VIELSEITIGE ULTRASCHALLSPITZEN MIT SPITZENTECHNOLOGIE

Die exklusiven Legierungen der Newtron®-Spitzen von ACTEON bieten für jede Indikation die richtige Lösung, da sie jeweils für die zu behandelnde Oberfläche entwickelt wurden: Zahnschmelz, Prothese oder Implantat. Vom Handstück an die Spitze übertragene Ultraschall-Mikroschwingungen erzeugen eine lineare Bewegung, wodurch die Spitze in der Achse des Handstücks hin- und herbewegt wird und verschiedene Anwendungsmöglichkeiten bietet. Bei der Bürstbewegung zur Zahnsteinentfernung und zur Zerstörung des Biofilms muss die Spitze tangential zur behandelten Fläche geführt und über den gesamten aktiven Bereich verwendet werden. Im Zuge der hämmernden Bewegung zum Aufbrechen großer Zahnsteinablagerungen und zur Entfernung von Zement hingegen wird die Spitze gegenüber dem zu lösenden Element positioniert und einfach ohne Druck auf den Punkt geführt. Die Ultraschallschwingungen erzeugen zudem Kavitation, das Entstehen kleiner Dampfblasen. Bei deren Bersten werden Ablagerungen zertrümmert und entfernt. Außerdem bilden sich Mikro-Sauerstoffblasen, die eine reinigende und desinfizierende Wirkung haben. Das Scaling Kit beinhaltet die Spitzen Nr. 1, Nr. 2, Nr. 10X und Nr. 10Z, vier autoklavierbare Drehmomentschlüssel und

eine Steribox. So ausgestattet können supragingivale Zahnsteinablagerungen, Beläge und Verfärbungen entfernt werden. Das Hygiene Kit mit den Spitzen Nr. 1, Nr. 1S, Nr. 10X und Nr. H3 sowie autoklavierbaren Drehmomentschlüsseln und der Steribox wurde für die supra- und subgingivale Zahnsteinentfernung entwickelt. Besonders interproximale Räume werden damit zuverlässig erreicht.

Die Ultraschallspitze 10P ist speziell auf Zahnfleischtaschen mit geringer Tiefe ausgerichtet. Das feine, runde Instrument entfernt Zahnstein in bis zu 2–3 mm Tiefe zuverlässig und schonend. Für die Zahnsteinentfernung in Taschen mit mittlerer Tiefe bis zu 4 mm wird die Spitze 10Z empfohlen. Sie beseitigt auch Biofilm und weiche Beläge, wobei während der Behandlung anhand der Markierungen alle 3 mm die Taschentiefe kontrolliert werden kann.

ACTEON GERMANY GMBH

Industriestraße 9
40822 Mettmann
Tel.: 02104 956-510
Fax: 02104 956-511
info@de.actedgroup.com
www.de.actedgroup.com

KENNZIFFER 0691



DAUERHAFT EIN STRAHLEND WEISSES LÄCHELN

Pola Luminare ist ein direkt auftragbarer, fluoridfreisetzender Zahnaufheller mit Minzgeschmack, der in kürzester Zeit für ein strahlend weißes Lächeln sorgt. Es müssen keine Schienen angefertigt werden. In einem Einführungsgespräch in der Praxis erklären Sie die Technik, und Ihre Patienten wenden dann das Produkt einfach je nach Bedarf selbst an. Das niedrigviskose Gel trocknet in kürzester Zeit zu einem Film auf der Zahnoberfläche. Mit einer Wasserstoffperoxid-Konzentration von 6 % setzt das Gel unverzüglich die Peroxid-Ionen frei und startet so die Zahnaufhellung. Pola Luminare wirkt schnell und effizient. Pola

Luminare ist ideal für Patienten, die schon einmal die Zähne aufgehellt haben und ihr strahlend weißes pola-Lächeln erneuern möchten. Pola Luminare enthält Fluorid zur Remineralisation der Zahnoberfläche und Linderung postoperativer Überempfindlichkeit.

SDI GERMANY GMBH

Hansestraße 85
51149 Köln
Tel.: 02203 9255-0
germany@sdi.com.au
www.sdi.com.au

KENNZIFFER 0692



PREMIUM-BEHANDLUNGSEINHEIT MIT „SELBSTFAHRENDEM“ ZAHNARZTGERÄT

Die hohe Resonanz während der IDS 2017 hat die Vision von einer modernen Behandlungseinheit mit selbstfahrender Zahnarztseinheit beflügelt. Auf der id infotage dental München wird nun erstmalig ULTRADENT E-matic vorgestellt. Dabei ist vieles neu, einiges anders und Bewährtes geblieben. Das sorgt bei diesem neuen Modell für hohe Zuverlässigkeit, sehr gute Ergonomie und gleichzeitig neue Technologie. Das Besondere: Die pneumatische Steuerung des Zahnarztgerätes. Mit sanfter Kraft schiebt ein Luftdruckzylinder parallel zum Patientenstuhl das auf einer Gleitbahn fixierte Zahnarztgerät in die gewünschte Position. Zwei weitere Gelenke sorgen für eine ideale Ausrichtung zum Behandler. Wird der Stuhl in die Ein-/Aussteige-Position gefahren, bewegt sich das ZA-Gerät lautlos aus diesem Bereich und kommt mit der Programmierung einer Behandlungsposition wieder zurück. Die Design-Details 2017 mit fließenden, gut zu reinigenden Formen und die neu gestaltete Wassereinheit mit einer größeren Speischaule runden die Dynamik dieser



neuen Einheit harmonisch ab. Die Instrumentenköcher von Arzt- und Assistenzelement sind per Knopfdruck abnehmbar und sterilisierbar. In diesem Zusammenhang wurde auch ein Universal-Griffsystem konzipiert. Ein neuer Hochleistungsmotor im Patientenstuhl und eine neue Steuerung ermöglichen Soft-Start und -Stopp mit komfortablem Bewegen des Patienten durch einen vibrationsfreien schnellen Lauf.

ULTRADENT DENTAL-MEDIZINISCHE GERÄTE GMBH & CO. KG

Eugen-Sänger-Ring 10
85649 Brunenthal
Tel.: 089 42099-270
Fax: 089 42099-250
info@ultradent.de
www.ultradent.de

KENNZIFFER 0701

KOMPOSITBLÖCKE MIT 86 PROZENT FÜLLSTOFFGEHALT

Mit den Kompositblöcken Grandio blocs bietet VOCO Zahnärzten und Laboren jetzt die Möglichkeit, alle Vorteile und Stärken der bewährten Grandio-Produktfamilie auch in der digitalen Prothetik zu nutzen. Die auspolymerisierten Kom-

positblöcke setzen mit ihrer Materialfestigkeit neue Maßstäbe. Mit 86 Prozent Füllstoffgehalt gehören sie zu den höchstgefüllten ihrer Klasse. Auch die biaxiale Biegefestigkeit erreicht herausragende Werte, wobei der Block zusätzlich äußerst

antagonistenfreundlich ist. Er ist sehr fein fräsbar und ermöglicht so eine bessere Passgenauigkeit.

Grandio blocs lassen sich mit allen marktüblichen Fräsgeräten verarbeiten. Erhältlich sind sie in zwei Größen für Inlays/Onlays und Einzelkronen sowie in zwei Transluzenzstufen für Restaurationen im Seitenzahn- oder im Frontzahnbereich.



VOCO GMBH

Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
Tel.: 04721 719-0
Fax: 04721 719-140
info@voco.com
www.voco.de

KENNZIFFER 0702

NEUER LEISTUNGSFÄHIGER ALLROUND-ULTRASCHALLAUFSATZ



Mit dem Varios Ultraschallaufsatz G16 stellt NSK auf den Herbstmessen 2017 eine neue High-Performance-Spitze für die Verwendung an allen NSK Varios-Geräten vor. Das Hauptaugenmerk dieser Neuentwicklung lag auf einer hohen Leistungsfähigkeit für noch effizienteres Arbeiten. Nach ausgie-

bigen Feldtests und permanenten Verbesserungsmaßnahmen bestätigen nun führende Dentalhygienikerinnen: Der G16-Aufsatz ist ein überaus empfehlenswerter Allround-Aufsatz für die professionelle Zahnreinigung sowie die PA-Therapie. Dank seiner grazilen Form bietet der G16-Aufsatz

ungehinderten Zugang nicht nur im supra-, sondern auch in den subgingivalen Bereich hinein, sowie ein hervorragendes taktiles Empfinden für beste Kontrolle des Aufsatzes. G16 ist damit die erste Wahl im Recall und äußerst effizient bei mineralisierten Konkrementen. Der G16-Aufsatz ist ab sofort lieferbar und kann auf allen NSK Varios2-Handstücken betrieben werden.

NSK EUROPE GMBH

Elly-Beinhorn-Straße 8
65760 Eschborn
Tel.: 06196 77606-0
Fax: 06196 77606-29
info@nsk-europe.de
www.nsk-europe.de

KENNZIFFER 0711



PROPHYLAXE – UMFASSEND UND EFFEKTIV

hydrophobes Pendant UltraSeal XT® plus+™. Sie sind lichthärtend, röntgensichtbar, fluoridabgebend und dank hohem Fülleranteil stabil, abrasionsbeständig und verfügen über eine geringe Polymerisationsschrumpfung. Beide dringen tief in Grübchen und Fissuren ein. Die Versiegler gibt es in zwei bzw. vier Farben. Eine ideale Ergänzung dazu ist der 5%ige

Speziell für die häusliche Anwendung wurde das Fluoridgelee Flor-Opal® konzipiert. Es empfiehlt sich für kariesanfällige Patienten, zur Prävention von Wurzelkaries, zur Paro-Therapie, gegen Wurzelhypersensitivität und Überempfindlichkeit nach der Zahnaufhellung. Patienten stehen zu Hause die Produkte der Opalescence®-Reihe mit den Opalescence Zahncremes Original und für empfindliche Zähne ebenso zur Verfügung. Die Fluoridabgabe erfolgt schnell und effizient. Die interproximalen Reinigungstäbchen palpix™, splitter- und bruchfrei und mit angerauter Oberfläche, sowie der Ultradent® Universal Dentin Sealant, ein Lack zur Desensibilisierung, runden das Sortiment ab.

Ultradent Products bietet ein vielseitiges Sortiment für die Prophylaxe in der Praxis und zu Hause. Zur Grundausstattung der Praxis gehören der hydrophile Fissurenversiegler UltraSeal XT® hydro™ und sein

xylitolgesüßte Fluoridlack Enamelast®. Die patentierte adhäsionsfördernde Lösung garantiert eine sichere Haftung und eine gute Versorgung mit Fluorid. Das Produkt ist als Unit-Dose oder Spritze erhältlich.

ULTRADENT PRODUCTS GMBH

Am Westhover Berg 30
51149 Köln
Tel.: 02203 3592-0
infoDE@ultradent.com
www.ultradent.com

KENNZIFFER 0712

KEIN NÄHRBODEN FÜR BAKTERIEN

Zahnärztliche Absauganlagen müssen störungsfrei und unter Höchstleistung arbeiten. Ist dies nicht der Fall, liegen zu meist Saugstörungen vor. Hauptgrund sind Schmutzablagerungen in der Absauganlage. Das deutsche Unternehmen BEVISTON hat sich dieser Problematik gestellt und mit Bevisto W1 und Bevisto W2 eine gute, wirksame und preiswerte Lösung für Zahnarztpraxen gefunden. Durch die Entwicklung dieser Produkte ist es unter Berücksichtigung der effektiv hohen Reinigungskraft bei gleichzeitiger Materialverträglichkeit möglich, die Flussleistung in Absauganlagen von Zahnarztpraxen und Dentallaboren dauerhaft aufrechtzuerhalten.

Bakterien und Pilze benötigen zum Überleben einen spezifischen pH-Bereich. Es wird zwischen säure- und basentoleranten Mikroorganismen unterschieden. Durch die im wöchentlichen Wechsel stattfindende Reinigung mit dem pH-sauren Bevisto W1 und dem pH-alkalischen



Bevisto W2 ergeben sich starke pH-Schwankungen und eine enorme Reinigungswirkung. Schmutzablagerungen werden durch dieses Wechselspiel sicher entfernt. Die hohe Materialverträglichkeit und wirtschaftliche sowie umweltschonende Dosierung zeichnen die Qualität beider Produkte aus.

BEVISTON GMBH

Nordholz
Scharnstedter Weg 34–36
27639 Wurster Nordseeküste
Tel.: 04741 18198-30
www.beviston.com

KENNZIFFER 0721

FLEXIBEL, KOSTENGÜNSTIG UND SCHNELL VOR ORT

All diese Merkmale erfüllt der zertifizierte Entsorgungsfachbetrieb enretec GmbH mit seiner einfachen, aber überzeugenden Entsorgungslösung. Der Kunde entscheidet, welche Behälter er für welche

Abfallarten benötigt und wann er diese entsorgen lassen möchte. Das Unternehmen steht in allen Fragen zum Thema Entsorgung zur Seite und wickelt alles, von der Behälterlieferung bis hin zum Nach-

weis über die ordnungsgemäße Entsorgung, ab.

Sie verfügen noch nicht über die geforderten stoß- und stichfesten Sammelbehälter für Ihre scharfen und spitzen Gegenstände? Dann stellt Ihnen enretec diese inklusive Entsorgungsservice kostengünstig zur Verfügung. Auch die Entsorgung von medizinischen Elektrogeräten wird schnell und unkompliziert vorgenommen. Als Entsorgungsspezialist übernimmt enretec die gesamte logistische Abwicklung und den persönlichen Kundenkontakt.



ENRETEC GMBH

Kanalstraße 17
16727 Velten
Tel.: 0800 1005556
info@enretec.de
www.enretec.de

KENNZIFFER 0722



pluradent

engagiert
wegweisend
partnerschaftlich

Jetzt
anmelden und
Frühbucherpreis
sichern!

SYMPOSI
UM 2018

20. bis 21. April 2018

Dentale Zukunft

Wissen. Erfolgreich. Anwenden.

Mehr Informationen und Anmeldung unter www.pluradent-symposium.de

Pluradent
Symposium



100%

von Teilnehmern
empfohlen!

FÜR JEDEN HAUTTYP

80 % aller Infektionskrankheiten werden über die Hände übertragen. Im Praxisbetrieb spielt es daher eine wichtige Rolle, dass die Mitarbeiter ihre Hände effektiv desinfizieren. Beim Desinfektionsvorgang ist es wichtig, alle Bereiche der Hand mit ausreichend Flüssigkeit zu benetzen. Dabei sollten die Mitarbeiter besonders auf Fingerspitzen, Nagelfalze und Daumen achten. Desinfektionsmittel dürfen nur auf die trockene Hand aufgebracht werden. Auch die Verwendung von zu wenig Desinfektionsmittel oder ein ungenügendes Verreiben des Präparats können kontaminierte Hautstellen hinterlassen. Last, but not least ist die Produktqualität entscheidend. So sollten nur Desinfektionsmittel zum Einsatz kommen, die vom Verbund für Angewandte Hygiene (VAH) gelistet sind, so wie die Händedesinfek-

tionspräparate von Dürr Dental. Dass die Präparate auch hautfreundlich sein sollten, liegt buchstäblich auf der Hand. Daher führt der Hersteller in seinem Sortiment Produkte, die sicher wirken und gleichzeitig pflegen, z. B. die HD 410 Händedesinfektion mit rückfettenden Komponenten oder die für Allergiker geeignete parfüm- und farbstofffreie Händedesinfektion HD 412 essential, sowie die milde Waschlotion HD 435 und die wohl-

riechende Pflegelotion HD 440 für beanspruchte, empfindliche Haut.

DÜRR DENTAL AG

Höpfheimer Straße 17
74321 Bietigheim-Bissingen
info@duerr.de
www.duerrdental.com

KENNZIFFER 0741



EXKLUSIVER GEWINN: FOTOSHOOTING FÜR ZAHNÄRZTIN



Die VITA Zahnfabrik hatte auf der IDS 2017 in Köln mit einer Fotoaktion das Gesicht mit dem „perfect match“ gesucht und schließlich die junge Zahnärztin Nađa Ćuk aus Bosnien und Herzegowina gefunden. Ende Juli war die frischgebackene Gewinnerin zum Firmensitz der VITA Zahnfabrik nach Bad Säckingen und zu einem professionellen Fotoshooting nach Berlin eingeladen. Auf der Suche nach dem „perfect match“ zwischen der Persönlichkeit Nađa

Ćuks und den pulsierenden Farbwelten Berlins ging es für die Shootings nach Friedrichshain an die Berliner Mauer, an die S-Bahn-Station Friedrichstraße und in eine trendige Bar im Stil der Goldenen Zwanziger. Fotograf Lars Kroupa zeigte sich mit dem Ergebnis zufrieden: „Nađa hat das wirklich super gemacht und ist in ganz viele verschiedene Rollen geschlüpft. Wir konnten dadurch einzigartige Momente sichtbar machen.“ Mit

neuen Erfahrungen und Eindrücken im Gepäck ging es für die glückliche Gewinnerin zurück nach Bosnien und Herzegowina: „Ich möchte mich bei allen bedanken, die für mich abgestimmt haben. Vor allem bei meinen Freunden in meiner Heimatstadt Sarajevo und allen anderen in der ganzen Welt. Ich habe mich wie ein Star gefühlt. Vielen Dank!“

Welches Bild des „VITA Gesicht 2017“ ist Ihr persönliches Highlight? Wo finden Sie den „perfect match“? Stimmen Sie bis 16.10.2017 ab unter: https://www.vita-zahnfabrik.com/VITAFACE_Voting

VITA ZAHNFABRIK
H. RAUTER GMBH & CO. KG

Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
Tel.: 07761 562-0
Fax: 07761 562-299
info@vita-zahnfabrik.com
www.vita-zahnfabrik.com

KENNZIFFER 0742

BE

EFFICIENT

AESTHETIC

PRECISE



Bild: sirius ceramics

Die beste Verbindung zwischen Praxis und Labor heißt ConnectDental

Unter der **Dachmarke ConnectDental** bündelt Henry Schein sein Angebot zur digitalen Vernetzung von Zahnarztpraxis und Dentallabor sowie die Integration von offenen CAD/CAM-Systemen und innovativen Hightech-Materialien. Dabei bietet Henry Schein seinen Kunden ein lückenloses Portfolio aus Materialien, Geräten und Systemen mit verschiedenen Kapazitäten und individuellen Konzepten. Sie wünschen eine persönliche Beratung - unser spezialisiertes **ConnectDental Team** freut sich auf Sie.

HENRY SCHEIN®
ConnectDental™
OFFENE DIGITALE LÖSUNGEN FÜR PRAXIS UND LABOR

FreeTel: 0800-1700077 · FreeFax: 08000-404444 · www.henryschein-dental.de

Exklusiv bei Henry Schein

Zirlux
UNIVERSAL ZIRCONIA SYSTEM

vhf

UPGRADE FÜR BEKANNTE A-SILIKON-LINIE



Das 40-jährige Jubiläum des Abformmaterials PRESIDENT veranlasste den Schweizer Dentalspezialisten COLTENE dazu, die klassische Produktpalette zu modernisieren. In Anlehnung an das erste A-Silikon-Abformmaterial erhält die verbesserte Variante die Namensergänzung „The Original“.

Das Abformmaterial bietet drei Knetmaterialien mit unterschiedlichen Endhärten für jede Präferenz. Neben putty und putty soft/fast putty soft rundet das

neue putty super soft mit sehr geringer Endhärte das Portfolio ab. Es zeichnet sich durch eine geschmeidigere Anmischkonsistenz aus. Auch die Korrekturmateriale PRESIDENT The Original light und regular body sowie das neue Xtra light body werden mit kontrastreicheren Farben angeboten.

Mit der Sortimentserweiterung von MonoBody ist auch das richtige Material für Implantatabformungen verfügbar. Die beiden besonders beliebten Löffelmateri-

alien „putty soft/fast putty soft“ und „heavy body“ bleiben im neuen Portfolio unverändert. Alle Anwender des klassischen Abformmaterials dürfen sich über eine modernisierte Version freuen, die auch preislich attraktiver gestaltet ist. Mit dem Upgrade ergänzt und verbessert der Hersteller kontinuierlich sein umfangreiches Sortiment an eigens entwickelten Dentalmaterialien und cleveren Arbeitshilfen für eine passgenaue zahn-technische Restauration. Die klassische PRESIDENT-Linie wird ab dem 1. Januar 2018 durch PRESIDENT The Original ersetzt.

COLTÈNE/WHALEDENT GMBH + CO.KG

Raiffeisenstraße 30
89129 Langenau
Tel.: 07345 805-0
info.de@coltene.com
www.coltene.com

KENNZIFFER 0761

BEWÄHRTE DIGITALKAMERA JETZT NOCH SCHÄRFER

Ob Arbeitsmodell, Profilbild oder Einzelzahn. Die neue digitale Kompaktkamera EyeSpecial C-III von SHOFU stellt für jedes Motiv, jeden Blickwinkel und jede Entfernung ein professionelles Tool für die Dentalfotografie sowohl in der Zahnarztpraxis als auch im Labor dar. Gleichzeitig erleichtert sie mit ihren direkt auf einen Computer oder Tablet übertragbaren Aufnahmen dem Behandler die Patientensprache und dem Patienten die Entscheidung über eine kosmetische oder prothetische Behandlung.

Neben der verbesserten Digitaltechnik überzeugt die Kamera auch durch ihr unkompliziertes und ergonomisches Handling: Sie lässt sich mit einem Gewicht von nur 590 Gramm mühelos und verwicklungsicher mit einer Hand bedienen, ist wasserresistent, wischdesinfizierbar und jederzeit an die zahnärztliche Assistenz delegierbar.

Mit den acht voreingestellten Aufnahme Modi, dem Kontrast-Autofokus und der integrierten Belichtungskontrolle mit patentiertem Flash-Matic-System liefert sie automatisch

eine überzeugende Bildqualität mit maximaler Schärfentiefe und minimalem Fehlerisiko.



SHOFU DENTAL GMBH

Am Brüll 17
40878 Ratingen
Tel.: 02102 8664-0
Fax: 02102 8664-64
info@shofu.de
www.shofu.de

KENNZIFFER 0762

DUALE KOMBINATION AUS EDELSTAHL UND HIGHTECH-SILIKON



„Bei der Idee zur Verwirklichung eines neuen Instrumentenprogramms aus zwei Werkstoffen lag der primäre Fokus im Bereich einer einwandfreien und validierbaren hygienischen Aufbereitung“, so Joachim Rein, Marketing & Vertriebsdirektor der Carl Martin GmbH.

Die neuen Griffe bestechen durch eine angenehme und weiche Oberfläche sowie geringes Gewicht. Griffwellen sorgen für einen sicheren Halt. Der Innenkern besteht aus rostfreiem Edelstahl mit einer komplexen Fräsung und Oberflächenbearbeitung. So wird sichergestellt, dass eine absolute Dichtheit im Übergang vom Arbeitsteil in den Silikonbereich entsteht. Die gerändelte Oberfläche des Innenkerns verhindert ein Verdrehen des Silikons. „Eine weitere Herausforderung“, so Unternehmenssprecher Rein, „war die Etablierung einer dauerhaften Beschriftung, die den täglichen Erfordernissen aus Desinfektion und Sterilisation standhält.“ Hier setzt das Unternehmen eine neuartige Technologie, die sogenannten UV-Laserung ein, wodurch die Oberfläche nicht beschädigt wird. Zum neuen Colori-Programm gehören ca. 60 unterschiedliche Instrumententypen.

CARL MARTIN GMBH

Neuenkamper Straße 80–86
42657 Solingen
Tel.: 0212 810044
info@carlmartin.de
www.carlmartin.de

KENNZIFFER 0771

KENNZIFFER 0772 >

KaVo ESTETICA™ E70/E80 Vision.



KV_09_17_0162_REVO © Copyright: kaVo Dental GmbH.

Natürlich besser: Die Highlights auf einen Blick.

Spüren Sie Leichtigkeit in Vollendung mit der prämierten Behandlungseinheit KaVo ESTETICA™ E70/E80 Vision:

- Innovatives Schwebestuhlkonzept für optimale Befreiheit und herausragende Behandler-Ergonomie
- Neuartiges Bedienkonzept für direkten Zugriff auf alle wichtigen Funktionen
- CONEXIO bietet Zugriff auf relevante Patientendaten

Ab sofort erhältlich als KaVo Greenery Edition 2017.

KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39
88400 Biberach
www.kavo.com

KAVO
Dental Excellence