

5/18


18. Jahrgang · Mai 2018

ZWSP **SPEZIAL**



WATER REVOLUTION™

Biofilm - schonend und effektiv entfernen



Biofilmbildung in Wasserleitungen von Behandlungseinheiten
trotz Dauereinsatz von H₂O₂ (Wasserstoffperoxid)

Mit dem SAFEWATER Hygiene-Technologie-Konzept
entfernen Sie in nur 9 Wochen Biofilm aus Ihrer Dentaleinheit

Hier kostenfrei Strategie-Meeting Wasserhygiene für Ihre Praxis vereinbaren



BLUE SAFETY
Die Wasserexperten

Fon **00800 88 55 22 88**
www.bluesafety.com/Termin

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Praxiseinrichtung

e-matic

by U 6000

DYNAMIK.
ERGONOMIE.
PREMIUM.



DAS PNEUMATISCH VERSCHIEBBARE ZAHNARZTELEMENT.

Mit sanfter Kraft schiebt ein Druckluftzylinder das in einer Gleitbahn geführte Zahnarztelement in jede gewünschte Position. Zwei weitere Gelenke sorgen für eine ideale Ausrichtung zum Behandler und bieten damit jederzeit einen bequemen Zugriff auf alle Instrumente. So wird Ergonomie für den Zahnarzt und den Patienten neu erlebbar.

mms-digital-agentur.de

ULTRADENT

DENTAL UNITS. MADE IN GERMANY.

ULTRADENT

Dental-Medizinische Geräte GmbH & Co. KG

D-85649 Brunnthal | Eugen-Sänger-Ring 10

Fon: +49 89 - 42 09 92 70 | Fax: +49 89 - 42 09 92 50

info@ultradent.de | www.ultradent.de



E-matic
Animation

