




## WATER REVOLUTION™

Biofilm - schonend und effektiv entfernen



Biofilmbildung in Wasserleitungen von Behandlungseinheiten  
trotz Dauereinsatz von H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> (Wasserstoffperoxid)

Mit dem SAFEWATER Hygiene-Technologie-Konzept  
entfernen Sie in nur 9 Wochen Biofilm aus Ihrer Dentaleinheit

Hier kostenfrei Strategie-Meeting Wasserhygiene für Ihre Praxis vereinbaren

  
**BLUE SAFETY**  
Die Wasserexperten

Fon **00800 88 55 22 88**  
[www.bluesafety.com/Termin](http://www.bluesafety.com/Termin)

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

## Praxiseinrichtung

# e-matic

by U 6000

DYNAMIK.  
ERGONOMIE.  
PREMIUM.



DAS PNEUMATISCH  
VERSCHIEBBARE ZAHNARZTELEMENT.

Mit sanfter Kraft schiebt ein Druckluftzylinder das in einer Gleitbahn geführte Zahnarztelement in jede gewünschte Position. Zwei weitere Gelenke sorgen für eine ideale Ausrichtung zum Behandler und bieten damit jederzeit einen bequemen Zugriff auf alle Instrumente. So wird Ergonomie für den Zahnarzt und den Patienten neu erlebbar.

mms-dtj-agentur.de

## ULTRADENT

DENTAL UNITS. MADE IN GERMANY.



E-matic  
Animation

ULTRADENT  
Dental-Medizinische Geräte GmbH & Co. KG  
D-85649 Brunnthal | Eugen-Sänger-Ring 10  
Fon: +49 89 - 42 09 92 70 | Fax: +49 89 - 42 09 92 50  
info@ultradent.de | www.ultradent.de

