

VINTAGE



# DAS MIKRO-METALLKERAMIKSYSTEM FÜR MEHR NATÜRLICHKEIT DURCH ZAHNÄHNLICHE LICHTSTREUUNG



gefertigt von ZTM Andreas Dücomy, Lübeck

- **Einfache Anwendung** auf allen Aufbrennlegierungen im WAK-Bereich von  $13,6-15,2 \times 10^{-6}K^{-1}$  (25-500 °C)
- **Zahnähnliche Lichtstreuung** der Dentin- und Inzisalmassen
- **Außerordentliche Verbundeigenschaften** zum Metallgerüst
- **Optimale Verarbeitungseigenschaften** und Oberflächendichte
- **Hohe Belastungsresistenz** durch feldspatbasierende Mikrostruktur



**SHOFU DENTAL GMBH**  
Am Brüll 17 · 40878 Ratingen  
Telefon: 0 21 02 / 86 64-0 · Fax: 0 21 02 / 86 64-65  
© E-Mail: info@shofu.de · www.shofu.de

30  
Years  
SHOFU DENTAL GMBH