



# Gewichtsreduzierte Brustimplantate – hohe Patientenzufriedenheit durch spürbare Entlastung


Claudia Karlsen

Das Gewicht konventioneller Brustimplantate entsprach bisher ungefähr ihrer Füllmenge. Im Vergleich dazu wiegen B-Lite Implantate bei gleichem Volumen bis zu 30 Prozent weniger. Seine Erfahrungen mit den innovativen Leichtimplantaten beschreibt der erfahrene Brustchirurg und B-Lite Anwender Dr. med. Kai-Uwe Schlaudraff aus Genf, Schweiz.

## Was unterscheidet B-Lite Implantate von herkömmlichen Implantaten?

B-Lite Implantate sind wesentlich leichter als alle anderen, aktuell erhältlichen Brustimplantate. Möglich wird die Gewichtsreduzierung von bis zu 30 Prozent durch eine technologische Innovation bei der Herstellung des Füllmaterials. Dabei wird das bewährte und über viele Jahrzehnte erprobte kohäsive Silikongel mit sogenannten

Mikrosphären versetzt. Diese mikroskopisch kleinen, mit inerter Luft gefüllten „Kügelchen“ sind chemisch dauerhaft mit den Silikonmolekülen verbunden und bewirken die deutliche Gewichtsreduzierung bei gleichbleibendem Implantatvolumen. Die Mikrosphären sind sehr stabil und halten hohem Druck stand, was neben der Gewichtsreduzierung für eine hohe Resistenz des Silikongels sorgt. In Kombination mit den seit Jahren im klinischen



**Abb. 1:** Die für B-Lite Leichtimplantate verwendeten Mikrosphären gehen eine permanente Verbindung mit dem Silikonkollagen ein.


Einsatz bewährten Implantathüllen ist hier aus meiner Sicht eine völlig neue Implantatgeneration entstanden, die die Aspekte Innovation und Qualität optimal im Sinne der Patientensicherheit verbindet.

**Was waren für Sie die Beweggründe, mit B-Lite Implantaten zu arbeiten? Was hat sie überzeugt?**


Brustimplantate werden vonseiten der renommierten Hersteller stetig weiterentwickelt und optimiert. Tatsächlich sind für mich B-Lite Implantate aber eine der echten Innovationen der letzten 15 Jahre. Die signifikante Gewichtsreduzierung bringt für die Patientin eine unmittelbar spürbare Entlastung, unabhängig von der Form und Größe des Implantats. Meine ersten Erfahrungswerte mit den Leichtimplantaten habe ich ganz bewusst im Rah-

men von Operationen gesammelt, bei denen ein Implantatwechsel vorgenommen wurde. Die Resonanz war durchweg positiv: Der Gewichtsunterschied zu konventionellen Implantaten ist selbst bei kleineren Volumina für die Patientin deutlich spürbar, und dies trägt zu einer deutlichen Verbesserung der Lebensqualität bei. Dieses Patienten-Feedback hat mich überzeugt und ich setze B-Lite Implantate heute auch bei Primäraugmentationen sowie im Rahmen von Brustrekonstruktionen ein.

Mit diesem Implantattyp kann ich meinen Patientinnen eine qualitativ hochwertige Lösung anbieten, die noch besser dem natürlichen Körpergefühl entspricht, ein „Schweregefühl“ vermeidet und darüber hinaus den Haut- und Gewebemantel schont.







B-Lite Implantate erfüllen für mich alle modernen Qualitätskriterien und werden in einer großen Vielzahl an Formen und Größen angeboten, sodass ich auf die individuellen Gegebenheiten und Wünsche meiner Patientinnen eingehen kann.

### Was überzeugt Ihre Patientinnen von B-Lite?

Das ist recht einfach: Bis zu 30 Prozent weniger Gewicht bei gleichem Volumen bedeutet deutlich weniger Belastung für das Brustgewebe und gleichzeitig eine Entlastung für die Schultern, die Nacken- und Rückenmuskulatur. Das ist intuitiv verständlich und ein wichtiges Argument für jede Frau – unabhängig vom gewünschten Brustvolumen. Gerade auch aktive Frauen – die in meiner Praxis normalerweise kleinere Implantatvolumina wünschen – schätzen das natürliche Gefühl und das reduzierte Gewicht bei der sportlichen Tätigkeit.

### Was sind aus Ihrer Sicht Hauptindikationen für die Verwendung, gibt es Einschränkungen?

Grundsätzlich eignen sich B-Lite Implantate für alle Indikationen im Bereich der ästhetischen Brustvergrößerung sowie der rekonstruktiven Brustchirurgie.


Für die Brustrekonstruktion werden aufgrund des Gewebeverlusts in der Regel größere Volumina verwendet. Hier bedeuten bis zu 30 Prozent weniger Gewicht eine immense Entlastung für das ohnehin schon angegriffene Gewebe und den Hautmantel.

Die Leichtimplantate bieten ebenfalls große Vorteile im Rahmen von Augmentationsmastopexien bei vorbestehender Ptosis, da das oft ohnehin schon schwache Bindegewebe durch die geringere Masse weniger belastet wird. Der Druck auf das Gewebe und die Inzisionen ist deutlich reduziert – auch weil durch das verringerte Gewicht das Absinken des Implantats weniger ausgeprägt ist.

Frauen, die regelmäßig Sport treiben, profitieren sehr von dieser neuen Technologie – vor allem auch bei kleineren Implantatvolumina. Da das Gewicht der Brustimplantate bei diesen Patientinnen kein Hindernis für die weitere körperliche Aktivität sein sollte, sind B-Lite Implantate hier für mich die erste Wahl.

### Gibt es Besonderheiten, zum Beispiel im Rahmen der OP-Technik oder der Nachsorge, die beim Einsatz der Implantate zu beachten sind?

Meiner Erfahrung nach unterscheiden sich B-Lite Implantate in der Benutzung nicht von anderen Implantattypen und erfordern keine besondere OP-Technik. Auch im Rahmen der Nachsorge verfare ich genauso wie bei herkömmlichen Implantaten. Bei der Diagnostik kann sowohl eine Mammografie als auch eine Ultraschalluntersuchung, im Zweifelsfall ergänzt durch ein MRT, ohne Qualitätsverluste durchgeführt werden. Durch die veränderte Dichte des Silikongels lassen sich die



Gewebestrukturen oftmals sogar noch deutlicher erkennen als bei konventionellen Implantaten.

### Wie sind Ihre Erfahrungen in puncto Patientenzufriedenheit?

Sehr gut. Wie schon beschrieben, sind vor allem Frauen, die sich einem Implantatwechsel unterziehen müssen, begeistert von dem „leichteren Gefühl“, das der Gewichtsunterschied mit sich bringt. Sie berichten von einer deutlich gesteigerten Lebensqualität im Alltag, aber speziell auch bei sportlicher Betätigung. Generell wird das Tragegefühl als sehr natürlich und gut beschrieben – die Implantate werden nicht mehr als zusätzliches Gewicht wahrgenommen.

### Was möchten Sie Ihren Kollegen als Fazit mitgeben?

Ich denke, die hohe Patientenzufriedenheit spricht für sich. B-Lite Implantate bieten einen spürbaren Mehrwert für die Patientin und sind für mich damit eine der wichtigsten Innovationen im Bereich der Brustchirurgie.

## Kontakt



### Dr. Kai-Uwe Schlaudraff

Concept Clinic  
Boulevard des Philosophes 24  
1205 Genf  
Schweiz  
info@concept-clinic.ch  
www.concept-clinic.ch