


ENDO-SYSTEMLÖSUNGEN // Wurzelkanalbehandlungen einfach und effizient durchführen: Mit diesem Anspruch und der Kampagne „Gelassenheit inklusive – das Endo-System“ präsentiert VDW seinen Ansatz, bei dem Produkte und Services Hand in Hand zusammenspielen.

## ENDODONTIE-PRODUKTE UND -SERVICES AUS EINER HAND

Christiane Rohn / München



Zahnärzte und Patienten profitieren mit dem Endo-System von VDW von Sicherheit in der Anwendung und langfristigem Behandlungserfolg – selbst in herausfordernden medizinischen Situationen. Hinter dem Endo-System von VDW stehen knapp 150 Jahre Expertise in der Endodontie und ein gesamthafter Ansatz mit drei ineinandergreifenden Elementen:

- innovative Produkte für jeden Behandlungsschritt,
- umfassende Services, die das VDW-Sortiment passgenau ergänzen,
- ein vielfältiges und anspruchsvolles Fortbildungsangebot.

VDW adressiert damit den gesamten endodontischen Behandlungsablauf und

gibt dem Zahnarzt ein hohes Maß an Flexibilität für seine Behandlung.

### Innovative Produkte für jeden Behandlungsschritt


Das Endo-System von VDW bietet Produkte für alle vier Behandlungsschritte – von der sicheren Aufbereitung des Wurzelkanals und dessen gründlicher Spülung über die wandständige Wurzelkanalfüllung bis hin zur postendodontischen Versorgung. Dabei kann der Zahnarzt das für jeden Schritt jeweils passende Produkt aus dem VDW-Sortiment wählen, entsprechend seinem

persönlichen Arbeitsstil und von Fall zu Fall. Eine zeitsparende Aufbereitung des Wurzelkanals mit nur einem Instrument ermöglichen die reziprok arbeitenden Feilensysteme RECIPROC® blue oder RECIPROC®. Im Zusammenspiel mit den Antriebsystemen von VDW – wie etwa VDW.CONNECT Drive® oder VDW.GOLD® RECIPROC® – können Zahnärzte eine Wurzelkanalaufbereitung mit geringem Feilenfrakturrisiko durchführen. Mithilfe des in den VDW.GOLD® RECIPROC® integrierten und aktivierten Apexlokators stoppt der Aufbereitungsvorgang automatisch beim Erreichen der Wurzelkanalspitze. So hat der Zahnarzt zu jedem Zeitpunkt die Kontrolle über den

gesamten Aufbereitungsvorgang und schafft die geeigneten Voraussetzungen für die Desinfektion. Im Rahmen der Spülung und Desinfektion des aufbereiteten Kanals ermöglicht die schallaktivierte Spülspritze EDDY® eine sichere und effektive Reinigung des gesamten Wurzelkanalsystems. EDDY® aktiviert die Spülflüssigkeit mit oszillierenden Bewegungen und entfernt dadurch Gewebereste und Debris zuverlässig, selbst in anatomisch komplexen Wurzelkanalstrukturen. Gleichzeitig schont das Polyamidmaterial das Dentin und erlaubt eine bessere Annäherung an den Apex als eine Metallspitze. Diese sorgfältige Spülung des Wurzelkanalsystems ist entscheidend für den Behandlungserfolg und erhöht die Wahrscheinlichkeit für eine erfolgreiche Füllung des Wurzelkanals. Mit dem Trägerstiftsystem GUTTAFUSION® – einer Kombination aus warmer Obturation und komfortabler Ein-Stift-Technik – kann der Zahnarzt dann die dreidimensionalen Wurzelkanalstrukturen homogen und wandständig bis in alle Isthmen und Ramifikationen füllen und verringert so die Gefahr einer Rekontamination. Ist im Rahmen der postendodontischen Versorgung der Einsatz von Wurzelstiften notwendig, kommen DT Posts Quarzfaserstifte zum Einsatz. Das Double Taper Design der DT Posts trägt hierbei zu mehr Dentinerhalt bei, da die Form der Stifte der Morphologie des präparierten Wurzelkanals optimal entspricht. Damit schaffen die Quarzfaserstifte beste Voraussetzungen für einen langfristigen endodontischen Behandlungserfolg.

### Umfassende Services ergänzen die Produkte

Das Produktsortiment von VDW wird zudem durch vielseitige Services ergänzt: Von Anfang an steht dem Zahnarzt ein erfahrener Kundenberater mit fundierter fachlicher Expertise zur Seite. Zum einen unterstützt ein persönlicher Ansprechpartner den Zahnarzt, die geeigneten Produkte für seine Praxis auszuwählen und erklärt in einer Einweisung in der Praxis, wie der Zahnarzt die Produkte von VDW problemlos einsetzen kann. Zum anderen steht der qualifizierte Kundenservice Zahnärzten bei allen auftretenden Fragen



zu den Produkten und ihrer Anwendung zur Seite und gewährleistet, dass Informationen und Beratungen den Anforderungen der Kunden entsprechen. Wartungs- und Reparatur-Services bietet VDW für alle aktuellen und zahlreiche ältere Geräte-Generationen an.

### Vielfältiges Fortbildungsangebot

Von der fast 150-jährigen Endodontie-Erfahrung von VDW können Zahnärzte auch durch ein vielfältiges und anspruchsvolles Fortbildungsprogramm profitieren. In den weltweit jährlich über 700 Kursen erfahren die Teilnehmer neben theoretischem Fachwissen den praktischen Umgang mit den Produkten von VDW, um sie später in der Praxis bestmöglich einzusetzen. Diese Fortbildungen organisiert VDW zum einen in seinem modern ausgestatteten Schulungszentrum in München und anderen externen Veranstaltungsorten. Andererseits können Zahnärzte auch im Rahmen der weltweit stattfindenden Kongresse und Fachmessen Praxiskurse besuchen. Zum hohen Fortbildungsanspruch von VDW gehört ein internationales Expertennetzwerk und die Zusam-

menarbeit mit mehr als 70 Universitäten auf der ganzen Welt.

### Endo, easy, efficient

Langfristige Behandlungserfolge in der endodontischen Versorgung – und damit auf Dauer zufriedene Patienten – hängen vom gelungenen Zusammenspiel aller beteiligten Komponenten ab. Mit seinem Endo-System bietet VDW einen gesamt-haftan Ansatz von verschiedenen Produkten und Services aus einer Hand. VDW macht so die anspruchsvolle Endodontie für den Zahnarzt so einfach und effizient wie möglich. Denn Zahnärzte können mit dem VDW-Endo-System selbst komplexe endodontische Behandlungen erfolgreich und wirtschaftlich durchführen – mit Gelassenheit inklusive.

#### VDW GMBH

Bayerwaldstraße 15  
81737 München  
Tel.: 089 62734-0  
Fax: 089 62734-304  
info@vbw-dental.com  
www.vbw-dental.com