



**PROXEO**

**KENNZIFFER 0781**

Die neuen Proxeo Systeme UNIVERSAL und YOUNG sorgen für Sicherheit und Flexibilität in der Zahnreinigung: Maßgeschneiderte Dichtsysteme garantieren, dass das Instrument noch nach Jahren ein strahlendes Lächeln hervorzaubert.



**Proxeo stellt alles in den Schatten – jahrelang!**

Mit Proxeo haben nicht allein Patienten gut lachen: Die kompakten Saubermacher zaubern mit ihrer Langlebigkeit auch ein Lächeln ins Gesicht der Profis. 24 Monate Garantie und bewährte W&H Qualität machen Proxeo zu einem Be-

gleiter, auf den man sich verlassen kann. Proxeo ist thermodesinfizierbar und bis zu 135 °C sterilisierbar. Die kompakte Bauweise und die glatten Oberflächen tragen zu einem überdurchschnittlichen Hygieniveau bei.

**Proxeo UNIVERSAL: Der Anpassungsfähige mit Durchhaltevermögen**

Das System kann mit allen gängigen Kappen und Bürsten kombiniert werden. Der Wechsel klappt sekundenschnell und flexibel, denn mit der Screw-in- bzw. Snap-on-Technik können die Kappen je nach Wunsch aufgeschraubt oder aufgesteckt werden. Mit dem von W&H eigens entwickelten Dichtungssystem bleiben Paste und Behandlungspartikel außen vor. Das schont die

Technik und garantiert eine lange Lebensdauer auch bei härtesten Einsätzen.

**Proxeo YOUNG: Der Flexible mit vielen Talenten**

Das YOUNG Einwegwinkelstück passt perfekt auf das Proxeo Handstück und wird nach der Anwendung als Ganzes entfernt – einfacher kann Prophylaxe nicht sein. Die einzigartige Triple Seal Dichtung des Systems verhindert außerdem das Eindringen auch kleinster Schleifpartikel in das Instrument. Die Dichtung erneuert sich bei jedem Kappenwechsel und sorgt so bei jeder Anwendung für beste Hygienebedingungen und einen langfristigen Einsatz auf Top-Niveau.

**Polieren mit Gefühl**

Proxeo sorgt mit einer optimalen Drehzahl dafür, dass die Polierpaste bleibt, wo sie hingehört. Die Umdrehungsgeschwindigkeit mit der Untersetzung von 4:1 ermöglicht effiziente Reinigung und schonendes Polieren – bei voller Übersicht: Denn mit dem kleinen Winkelkopf bleiben selbst Behandlungsfelder im distalen Bereich im Blickfeld.

**W&H DEUTSCHLAND GMBH**

Raiffeisenstraße 4  
83410 Laufen  
Tel.: 0 86 82/89 67-0  
E-Mail: office.de@wh.com  
[www.wh.com](http://www.wh.com)



**ULTRASCHALLGENERATOREN**

**KENNZIFFER 0782**



▲ P5 Newtron XS LED.

Die piezoelektrischen Ultraschallgeneratoren der P5 Newtron-Serie bestechen durch ihre hohe Leistungskraft, ihr autonomes internes Spülsystem und ihre einfache und sichere Anwendbarkeit. Mit den beiden

Generatoren P5 Newtron LED und P5 Newtron XS LED mit autoklavierbaren LED-Licht-Handstücken verbessert Satelec erneut die Präzision und die Sicherheit in der piezoelektrischen Ultraschalltechnologie.

Die sechs ringförmig angeordneten Hochleistungs-LEDs in diesen Geräten ermöglichen mit einer Beleuchtungsstärke von 100.000 Lux selbst im Seitenzahnbereich eine ausgezeichnete Sicht und dient dabei zur besseren Unterscheidung der Weichgewebe. Während in das P5 Newtron LED das neue leistungsstarke LED-Lichthandstück eingebaut wurde, verfügt der P5 Newtron XS LED-Generator noch zusätzlich über ein autonomes Spülsystem – für noch mehr



▲ P5 Newtron XS mit Sterikit.

Unabhängigkeit, Komfort und Hygiene bei allen schmerzfreien Prophylaxe-, PAR-, Endo- und restaurativen Behandlungen. Und mit dem optional erhältlichen „Sterikit“ (externe Spüleitung) für das XS-Modell lassen sich chirurgische Eingriffe hygienisch sicher ausführen. Dabei gehört die P5 Newtron-Gerätelinie dank der vollelektronischen Newtron-Steuereinheit mit dem „Cruise Control System“ (CCS) und dem unverwechselbaren Farbcodierungssystem („Color Coding System“) derzeit zu einer der vielseitigsten, sichersten und leistungsstärksten Ultraschallgeräte. Mit mehr als 70 unterschiedlichen Instrumentenspitzen bietet der Hersteller dazu ein breites und innovativstes Spektrum an Ultraschallansätzen.

**ACTEON GERMANY GMBH**

Industriestraße 9  
40822 Mettmann  
Tel.: 0 21 04/95 65 21  
[www.de.acteongroup.com](http://www.de.acteongroup.com)

\* Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.

[Machen Sie  
den Test!]



## OralCDx zur Mundhöhlenkarzinom- Früherkennung



**Machen Sie den OralCDx-Test zur  
Mundkrebs-Früherkennung – und  
Sie haben Gewissheit!**

Fällt Ihnen etwas auf? Ein kleiner weißer Fleck – scheint harmlos, ist es aber unter Umständen nicht. Hier kann sich ein orales Plattenepithelkarzinom verbergen.

Gehen Sie kein Risiko ein – machen Sie den OralCDx-Test, die computer-  
ausgewertete Bürstenbiopsie der Mundschleimhaut.



[[www.pluradent.de](http://www.pluradent.de)]

Hier und in vielen weiteren bundesweiten Niederlassungen finden Sie uns: Pluradent AG & Co KG · Kaiserleistraße 3 · 63067 Offenbach (Zentrale)  
Tel. 0 69 / 8 29 83-0 · Fax 0 69 / 8 29 83-271 · E-Mail: [offenbach@pluradent.de](mailto:offenbach@pluradent.de)

Berlin: Tel. 0 30 / 23 63 65-0 · Bonn: Tel. 0 22 8 / 7 26 35-0 · Bremen: Tel. 0 4 21 / 3 86 33-0 · Chemnitz: Tel. 0 37 22 / 51 74-0 · Dortmund: Tel. 0 2 31 / 9 41 04-70  
Erfurt: Tel. 0 3 62 03 / 6 17-0 · Hamburg: Tel. 0 40 / 32 90 80-0 · Hannover: Tel. 0 5 11 / 5 44 44-6 · Karlsruhe: Tel. 0 7 21 / 8 6 05-0 · Kassel: Tel. 0 5 61 / 5 8 97-0  
Magdeburg: Tel. 0 3 91 / 7 31 12-35/36 · München: Tel. 0 89 / 46 26 96-0 · Nürnberg: Tel. 0 9 11 / 9 54 75-0 · Osnabrück: Tel. 0 5 41 / 9 57 40-0 · Stuttgart: Tel. 0 7 11 / 2 5 25 56-0 · Ulm: Tel. 0 7 31 / 9 74 13-0

  
Ihr Partner für Erfolg

**P**

**SYSTEM ZUR BEKÄMPFUNG VON MUNDGERUCH**

**KENNZIFFER 0801**

Ein Viertel der Bevölkerung hat Mundgeruch (Halitosis). Ergänzend zur schon existierenden meridol Halitosis Mundspülung bringt die meridol Forschung nun ein komplettes System zur Bekämpfung von Mundgeruch heraus, bestehend aus Zungenreiniger, Zahnbürste sowie Zahn- und Zungen-Gel.

Das System basiert auf einer Kombination aus mechanischer, antibakterieller, chemischer und biochemischer Wirkung. Zur mechanischen Reinigung stehen eine besondere Zahnbürste mit mikrofeinen Borstenden und Polierkelchen zur gründlichen Reinigung von Zähnen und Zahnfleischsaum sowie ein extra flacher Zungenreiniger mit Noppen und Lamellen zur Verfügung. Deren Wirkung wird durch das Zahn- und Zungen-Gel mit den Wirkstoffen Aminfluorid/Zinnfluorid, Zink-



laktat sowie Wirkstoffen zur Hemmung von Mundgeruch unterstützt. Das Gel wird sowohl zur täglichen Zahnhygiene wie auch zur Reinigung der Zunge verwendet. Denn das enthaltene Fluorid gewährleistet auch einen wirkungsvollen Schutz gegen Karies. Das Gel und die 2009 neu eingeführte Mundspülung wirken beide antibakteriell, binden geruchsbildende Stoffe chemisch und reduzieren den Stoffwechsel geruchsaktiver Bakterien biochemisch.

**GABA GMBH**

Berner Weg 7  
79539 Lörrach  
Tel.: 0 76 21/9 07-0  
E-Mail: info@gaba.com  
[www.gaba-dent.de](http://www.gaba-dent.de)

**P**

**REMIN PRO**

**KENNZIFFER 0802**

Remin Pro, das ist die neue schützende Zahnpflegecreme von VOCO zur Erweiterung des Oral-Care-Angebots des Zahnarztes. Sie dient der sanften Regeneration der Zahnhartsubstanz bei verschiedenen Indikationen. So etwa nach konservierender Zahnbehandlung, der professionellen Zahnreinigung, dem Bleaching oder bei kieferorthopädischen Behandlungen. Remin Pro trägt zur Neutralisation plaquebedingter Säuren bei. Mit seinem Gehalt an Hydroxyl-



apatit und Fluorid fördert es die natürliche Remineralisation und sorgt damit für eine

Stärkung des Zahnschmelzes. Indem es sich wie ein Schutzfilm auf die Zahnhartsubstanz legt, beugt Remin Pro Hypersensibilitäten vor. Durch seine den Zahnschmelz auffüllende Wirkung glättet es die Zahnoberflächen spürbar ab und erschwert so die Anhaftung bakterieller Zahnbeläge. Remin Pro eignet sich damit bestens für den Einsatz nach Abschluss der professionellen Zahnreinigung und sorgt für ein angenehmes Mundgefühl. Dieses wird durch die drei Geschmacksrichtungen Mint, Melone und Erdbeere noch verstärkt. Remin Pro lässt sich einfach applizieren und ist die ideale Ergänzung der Zahnpflege für die Praxis und den Hausgebrauch.

**VOCO GMBH**

Postfach 767  
27457 Cuxhaven  
[www.voco.de](http://www.voco.de)

**P**

**MERSAGE UND PRESSAGE**

**KENNZIFFER 0803**

Prophylaxepasten von SHOFU sind in verschiedenen Ausführungen und Geschmacksrichtungen erhältlich: Die fluoridhaltigen Merssage Pasten beseitigen zuverlässig Zahnbelag und erzielen eine glatt polierte Zahnoberfläche.

Merssage Regular (RDA 170–180) wird bei stärkeren Zahnverfärbungen und zu Be-

ginn einer Prophylaxebehandlung sowie zur Politur von Zahnoberflächen und nach der Entfernung von KFO-Geräten angewendet.

Merssage Fine (RDA 40–50) verwendet man bei leichten Verfärbungen, zur Politur nach der Zahnsteinentfernung und nach dem Bleichen.

Merssage Plus (RDA <10) ist geeignet zur Politur nach Zahnsteinentfernung und nach dem Bleichen, zur Prävention von



neuen Verfärbungen sowie zur Reinigung von Füllungsmaterialien und Politur der Oberfläche.

Die fluoridfreie Prophylaxepaste Pressage (RDA 170–180) ist für die Reinigung von Zahnoberflächen vor dem Bleichen und vor dem Auftragen von Ätzmitteln, Haftvermittlern und Fissurenversiegeln bestimmt. Sie enthält kein Fluorid, da Fluorid Bleichwirkung und Haftverbund beeinträchtigen kann.

**SHOFU DENTAL GMBH**

Am Brüll 17  
40878 Ratingen  
E-Mail: info@shofu.de  
[www.shofu.de](http://www.shofu.de)

\* Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.

**P** **DRITTER TEPE PROPHYLAXE-WETTBEWERB**

**KENNZIFFER 0811**



Nach dem großen Erfolg des 2. TePe Prophylaxe-Wettbewerbs im vergangenen Jahr setzen die schwedischen Prophylaxe Experten ihren Ideen-Contest für alle Zahnmedizinischen Fachangestellten und Zahnärzthelferinnen auch 2010 fort. Gemeinsam mit „praxisDienste“, Deutschlands führendem Dienstleister für Prophylaxe-Konzepte, sucht TePe wieder kreative Vorschläge und praxisnahe Anregungen rund um das Thema Mundhygiene. Diesmal han-



delt es sich beim Wettbewerb um einen Fotowettbewerb. Gesucht wird dabei das kreativste und schönste Foto bei der Verwendung von TePe-Produkten. Den Ideen der Teilnehmer sind dabei keine Grenzen gesetzt. Ob interdentale Reinigung beim Kopfstand, morgens auf dem Weg zur Arbeit, beim Kinobesuch oder beim Marathonlauf ... Alles ist erlaubt, Hauptsache ausgefallen und trotzdem alltäglich – wie die Mundhygiene!

Mitmachen lohnt, denn attraktive Preise warten: Die Gewinnerin darf sich über einen Weiterbildungsplatz zur Prophylaxeassistentin (ZMP) im Wert von 3.450 € bei „praxisDienste“ freuen. Diese Fortbildung wird in einer Übungspraxis von erfah-

renen Referenten im kleinen und lernintensiven Rahmen durchgeführt. Weitere Preise wie exklusive TePe Produktkoffer (mit hochwertigem Zahnmodell) und Gutscheine für Anwender- und Wissenskurse motivieren zusätzlich. Ausführliche Informationen und die genauen Teilnahmebedingungen zum 3. TePe Prophylaxe-Wettbewerb sind im Internet unter [www.tepe.com](http://www.tepe.com) zu finden. Bis zum 25. Mai 2010 können die Vorschläge per E-Mail an [ideenwettbewerb@tepe.com](mailto:ideenwettbewerb@tepe.com) gesendet werden.

Die Preisverleihung erfolgt beim Dental Pearls Kongress in Düsseldorf am 12.6.2010!

**TEPE MUNDHYGIENEPRODUKTE  
VERTRIEBS-GMBH**

Borsteler Chaussee 47  
22453 Hamburg  
Tel.: 0 40/51 49 16 05  
E-Mail: [kontakt@tepe.com](mailto:kontakt@tepe.com)  
[www.tepe.com](http://www.tepe.com)

**P** **VARIOS 970 UND 170 ULTRASCHALLSCALER MIT LED**

**KENNZIFFER 0812**

Unterstützt durch die neueste technische Errungenschaft von NSK – dem iPiezo engine – bietet das Varios 970 für jede Anwendung optimale und stabile Vibrationsfrequenzen – von der sanften Minimal- bis hin zur effektiven Maximaleinstellung. Die Leistungseinstellung wird dabei so fein geregelt, dass ein und dasselbe Gerät höchst effizient in der Endodontie, der Parodontologie und der Prophylaxe eingesetzt werden kann.

Mit dem neuen Handstück, dem Varios 2, verfügt NSK über das schlankste und leichteste seiner Klasse und bietet dem Anwender hervorragenden Zugang zum Be-



gestattet, was in Kombination mit der grazilen Form für einmalige Sichtverhältnisse sorgt.

Das Varios 970 verfügt über zwei unabhängige Kühlmittelflaschen (je 400 ml) und ein großes, intuitiv zu bedienendes Bedienfeld sowie ein Display, auf dem alle aktuellen Einstellungen übersichtlich angezeigt werden.

Als Varios 170 können die Vorteile des Varios2 Handstücks auch in Ihre Behandlungseinheit integriert werden. Dabei ist das Varios 170 LED Einbaumodul das kleinste der Welt und findet in praktisch jeder Einheit Platz.

Varios 970 und Varios 170 erhalten Sie jeweils im Set mit drei Aufsätzen (G4, G6, G8) sowie drei Drehmomentschlüsseln und einer Steribox.

handlungsfeld. Darüber hinaus ist das Varios2 Lux-Handstück mit Doppel-LED aus-

**NSK EUROPE GMBH**

Elly-Beinhorn-Str. 8  
65760 Eschborn  
Tel.: 0 61 96/7 76 06-0  
Fax: 0 61 96/7 76 06-29  
E-Mail: [info@nsk-europe.de](mailto:info@nsk-europe.de)  
[www.nsk-europe.de](http://www.nsk-europe.de)

\* Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.