

**P TIEFZIEHTECHNIK**

**KENNZIFFER 0911**



▲ Abb. 1: BRUX CHECKER.

SCHEU-DENTAL ist weltweit Marktführer auf dem Gebiet der Tiefziehtechnik und bietet dafür ein umfangreiches Sortiment an Folien und Materialien.

**SCHEU-DENTAL GMBH**

Am Burgberg 20  
58642 Iserlohn  
Tel.: 0 23 74/92 88-0  
E-Mail: service@scheu-dental.com  
[www.scheu-dental.com](http://www.scheu-dental.com)

**BRUX CHECKER**

BRUX CHECKER® ist eine einseitig farblich beschichtete Analyse- und Therapieplanungsfolie, die SCHEU-DENTAL zusammen mit Prof. Sadao Sato vom Kanagawa Institut in Japan entwickelt hat. Die BRUX CHECKER® Folie eignet sich besonders als Hilfsmittel für die Diagnose und Behandlungsplanung in der CMD-Therapie, aber auch zum Einstellen der Okklusion bei prothetischen Versorgungen.

**BLUE-BLOKKER**

Mit BLUE-BLOKKER bietet SCHEU-DENTAL ein lichterhärtendes, blau-transparentes Ausblockmaterial zur Herstellung von Platzhaltern bei Bleichschienen und Medikamententrägern. BLUE-BLOKKER ist auch verwendbar zum Versiegeln und Verblocken von Säge- und Set-up-Modellen. Mit optimalen Fließigenschaften. Aushärtung im 350- bis 480-nm-Bereich.

**DURASOFT® pd**

Die unzerbrechlichen, abrasionsfesten Verbundplatten DURASOFT® pd sind bereits



▲ Abb. 2: BLUE-BLOKKER.



▲ Abb. 3: DURASOFT® pd.

vorgetrocknet und zum sofortigen Gebrauch einzeln vakuumverpackt. Die Anwendungsgebiete von DURASOFT® pd sind Miniplastschienen, Knirscherschienen und Aufbisschienen.

**P ECLIPSE RADICA**

**KENNZIFFER 0912**

Der 2007 in den Markt eingeführte Kunststoff Eclipse radica wurde wegen seiner hohen Biegefestigkeit und Abrasionsbeständigkeit sowie wegen des guten Randschlusses für eine Verweildauer von bis zu zwei Jahren freigegeben. Zu den typischen Einsatzgebieten zählen die diagnostische Einprobe und z. B. die temporäre Versorgung während einer implantologischen Behandlung – bei Einverständnis des Patienten auch die Verwendung als Langzeitprovisorium. Der Kunststoff bietet generell einen hohen Tragekomfort und selbst sensible Patienten kommen dank der Biokompatibilität mit dem



Material gut zurecht. Einige Patienten berichten auch von einer geringeren Geruchsentwicklung im Vergleich zu herkömmlichen Provisorien dieser Art.

So lässt sich Eclipse radica nun auch im Allgemeinen für die Indikation „Langzeitprovisorium“ empfehlen.

Für die ästhetische Gestaltung steht ein Sortiment aus 16 V-Farben A–D und zwei Bleach-Farben für die Dentinmassen, verschiedene Schmelz-, Effektdentinmassen sowie Malfarben zur Verfügung. Einfach gesagt: Alles was der Zahntechniker braucht – von der soliden Standardversorgung bis zum High-End-Provisorium.

Die Verarbeitung von Eclipse radica gestaltet sich denkbar einfach. Das Material lässt sich problemlos schichten, spätere Korrekturen sind leicht möglich und die Unterfütterung kann je nach persönlicher Vorliebe mit vielen der üblichen Werkstoffe erfolgen.

**DEGUDENT GMBH**

Rodenbacher Chaussee 4  
63457 Hanau  
Tel.: 0 61 81/5 95-0  
E-Mail: info@degudent.de  
[www.degudent.de](http://www.degudent.de)

\* Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.