


# Marktinformation

Orthos

## Mit der HarmonieSchiene Zahnfehlstellungen korrigieren

**Dank Einfachheit des Systems ist Schienentherapie für allgemeine Zahnarztpraxen interessant**

Sie ist durchsichtig, unauffällig und stört Patienten nicht im Alltag – die HarmonieSchiene der Firma Orthos. Sie wurde speziell für allgemeine Zahnarztpraxen zur Behebung von Engständen, Rotationen und Lücken im sichtbaren Bereich entwickelt. Korrekturen solcher Zahnfehlstellungen liegen voll im Trend und immer mehr allgemeine Zahnarztpraxen arbeiten mit diesem System. Vor Kurzem verließ die 10.000. HarmonieSchiene das Labor. Im Fokus der Schienentherapie stehen ästhetische Korrekturen leichter bis mittelschwerer Fehlstellungen in der Front. Mittels individuell gefertigter Schienen, die der Patient den ganzen Tag – außer bei Mahlzeiten und zur Zahnpflege – trägt, erreichen Behandler die gewünschte Zahnstellung. Dazu benötigen Patienten im Schnitt drei bis sechs Schienen.



Die HarmonieSchiene® fällt nicht auf, links ohne, rechts mit Schiene.



Die HarmonieSchiene® fällt nicht auf, links ohne, rechts mit Schiene.

Die erste Schiene tragen sie drei Wochen, alle nachfolgenden zwei Wochen. Hergestellt werden die Therapieschienen im deutschen Fachlabor Orthos, das eine zeitnahe Anfertigung garantiert. Dank einer eigenen auf die HarmonieSchiene spezialisierte Fachabteilung werden behandelnde Zahnärzte persönlich betreut und erhalten eine individuelle Fallplanung sowie Beratungen während der gesamten Behandlungsphase.

Aktuelle Informationen zu den Fortbildungsveranstaltungen finden Sie im Internet unter [www.orthos.de](http://www.orthos.de)

**Orthos**

Tel.: 0 61 71/9 12 00

[www.orthos.de](http://www.orthos.de)

[www.harmonieschiene.de](http://www.harmonieschiene.de)

American Dental Systems

## Zeit für eine neue Matrizen-Generation?

Die Wiederherstellung interproximaler Bereiche stellt den Zahnarzt vor eine ästhetische Herausforderung, vor allem was die Kontaktpunkte, Konturen, Ränder und die interdentalen Zwischenräumen betrifft. Dr. David Clark hat mit seiner Innovation eine ideale Lösung gefunden: Das Bioclear-Matrizen-System ersetzt auf höchstem Niveau Metall-Matrizen und -Keile und ist speziell für die restaurative Zahnheilkunde konzipiert. Das Bioclear-Matrizen-



**ZWP online**  
Weitere Informationen zu diesem Unternehmen befinden sich auf [www.zwp-online.info](http://www.zwp-online.info)



System formt bionische Restaurationen, indem es die natürliche Zahnstruktur nachahmt. Durch diese Form ist die Matrize weitaus leichter zu platzieren, sie sitzt fest und bietet Raum für eine effektive Restauration. Durch ihre transparente Beschaffenheit ist ein präziser Aufbau gewährleistet und die Polymerisation erfolgt lückenlos und schnell. Es besteht kaum Risiko für ästhetische Fehler beim Aufbau, da der Zahn jederzeit in seiner ganzen Struktur sichtbar ist. Unter Verwendung der dazugehörigen Interproximatoren werden die Zähne wirkungsvoll separiert und es entstehen enge, glatte und natürlich konturierte interproximale Kontakte. Die Matrizen ermög-



lichen eine minimaltraumatische und minimalinvasive Restauration unter höchstem ästhetischen Anspruch. Es gibt drei verschiedene Matrizen-Systeme für die Bereiche Posterior, Anterior und den Diastema-Verschluss.

**American Dental Systems GmbH**

Johann-Sebastian-Bach-Str. 42

85591 Vaterstetten

Tel.: 0 81 06/300-300

Fax: 0 81 06/300-310

E-Mail: [info@ADSystems.de](mailto:info@ADSystems.de)

[www.ADSYSTEMS.de](http://www.ADSYSTEMS.de)

SHOFU

**ZWP online**  
Weitere Informationen zu diesem Unternehmen befinden sich auf [www.zwp-online.info](http://www.zwp-online.info)

## HiLite: einfaches Bleaching-System mit starker Wirkung

Das dual aktivierte Bleaching-System für vitale und devitale Zähne ist ein Fortschritt in der ästhetischen Zahnheilkunde. In Fällen von punktuellm Aufhellen oder Vorbehandlung von dunklen Tetrazyklin-Bändern zwecks Farbangleichung wirkt HiLite in Verbindung mit einer Polymerisationslampe innerhalb von 8 bis 10 Minuten.



### Vorteile

- Einfache Handhabung
- Aufhellungen von bis zu zwei Farbhelligkeitsstufen sind in nur einer Sitzung möglich
- Keine weiteren kostspieligen und nutzerunfreundlichen Geräte zur Anwendung nötig
- mehr als 15 Jahre klinische Erfahrung und zufriedene Patienten
- 140 bis 160 Anwendungen pro Set

### Schnell, effektiv und vielseitig

HiLite bietet Ihnen die Kontrolle und Vielseitigkeit, die Sie sich als Zahnarzt wünschen, denn Zahnaufhellung gehört in die Hände der professionellen Praktiker.

Meistens erreichen Sie bereits mit einer Anwendung eine Aufhellung von bis zu zwei Farbhelligkeitsstufen. Ob Sie lichtaktivieren oder HiLite chemisch wirken lassen, ob Sie einzelne Stellen oder mehrere Zähne im Unter- oder Oberkiefer bleichen, Sie können jede Aufgabe erfüllen – schnell und effektiv!

In nur einer Sitzung und wenigen Minuten Anwendungszeit erzielen Sie so ein Ergebnis, das Ihre Patienten zufriedenstellt. Und zufriedene Patienten sind motiviert, auch weiterführende Maßnahmen der ästhetischen Zahnheilkunde in Anspruch zu nehmen und Sie als Zahnarzt weiterzupfehlen.

Bereichern Sie mit HiLite das Angebot Ihrer Praxis und entscheiden Sie sich heute für das erfolgreiche System mit mehr als 15 Jahren klinischer Erfahrung.

**SHOFU Dental GmbH**

Am Brüll 17  
40878 Ratingen  
E-Mail: [info@shofu.de](mailto:info@shofu.de)  
[www.shofu.de](http://www.shofu.de)

Degradable Solutions

**ZWP online**  
Weitere Informationen zu diesem Unternehmen befinden sich auf [www.zwp-online.info](http://www.zwp-online.info)

## Im Defekt aushärtende Knochenaufbaumaterialien

easy-graft® und easy-graft®CRYSTAL sind synthetische Knochenaufbaumaterialien, welche direkt aus der Spritze in den Defekt eingebracht werden. Die formbare Masse kann im Defekt modelliert werden. In Kontakt mit Blut härtet das Material innerhalb von Minuten zu einem porösen, defektanalogen Formkörper. Auf ein Abdecken mit einer Membran kann in vielen Fällen verzichtet werden, was Zeit und Kosten spart. Das klassische easy-graft® besteht zum Großteil aus  $\beta$ -Trikalziumphosphat ( $\beta$ -TCP), es wird im Körper vollständig resorbiert und durch Knochen ersetzt. Im Gegensatz dazu baut sich easy-graft®CRYSTAL nur parziell ab. Es besteht aus beschichtetem, bi-

phasischem Kalziumphosphat (ein Gemisch aus 40 %  $\beta$ -TCP und 60 % Hydroxylapatit). Der Hydroxylapatit-

Anteil verbleibt integriert im Knochen für eine nachhaltige Volumenstabilität. Die easy-graft® Produkte, ob aus  $\beta$ -TCP oder biphasischem Kalziumphosphat, kombinieren bewährte Knochenaufbaumaterialien mit dem einmaligen Handlingvor-

teil – modellierbar aus der Spritze, aushärten im Defekt.

**Degradable Solutions AG**

Wagistr. 23  
8952 Schlieren, Schweiz  
E-Mail: [info@degradable.ch](mailto:info@degradable.ch)  
[www.degradable.ch](http://www.degradable.ch)



DeltaMed

## Easywhite Ready: Intro Kit für einen Patienten

Mit dem neuen Easywhite Ready Intro Kit für die Behandlung von einem Patienten erweitert die DeltaMed GmbH ihre Easywhite-Produktlinie. Das Unternehmen setzt damit die kompromisslose Ausrichtung auf die Bedürfnisse seiner Kunden konsequent fort.

Das Easywhite Ready Intro Kit ist beispielsweise ideal geeignet für Praxen, die nur eine geringe Anzahl von Bleachingpatienten aufweisen. Auch für „Bleaching-Einsteiger“ bietet das neue Intro Kit die optimale Möglichkeit, kostengünstig und effizient die ästhetische Zahnaufhellung in das Prophylaxekonzept der Praxis zu integrieren.



Mit 2,5g Easywhite Ready Bleichgel und 1,5g Easydam Zahnfleischschutz sind im Set alle Materialien in ausreichender Menge für die Behandlung von einem Patienten enthalten.

Die nur im Direktvertrieb erhältlichen Easywhite-Produkte erfordern zudem durch die schnelle Lieferung innerhalb von 24 Stunden keine teure Bevorratung in der Praxis.

Wie gehabt bleibt das bewährte Easywhite Ready Starter Kit für vier Patienten erhältlich, welches sich hervorragend für Behandler mit regelmäßiger Patientenfrequenz eignet.

Das bewährte Easywhite-System bietet ein umfassendes Programm an Zahnaufhellungsmaterialien. Durch In-Office-Produkte in zwei Darreichungsformen, Home-Bleaching in drei unterschiedlichen Konzentrationen, lichthärtenden Zahnfleischschutz und Desensitizer lässt sich mit Easywhite der gesamte Behandlungsprozess sicher und einfach aus einer Hand abdecken.

Beratung und Bestellung sind unter der Hotline 0 60 31/72 83-28 sowie im Onlineshop unter [www.deltamed.de](http://www.deltamed.de) möglich.

**DeltaMed GmbH**

Tel.: 0 60 31/72 83-0

Fax: 0 60 31/72 83-29

[www.deltamed.de](http://www.deltamed.de)

VOCO

## Perfect Bleach Office - Das neue Komplettsset zum Office-Bleachen

Das ästhetische Erscheinungsbild der Zähne gewinnt für immer mehr Menschen an Bedeutung. Verfärbungen der Zähne beeinträchtigen nicht nur das Aussehen, sondern haben Einfluss auf den gesamten Eindruck und wecken beim Patienten den Wunsch nach einer geeigneten Behandlung. VOCO bietet mit Perfect Bleach Office nun auch eine besonders effektive Variante der bewährten Perfect Bleach-Produktpalette an. Damit gelingt eine zeitgemäße Zahnaufhellung in der Praxis, die selbst höchsten Ästhetikansprüchen gerecht wird. Das neue Komplettsset ermöglicht das Office-Bleachen bei bis zu fünf Patienten. Ob einzelne oder mehrere verfärbte Zähne, mit Perfect Bleach Office gelingt das Bleichen innerhalb nur einer Sitzung. Mit dem Bleichgel, das eine echte 27%ige Wasserstoffperoxid-Konzentration aufweist, gelingt die ebenso schnelle wie sichere und dauerhafte Auf-

hellung von Verfärbungen. Perfect Bleach Office sorgt für eine gründliche Oxidation der eingelagerten Farbstoffe, ohne dabei Zahnhartsubstanz oder vorhandene Restaurationen anzugreifen. Darüber hinaus lässt sich Perfect Bleach Office mittels spezieller Applikationskanülen auch für das interne Bleichen verwenden.

### Effizienz und Sicherheit mit QuickMix-Spritze und LC Dam

Perfect Bleach Office ist ein hochvisköses Gel, das mit seiner Konsistenz sicheren Halt auf der Zahnoberfläche garantiert. Die praktische QuickMix-Spritze verhindert Mischfehler und sorgt dafür, dass nur die jeweils benötigte Menge des hochkonzentrierten Bleichgels aktiviert wird und zum Einsatz kommt. Im Gegensatz zu anderen Office-Bleaching-Systemen entsteht somit bei der Anwendung von Perfect Bleach Office keine Restmenge, die verworfen werden muss. Ein deutlicher ökonomischer Vorteil für den Zahnarzt. Die Einwirkzeit von Perfect Bleach Office beträgt ledig-

lich 10 Minuten. Einmal auf die Zähne aufgetragen, muss das Gel nicht weiter aktiviert werden. Da hier auf den Einsatz eines Polymerisationsgerätes oder gar einer speziellen Bleaching-Lampe verzichtet wird, besteht auch nicht das Risiko von irreversiblen Pulpa-irritationen oder Verbrennungen der Gingiva. Weitere Sicherheit bietet der praktische Gingivaschutz LC Dam, der ebenfalls Bestandteil des Komplettssets ist. Mit dem LC Dam erhält die Gingiva einen wirksamen Schutz vor Irritationen, der einfach und schnell herzustellen ist. Das compositebasierte Material wird mit der nachlaufreifen, nicht tropfenden NDT®-Spritze aufgebracht und deckt die Gingiva auch in den Interdentalpapillen optimal ab. Anders als bei vielen anderen Präparaten kommt es bei LC Dam während der Lichthärtung nicht zu einer für den Patienten unangenehmen Erwärmung des Materials. Zudem verrutscht der Gingivaschutz während der Behandlung nicht und lässt sich anschließend in einem Stück entfernen. Perfect Bleach Office, das neue Bleichgel zur Anwendung in der Praxis, ist die ideale Ergänzung zur Home-Bleaching-Variante von Perfect Bleach und rundet die zahnärztlichen Serviceleistungen ab.



**VOCO GmbH**

Postfach 767

27457 Cuxhaven

[www.voco.de](http://www.voco.de)