

## Computer Assistierte Lokal Anästhesie

Kontrollierte Fließgeschwindigkeit verhindert Schmerz.

Anästhesie ohne Unannehmlichkeiten ist heute möglich: CALAJECT™ hilft, schmerzfrei zu injizieren. Das Geheimnis ist ein intelligentes und sanftes Verabreichen von Lokalanästhetika. CALAJECT™ kontrolliert die Fließgeschwindigkeit des Anäs-

thetikums in jedem Programm und verhindert damit Schmerzen, die üblicherweise durch eine hohe Geschwindigkeit der Injektion und die anschließende Schwellung des Gewebes entstehen.

Das Steuergerät besteht aus einem hygienisch glatten Touchscreen und überzeugt durch einfache Programmwahl mit nur einer Berührung und übersichtlicher Programmanzeige.

Absolut geräuscher und vibrationsfreier Betrieb sind

durch das Handstück bei allen Einstellungen mit Sichtbarkeit der Zylinderampulle während der gesamten Injektion gegeben. Alle Standard-Dentalkanülen können benutzt werden. CALAJECT™ ist für alle Injektionstechniken einsetzbar und bietet drei Injektionseinstellungen für die Infiltrations-, Leitungs- und intraligamentäre (sowie palatinale) Anästhesie.

Das Gerät ist kostengünstig in der Anwendung – keine Mehrkosten für zusätzliche Einwegverbrauchsmaterialien – und die sanfte, schmerzfreie Injektion mit CALAJECT™ fördert eine vertrauensbildende Behandlung Ihrer Patienten! **DT**

**RØNVIG Dental Mfg. A/S**

Vertrieb D-A-CH  
Tel.: +49 171 7717937  
www.calaject.de



ANZEIGE

## Swiss Dental Hygienists

43. Jahreskongress  
Swiss Dental Hygienists  
15./16. November 2019  
SwissTech Convention  
Center Lausanne



Info und Anmeldung unter:  
[www.dentalhygienists.swiss](http://www.dentalhygienists.swiss)



**STAY TUNED**

## Polymerisation rundum perfektioniert

VALO™ Grand Polymerisationsleuchte  
für Qualität und Flexibilität – jetzt auch kabelgebunden.

Zum zehnjährigen Bestehen der erfolgreichen VALO™ LED-Polymerisationsleuchten hat Ultradent Products die VALO™ Grand Polymerisationsleuchte in einer kabelgebundenen Ausführung auf den Markt gebracht. Die VALO Grand Corded Polymerisationsleuchte ist leichter als die kabellose Version und eignet sich daher besonders für längeres Arbeiten, z. B. in der Kieferorthopädie für das direkte und indirekte Kleben von Brackets. Auch kann die VALO Grand Corded Polymerisationsleuchte zu jeder Zeit sofort und ohne Ladezeit in Betrieb genommen werden.

Gleichzeitig profitieren Anwender von der Qualität und den innovativen Eigenschaften der VALO Grand Polymerisationsleuchte. So ermöglichen die grosse 12 mm-Linse, die hohe Lichtenergie der Breitband-LEDs und ein optimal gebündelter Lichtstrahl die vollständige und gleichmässige Polymerisation von 10 mm-Molaren und die Durchdringung aller lichterhärtenden Dentalmaterialien. Dabei sorgt das schlanke, einteilige und ergonomische Design der VALO Grand Polymerisationsleuchte für einen leichten Zugang zu sämtlichen Flächen und Zähnen. Der Anwender kann zwischen drei Polymerisationsmodi wählen und ist damit auch mit der VALO Grand Corded Polymerisationsleuchte stets auf verschiedene Einsatzmöglichkeiten vorbereitet – für gute und langlebige Resultate. **DT**



**Ultradent Products GmbH**

Tel.: +49 2203 3592-15  
[www.ultradent.com/de](http://www.ultradent.com/de)



## Dentales Isolationssystem für den klinischen Einsatz

Mit Isovac® zur vollständigen Kontrolle über die Mundhöhle.



*Erhöhen Sie die Produktivität*

Verbessert die klinischen Ergebnisse mit konstanten Resultaten. Absaugen und Retraktion fallen weg, die Assistenz kann sich auf die Behandlung konzentrieren.

*Reduzieren Sie die Behandlungsdauer*

Verkürzt die Vorbereitungs-, Behandlungs- und Reinigungsdauer. Höhere Patientenzahl pro Tag.

*Erhöhen Sie die Sicherheit*

Schützt vor Aspiration und Verschlucken von Instrumenten, Materialien und Debris. Keine Luftweg-Blockade.

*Verringern Sie Nässe und Feuchtigkeit*

Saugt kontinuierlich Speichel und überschüssige Feuchtigkeit ab. Reduziert die Mundfeuchtigkeit

**isovac™**

analog Kofferdam. Kein zeitraubendes Anbringen. Reduktion von Aerosolen.

*Arbeiten Sie gleichzeitig an zwei Quadranten*

Isolieren Sie simultan die maxillären und mandibulären Quadranten.

*Einfache Integration*

Das System lässt sich ganz einfach in jedes Behandlungszimmer integrieren, auch in der Dentalhygiene. **DT**

**MS DENTAL AG**

Tel.: +41 32 38 73 868  
[www.ms dental.ch](http://www.ms dental.ch)