

Knochenersatzmaterialien

| Firma | Produkt | Herkunft | | | | | | | | | | Resorbierbarkeit | | | | | Form | | | | | Einsatzbereich | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|---------|-------|--------|-------|------------|----------------------|----------------------------------|--------------|--------------------|----------|--------|---------|-------|-----|----------|------|----------------|-------------|-------|-------|-------------------------|---------------|----------------|--------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| | | synthetisch | synthetisch-phosphat | synthetisch-alloplastisch | fementiert (Hydronsäure) | allogen | equin | porcin | bovin | pflanzlich | humane Knochenmatrix | autologe Vitale osteogene Matrix | resorbierbar | nicht resorbierbar | Granulat | Pulver | Schwamm | Block | Gel | Zylinder | Chip | Paste | Lyophilisat | Wachs | Kegel | flexibles Knochengewebe | Implantologie | Parodontologie | Smochdenerlevation | Augmentierung | allgemein | allgemein | allgemein | allgemein | |
| ACTEON Germany | BIOSTITE | ● | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| American Dental Systems | OsteoBio® Gen-Os | | | | | ● | ● | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | OsteoBio® Apatos (Mix) | | | | | ● | ● | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | OsteoBio® mp3 | | | | | ● | ● | | | | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | OsteoBio® GTO® | | | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | OsteoBio® Putty | | | | | | ● | | | | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | ● | | | | | | | ● | |
| | OsteoBio® SP-Block (Bone Splitting/Spread.) | | | | | ● | ● | | | | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
| | OsteoBio® Bone Lamina Soft (Barrier) | | | | | ● | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | ● | ● | |
| Argon Dental | OsteoGraft® DBM | | | | | ● | | | | ● | ● | ● | | | | | | | ● | ● | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | OsteoGraft® CortiFlex® | | | | | ● | | | | ● | ● | | | | | ● | | | ● | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | OsteoGraft® Femur Span | | | | | ● | | | | ● | ● | | | | | ● | | | ● | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | OsteoGraft® Cortical Granula | | | | | ● | | | | ● | ● | ● | | | | | | | ● | ● | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | OsteoGraft® Spongiosa Granula | | | | | ● | | | | ● | ● | ● | | | | ● | | | ● | ● | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | OsteoGraft® J & C Grafts | | | | | ● | | | | ● | ● | | | | | ● | | | ● | ● | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | OsteoGraft® Osillium & Spongiosa Grafts | | | | | ● | | | | ● | ● | | | | | ● | | | ● | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | OsteoGel® Hyaluron | ● | | ● | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| BEGO Implant Systems | naturesQue SemOss B | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | naturesQue MaxOss P | | | | | | ● | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Bicon | SynthoGraft™ | | ● | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Bioimplon | Hypro-Oss® | | | | | | ● | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| CAMLOG/BioHorizons | MinerOss X | | | | | | ● | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | MinerOss X Collagen | | | | | | ● | | | ● | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | MinerOss X Syringe | | | | | | ● | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | MinerOss XP | | | | | | ● | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | MinerOss XP Syringe | | | | | | ● | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Champions-Implants | CollaWin! | ● | | | | | ● | | | ● | ● | | | | ● | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | Smart Grinder | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| curasan (Vertrieb: mds) | CERASORB® Classic | | ● | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | CERASORB® M | | ● | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | CERASORB® Perio | | ● | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | CERASORB® Plus | | ● | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | CERASORB® Paste | | ● | ● | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | CERASORB® Foam | | ● | | | | ● | | | ● | ● | | | | | ● | | | | | | | | | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | CERASORB® Formteile | | ● | | | | | | | ● | ● | | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● |
| | Osbone® | | ● | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Demedi-Dent | ethOss | ● | ● | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | DentOss | ● | ● | ● | | | | | | ● | ● | ● | | | | ● | | | ● | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dentegris Deutschland | CompactBone B | | | | | | ● | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | CompactBone S | ● | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dentium/iCT Europe | OSTEON™ | ● | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | OSTEON™ Sinus & Lifting | ● | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | OSTEON II™ | ● | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | OSTEON II™ Sinus & Lifting | ● | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

Die Marktübersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. – Stand: April 2020

