



PFLEGELEICHT











Desinfektionswanne


Ultraschall

Thermodesinfektor

Autoklay







Handstück und Einzelteile sind komplett maschinell aufbereitbar.





duerrdental.com/hygiene

Mehr Informationen zur Aufbereitung finden Sie hier:



Kraftvoll in der Anwendung. Flexibel in der Aufbereitung. Ob Desinfektionswanne, Ultraschallbad, Autoklav oder Thermodesinfektor: Das Pulver-Wasserstrahl-Handstück MyLunos® stellt sich darauf ein. Schließlich sind die wiederaufbereitbaren Komponenten aus temperaturbeständigem Material. Für eine bis ins Detail validierte Aufbereitung ohne Kompromisse. Aber mit Sicherheit. Mehr unter www.lunos-dental.com

