PRODUKTINFORMATIONEN // Die reguläre Tätigkeit wieder aufnehmen zu können – und das möglichst schnell und sicher: Dies ist der Wunsch vieler Praxisinhaber. Für die Orientierung, Lösungen und den Support innerhalb dieser "neuen Normalität" sorgt W&H und rückt das Miteinander sowie Füreinander in den Mittelpunkt seiner Kundenoffensive.

# #DENTALSUNITED — ERFOLGREICHER RESTART DES PRAXISBETRIEBS

W&H, Bürmoos

"From keeping distance to standing together" – als Innovationsführer und Familienunternehmen ist es für W&H ein Selbstverständnis, Professionals auch in wirtschaftlich anspruchsvollen Zeiten zu unterstützen. Dies gelingt im Rahmen der #dentalsunited-Kampagne einerseits durch aktive Kommunikation über Bestandsprodukte, die nicht nur in Corona-Zeiten zu einem sorgenfreien Praxisbetrieb verhelfen. Andererseits wurden bis Dezember 2020 geltende umfassende Aktionen verabschiedet, die das zahnärztliche Unternehmertum begünstigen.

### Professionelle Unterstützung

### Aerosolreduziertes Arbeiten – clever in die Basisausstattung investieren

Turbinen sowie Hand- und Winkelstücke sind grundlegende Instrumente jeder Behandlung. Im Segment der Turbinen setzt W&H auf ein patentiertes Hygienekopfsystem: Zirkulierende Luft im Turbinenkopf verhindert das Ansaugen von Aerosolpartikeln beim Auslaufen des Rotors. Zusätzlich sorgt ein minimaler Luftaustritt am Turbinenkopf bei maximaler Leistung für ein Plus an Effizienz und beste Hygiene. Ein weiterer Hygienevorteil: das 4-fach-/5-fach-Spray. Es ermöglicht eine gleichmäßige Verteilung und unmittelbar zielgerichtete Kühlung auf der Behandlungs-



**Abb. 1:** Mehr denn je geht es darum, gemeinsam die Herausforderungen des Lockdowns verantwortungsvoll zu meistern. Der neue W&H Mundschutz wird bereits stark genutzt, auch bei Familie Malata ist er ein täglicher Begleiter.

stelle. Auch die Hand- und Winkelstücke sind mit diesem Produktmerkmal ausgestattet. Alle Instrumente sind thermodesinfizierbar und sterilisierbar.

### Aerosoloreduzierte Prophylaxe – Gerätekombination macht's möglich

Prophylaxemitarbeiter haben ein erhöhtes Infektionsrisiko durch Aerosol. Doch auch hier lässt sich mit dem aerosolredu-

zierten System von W&H vorbeugen. Bestehend aus dem Proxeo Ultra Piezo Scaler PB-530 und dem kabellosen Proxeo Twist Poliersystem PL-40 H zeigt sich die Arbeitserleichterung in Form der Bedienung mit nur einer kabellosen Fußsteuerung. Je nach Bedarf können Anwender zwischen den jeweils gekoppelten Prophylaxeprodukten wechseln. Bewusst wurde beim Handstück Proxeo Twist Cordless auf



rotierendes Polieren gesetzt, dies reduziert die Aerosolbildung im Vergleich zu Pulverstrahlsystemen nachweislich. Polierbzw. Scaler-Handstücke werden nach der Anwendung maschinell aufbereitet.


### Unabhängige Positionierung im Raum – Chirurgie-Cart-System

"Hands-free" gilt bei W&H auch im chirurgischen Bereich. So lässt sich die Gerätekombination – bestehend aus Implantmed und Piezomed – ebenfalls mit nur einer kabellosen Fußsteuerung bedienen. Für einen hygienischen Arbeitsablauf sorgt das Chirurgie-Cart-System, das sich vollkommen frei im Raum positionieren lässt. Auch die automatische Instrumentenerkennung bei Piezomed ermöglicht hy-

gienische Sicherheit. Der Motor sowie das Handstück mit Kabel sind thermodesinfizierbar und sterilisierbar.

#### Hygiene-Workflow für Übertragungsinstrumente – RDG und Assistina TWIN

Es muss nicht immer ein DAC sein, schließlich ist ein Reinigungs- und Desinfektionsgerät (RDG) ohnehin fester Praxisbestandteil. Setzt man folglich auf die Kombination von Thermodesinfektor mit der Assistina TWIN zur Ölpflege und nutzt entsprechend mehr Instrumente, lassen sich kalkuliert auf einen Zeitraum von zehn Jahren für eine Praxis mit einer Durchschnittsgröße von drei Behandlungszimmern rund 17.000 Euro Einsparpotenzial erzielen.



#### Neu im Sortiment: Schutzausrüstung

Um das Infektionsrisiko zu reduzieren, ist die richtige Schutzausrüstung unabdingbar. Dass diese auch optisch überzeugen kann, beweist die neue W&H Schutzausrüstungsserie im eigenen Design: Mund-Nasen-Schutzmasken, Schutzschild, Schutzbrille und OP-Haube sind ab sofort exklusiv im Onlineshop von W&H unter shop.wh.com bzw. shop-de.wh. com/de-at erhältlich.

### Aktionen und Special-Services bis Dezember 2020

### Hygieneschulung nach COVID-19-Maßgaben on top

Aktionszeitraum:

1. Juni bis 31. Dezember 2020

Up to date sein rund um die COVID-19-Hygieneauflagen geht dank W&H ganz einfach. Ab einem Produktbestellwert von 5.000 Euro (Listenpreis) aus dem Sortiment Sterilisation, Hygiene & Pflege erhalten Praxen eine kostenfreie Hygieneschulung direkt vor Ort als Goodie dazu. Die Schulung hat einen Wert von 590 EUR und wird durch einen W&H Außendienstmitarbeiter durchgeführt.

#### Test-it – Lieblingsprodukt kostenfrei zwei Wochen lang testen Aktionszeitraum:

1. Juni bis 31. Dezember 2020

Das beste Kaufkriterium ist noch immer eine überzeugende Anwendung im Praxisalltag. Aus diesem Grund besteht seit 2018 bei W&H die Möglichkeit, eine Vielzahl der Produkte zwei Wochen lang kostenfrei in der eigenen Praxis zu testen. Die Testphase ist kostenlos, bei einweisungspflichtigen Produkten erfolgt diese vor Ort durch einen W&H Außendienstmitarbeiter. Jedes Produkt kann nach Beendigung der Testwochen zum Sonderpreis erworben werden, die Praxis erhält dann ein Neuprodukt zum Austausch.

### Last, but not least – der Onlineshop Aktionszeitraum:

1. Juni bis 31. Dezember 2020

Kennen Sie schon den regulären Onlineshop von W&H? Hier finden sich Artikel aus dem W&H Zubehörsortiment, Smart-Pegs und Verbrauchsartikel. Im Aktionszeitraum gibt es 15 Prozent Rabatt für Erstbesteller, zusätzlich warten weitere exklusive Aktionen, die ausschließlich online verfügbar sind. Die Angebote und Aktionen sind unter shop.wh.com zu finden.

### W&H Herbst-GoodieBook "United for a safer future" Aktionszeitraum:

#### 1. September bis 31. Dezember 2020

Viele attraktive Pakete aus allen Anwendungsbereichen sind hier zu finden. Wie wäre es mit neuen Instrumenten? Mit dem Angebot "Zwei zum halben Preis" lockt beispielsweise die Serie Synea und sorgt für perfekte Leistung am Behandlungsstuhl.

### Kombi-Steuerung für den Proxeo Ultra Piezo Scaler und das kabellose Proxeo Twist Poliersystem

Kennen Sie schon die neue Kombi-Steuerung von Proxeo Ultra und Proxeo Twist Cordless? Beide lassen sich über nur eine Fußsteuerung bedienen – ein Gewinn an Komfort und Effizienz für Anwender und Patient.

#### Shoppingvergnügen auch im Bereich Hygiene

Optimale Praxishygiene ist immer eine gute Idee. Wussten Sie schon, dass W&H auch in diesem Segment Komplettanbieter ist? Ein Blick auf die hinteren Seiten des GoodieBooks Iohnt sich.

Die aktuelle Version des GoodieBooks ist hier zu finden: www.wh.com/de\_germany/dental-newsroom/aktionen

### Aktionsseite besuchen – alle Mehrwerte im Überblick

Sie sind neugierig und möchten mehr zu den verschiedenen Service- und Supportleistungen erfahren? Dann besuchen Sie unsere dafür neu eingerichtete Website unter dentalsunited.de. Alle Inhalte der #dentalsunited-Kampagne sind hier gebündelt für Sie zusammengefasst. Wir freuen uns, Sie mit diesen Maßnahmenpaketen weiterhin als vertrauensvoller zuverlässiger Partner unterstützen zu können.

### W&H DEUTSCHLAND GMBH

Raiffeisenstraße 3 b 83410 Laufen/Obb. Tel.: 08682 8967-0 office.de@wh.com www.wh.com

## Composi-Tight. 3D Fusion...

Firm Matrix Band System



FX-HHF-00






Das neue Composi-Tight® 3D Fusion™ Teilmatrizensystem mit **stabilen Matrizenbändern** bietet die Lösung für alle Klasse II Kavitäten.



#### Fusion Firm Bänder

- Bleiben stabil
- Kein Verknicken beim Einsetzen
- Fünf ideale Größen!
- Perfekte Kontaktpunkte

Preis: € 404,10\*\* statt € 449,00\*



3x Composi-Tight® 3D Fusion™ Ring

10% günstiger

(1x Ring kurz blau, 1x Ring lang orange, 1x Ring breit grün)

1x verbesserte Ringseparierzange,

70x Composi-Tight® 3D Fusion™ Firm stabile Matrizenbänder,

80x Composi-Tight® 3D Fusion™ Keile

# Angebot: 10% auf FX-HHF-00 nur bis zum 30.09.2020\*\*

# Testen ohne Risiko mit der 60-Tage-Geld-zurück-Garantie!

Schritt für Schritt zum Erfolg:







Platzieren Sie das Band mit dem Matrizenbandhalter.

 Platzieren Sie den Keil mit einer Pinzette, um das Band auch gingival abzudichten.

 Platzieren Sie den Fusion Ring mit der Ringseparierzange genau über den Keil.

Rufen Sie uns an: 02451 971 409



\*Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. MwSt. Es gelten unsere AGB.

Tel.: +49 2451 971 409 • Fax: +49 2451 971 410 info@garrisondental.net • www.garrisondental.com

ADGM920 DZ

© 2018 Garrison Dental Solutions, LLC