

IMPLANTOLOGIE

Journal

12 2021

Fachbeitrag

Sofortimplantation
im Molarenbereich

Seite 6

Fachbeitrag

Xenogene Bona Lamina –
Multitalent für die Augmentation

Seite 16

Markt | Interview

Biologisch orientiertes Implantat-
Abutment-Design gegen Periimplantitis

Seite 44

Events

Bootcamp
Implantologie


Seite 56



Gibt Sicherheit.

Osseo 100+


Kürzere Behandlungsperioden, vollständige Kontrolle und maximale Sicherheit - auch bei Risikopatienten: Osseo 100+ misst die Stabilität des Implantats und hilft bei der Entscheidung, wann ein Implantat belastet werden kann. Eine intelligente Technologie von NSK für mehr Patientensicherheit und höheren Behandlungskomfort durch die optionale kabellose Bluetooth-Anbindung an Surgic Pro2.



1 Verkürzte Behandlungsperioden mit einem einfachen, 3-stufigen Verfahren: MultiTipeg® ins Implantat einschrauben, Osseo 100+ auf das MultiTipeg richten und den Grad der Osseo-integration ablesen.



2 Volle Kontrolle und maximale Sicherheit, durch die Messung und Visualisierung der Osseointegration und Implantatstabilität: Je höher der ISQ-Wert, desto stabiler das Implantat.



3 Erweiterte Datenverwaltung, dank Bluetooth®-Verbindung zum chirurgischen Mikromotorsystem Surgic Pro2. Diese ermöglicht die Übermittlung und Speicherung des ISQ-Werts über eine gemeinsame Schnittstelle.