

## Windows 11-Update verschieben!



Seit Herbst 2021 bietet Microsoft Windows 10-Nutzern die Möglichkeit, kostenlos online auf Windows 11 umzustellen. Aktuell sind die orangedental/Vatech-Geräte sowie Software noch nicht für Windows 11 freigegeben. Deshalb sollte das Update auf Windows 11 verzögert werden, um mögliche Probleme zu verhindern. Die lassen sich vermeiden, indem:

- Vorkehrungen getroffen werden, ein Update auf Windows 11 zu verhindern.
- Keinesfalls auf Pop-ups geklickt wird, die auf Windows 11 updaten.
- Ein Update, das versehentlich gestartet wurde, unbedingt direkt oder vor Abschluss unterbrochen wird.

Durch die Beachtung der oben angeführten Maßnahmen ist weiterhin ein stabiler und problemloser Betrieb Ihres Röntgengeräts sowie der Software möglich. Da die ersten Software-Versionen von Windows-Updates in der Vergangenheit oft mit Fehlern behaftet waren, werden orangedental/Vatech die Freigabe für ihre Geräte und Software erst erteilen, sobald Windows 11 stabil und zuverlässig läuft. Die Softwareabteilungen arbeiten bereits an dementsprechenden Tests und werden Nutzende zu diesem Thema auf dem Laufenden halten. Für weitere Informationen stehen Nutzern der Vertrieb sowie die Hotline zur Verfügung.



**orangedental GmbH & Co. KG**

Tel.: +49 7351 47499-0

[www.orangedental.de](http://www.orangedental.de)


[Infos zum Unternehmen]

ANZEIGE

# wolf.g.

praxis + objekteinrichtungen

**Wir sind Ihr Partner bei der Praxisplanung und Möbelfertigung.**



Hauptstr. 15 • 73563 Mögglingen | [info@wolf-g.com](mailto:info@wolf-g.com) | [www.wolf-g.com](http://www.wolf-g.com) | Telefon 07174 - 296 97 78