

## Für eine einfache und unkomplizierte Okklusionsprüfung

Die Kombination aus bewährter Arti-Fol metallic-Folie schwarz/rot und einem integrierten Halter aus kaschiertem Karton zur einmaligen Verwendung bietet ein einfaches Handling, Hygiene und Anwenderfreundlichkeit. Aufgrund der geringen Materialstärke von 12 µm passt sich die Okklusionsprüffolie hervorragend an das Kaurelief an. Arti-Fol metallic Complete markiert präzise und deutlich durch die beidseitige Farbbeschichtung antagonistisch auf unterschiedlichsten Okklusalflächen. Somit können mit nur einer Folie die statische und die dynamische Okklusion geprüft werden. Durch die ergonomische Form des Kartonhalters wird die direkte Berührung des Behandlers mit der Farbe verhindert und gleichzeitig die Applikation im Mund des Patienten ohne Klemmpinzette ermöglicht. Die gebogene Form ermöglicht die Überprüfung des gesamten Zahnbogens mit zwei Streifen Arti-Fol metallic Complete. Eine Packung Bausch Arti-Fol metallic Complete BK 328 beinhaltet 100 Streifen zur Einmalanwendung, die zu jeweils zehn Streifen hygienisch verpackt sind.

**Dr. Jean Bausch GmbH & Co. KG**  
Tel.: +49 221 70936-0  
[www.bauschdental.de](http://www.bauschdental.de)



## SCHMERZFREIE BETÄUBUNG durch computerassistierte Injektionen

CALAJECT™ unterstützt den zahnärztlichen Behandlungsalltag in mehrfacher Hinsicht: Es bietet Patienten eine sanfte und schmerzfreie Injektion, ermöglicht Behandlern eine entspanntere Arbeitssituation und fördert so das Vertrauen zwischen Zahnarzt und Patient. Grund hierfür ist die intelligente und sanfte Verabreichung von Lokalanästhetika. Ein zu Beginn langsamer Fluss verhindert den Schmerz, der entsteht, wenn ein Depot zu schnell gelegt wird. Selbst palatinale Injektionen können vorgenommen werden, ohne dass der Patient Unbehagen oder Schmerz empfindet. Der Griff um das Handstück verbessert die Taktilität und sorgt dafür, dass der Behandler während der Injektion in einer entspannten und ergonomischen Haltung arbeiten kann. Es sind keine Fingerkräfte nötig, sodass eine Belastung von Muskeln und Gelenken vermieden wird. Durch die Möglichkeit einer guten Fingerstütze kann die Kanüle während der Injektion vollkommen still an einer Stelle gehalten werden. Das Instrument eignet sich für alle odontologischen Lokalanästhesien, da das System Programmeinstellungen sowohl für die intraligamentäre (PDLA) und die Infiltrationsanästhesie als auch für die Leitungsanästhesie hat. Der computergesteuerte Fluss in allen drei Programmen ermöglicht das leichte Legen einer schmerzfreien Betäubung – selbst palatinal. Zusätzliche kostenaufwendige Verbrauchsstoffe sind nicht vonnöten. Es werden Standard-Dentalkanülen und -Zylinderampullen verwendet. Die Kontrolleinheit wird über einen hygienischen Touchscreen mit einer einfachen Programmwahl gesteuert. Das Gerät lässt sich mit einem Fußschalter bedienen, der im Lieferumfang enthalten ist.



**RØNVIG Dental Mfg. A/S, Dänemark**  
Vertrieb Deutschland • Tel.: +49 171 7717937  
[www.ronvig.com](http://www.ronvig.com) • [www.calaject.de](http://www.calaject.de)



## Zahnpflegecreme stärkt Zahnschmelz auch bei MIH

Remin Pro dient der sanften Regeneration der Zahnhartsubstanz. Der Einsatz der schützenden Zahnpflegecreme eignet sich z. B. nach der professionellen Zahnreinigung, dem Bleaching oder auch im Rahmen der Behandlung von MIH-Patienten (Molaren-Inzisiven-Hypomineralisation). Remin Pro trägt zur Neutralisation plaquebedingter Säuren bei und fördert mit seinem Gehalt an Hydroxylapatit die natürliche Remineralisation – und sorgt somit für eine Stärkung des Zahnschmelzes. MIH-Patienten sollten Remin Pro täglich zu Hause anwenden; ganz einfach mit der Zahnbürste oder auch mit dem Finger. Da sich Remin Pro wie ein Schutzfilm auf die Zahnhartsubstanz legt, werden zudem Hypersensitivitäten vorgebeugt. Dank der den Zahnschmelz auffüllenden Wirkung glättet die Creme die Zahnoberflächen spürbar ab und erschwert so die Anhaftung bakterieller Zahnbeläge. Dem ebenfalls enthaltenen Fluorid werden kariostatische Eigenschaften zugewiesen. Remin Pro ist in den Geschmacksrichtungen Minze, Melone und Erdbeere erhältlich.



Infos zum Unternehmen

### VOCO GmbH

Tel.: +49 4721 71917-0  
www.voco.dental

## Sanfte und komfortable Prophylaxe mit nur einem Gerät

Bei einer Prophylaxebehandlung kommen in der Regel zahlreiche Instrumente zum Einsatz. Der combi touch von mectron kombiniert Ultraschalleinheit und Pulverstrahlgerät miteinander und macht damit den Einsatz mehrerer Geräte überflüssig. Damit ermöglicht combi touch eine vollständige Behandlung von der supra- und subgingivalen Konkremententfernung über eine schonende Entfernung von Verfärbungen und Biofilm mit dem Pulverstrahl bis hin zur Implantatreinigung. Das LED-Ultraschallhandstück mit zirkulärem Licht liegt mit seinen 55 Gramm federleicht in der Hand des Behandelnden. Für das Handstück stehen zudem mehr als 30 Ultraschalleinsätze zur Verfügung. mectrons einzigartiger SOFT MODE bietet Komfort für Patienten und ein angenehmes Handling für Anwender, denn er reduziert die Amplitude der Ultraschallschwingungen und arbeitet so sanft und trotzdem kraftvoll. Es gibt drei verschiedene extraschlanke abgewinkelte Pulverstrahlhandstücke für das combi touch: das 120°-, 90°- und das PERIO-Handstück. Sie alle eignen sich für den supra- und subgingivalen Einsatz in Parodontaltaschen bis zu fünf Millimetern Tiefe. Mittels der Prophylaxe- oder Perio-Taste auf dem Touchscreen kann während der Behandlung einfach zwischen supra- und subgingivalem Air-Polishing gewechselt werden. So ermöglicht der combi touch von mectron eine komfortable und sanfte Prophylaxebehandlung – mit nur einem einzigen Gerät.



Infos zum Unternehmen

### mectron Deutschland Vertriebs GmbH

Tel.: +49 221 4920150  
www.mectron.de

