

Aufbruch in eine neue Zeit

VERANSTALTUNG Digitale Bissnahme von morgen schon heute – damit sind bissbedingte Nacharbeiten ein Problem von gestern. Unter diesem Motto stehen die neuen theratecc Kopfseminare 2018.

In weiten Teilen der Zahnmedizin und Zahntechnik ist die Digitalisierung bereits angekommen. Doch wer generiert seine Bissnahme bereits digital? Geht das überhaupt? Ja, mit einem professionellen Tool namens Centric Guide®. Das System wurde 2013 bereits mit dem Sächsischen Innovationspreis ausgezeichnet.

Dank der zukunftsweisenden Technologie ist es erstmalig bei einer Stützstiftregistrierung möglich, alle vertikalen Unterkieferbewegungen digital aufzuzeichnen. Dadurch wird eine eindeutige Visualisierung der höchsten Position beider Kondylen in den Fossae möglich. Diese Position kann sofort im Mund quasi „eingefroren“ und in ein Bissregistrator überführt werden. So kann in nur etwa fünf Minuten eine reproduzierbare

Bissnahme in zentrischer Relation generiert werden.

Komplett digitaler Workflow

Wer gern komplett digital arbeiten möchte, kann diese „eingefrorene“ Position direkt mittels Mundscanner abgreifen und dann in seinen digitalen Workflow integrieren. Dabei ist es ganz gleich, welcher Mundscanner, welche Konstruktionssoftware oder welches Artikulatorsystem Anwendung findet. Centric Guide® ermöglicht einen komplett digitalen Workflow – von der Bissnahme bis zur definitiven prothetischen Versorgung. Mögliche Fehlerquellen wie beispielsweise die analoge Interpretation eines Pfeilwinkelregistrator sowie ein nochmaliges Entnehmen und Wiedereingliedern der Registrierplatten zur Auswertung des Pfeilwinkels werden so überflüssig. Zudem können Übertragungsfehler bei der Artikulation der Modelle vermieden werden. All diese Fehlerquellen können Ursachen für bissbedingte Nacharbeiten sein.

**Zeit sparen,
bissbedingte Nach-
arbeiten vermeiden**

Dank entsprechender Konzepte kann das System im bezahnten,


teil- oder unbezahnten Kausystem eingesetzt werden. Dies ermöglicht eine gezielte Vermeidung von bissbedingten Nacharbeiten in allen Indikationsbereichen. Eine Centric Guide® Registrierung dauert dabei nur rund fünf Minuten – zum Vergleich lässt sich fragen: Wie lange dauert es im Alltag, bissbedingte Nacharbeiten zu beseitigen?

Wer mehr über die neuen Möglichkeiten der digitalen Bissnahme erfahren und das Centric Guide® System live erleben bzw. in Zukunft auch gern reproduzierbare digitale Bissnahmen generieren möchte, ist herzlich zu den neuen theratecc Kopfseminaren „Digitale Bissnahme“ eingeladen. Eine Übersicht der deutschlandweiten Veranstaltungsorte und entsprechende Anmeldemöglichkeiten sind auf www.theratecc-campus.de sowie unter www.digitale-bissnahme.de zu finden.

INFORMATION

theratecc GmbH & Co. KG

Neefestraße 40
09119 Chemnitz
Tel.: 0371 26791220
Fax: 0371 26791229
info@theratecc.de
www.theratecc.de



Digitale Bissnahmen
ohne bissbedingte Nacharbeiten.

Für einen Blick in die Zukunft
hier öffnen.



ZAHNTECHNIKER LIEBEN ONLINE.

WWW.ZWP-ONLINE.INFO

ZWP ONLINE

