


# Und wie sieht es mit der Hygiene direkt am Patienten aus?

Das Thema Hygiene und Qualitätssicherung zieht sich wie ein roter Faden durch das Produktsortiment von DUX Dental. Mit einem breiten Spektrum bietet die Firma Zahnärzten eine große Auswahl an Produkten, die das hygienische Arbeiten im Praxisalltag erleichtern.

Wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass bei nicht sachgemäßer Reinigung die Serviettenkette Träger von Bakterien und Krankheitserregern ist und ein hohes Risiko einer Kreuzkontamination enthalten. DUX Dental bietet eine schnelle und einfache Lösung: die hygienischen Einweg-Serviettenhalter Bib-Eze.



1a



1b

**Abb. 1a:** Bib-Eze hygienische Einweg-Serviettenhalter. 250 Stück pro Packung, 13,45 Euro (UVP). – **Abb. 1b:** Einfache Handhabung und Patientenkomfort. Mit der Klebecke auf der Papierserviette anbringen. One Size fits all.

## Bib-Eze Einweg-Serviettenhalter

Bib-Eze lässt sich unkompliziert an der Serviette durch zwei Klebekanten anbringen. Nach Gebrauch kann der Serviettenhalter gemeinsam mit der Serviette entsorgt werden. Eine zeitsparende Alternative zur Sterilisation der Kette nach jedem Patienten. Neben der einfachen Handhabung hat das Produkt auch für den Patienten direkte Vorteile. Der Serviettenhalter besteht aus weichem Krepp-Papier, ist dehnbar und passt somit bei jedem Patienten. Unangenehm kalte und nicht richtig passende Ketten gehören der Vergangenheit an.

## Retraktionsfaden Spedesystem ShortCut

Auch im Bereich des Tissue Managements steht bei DUX Dental die Hygiene an erster Stelle. Mit ShortCut bietet Dux ein neues, innovatives und hygienisches Retraktionsfaden Spedesystem. ShortCut ist ein revolutionäres All-in-One-System, das weniger schwerfällig und wesentlich effizienter und hygienischer ist als die bekannte Methode mit den Fäden aus der Flasche. Das hygienische System bietet außergewöhnliche Benutzerfreundlichkeit und Bequemlichkeit. Durch den eingebauten Cutter und die leichte Handhabung modernisiert ShortCut die Abgabe von Retraktionsfäden und erleichtert den Praxisalltag. Probleme wie Fadengewirr im Inneren der Flasche, das Zurückziehen der Retraktionsfäden oder keine sterilen Scheren verfügbar sowie das Fallen der Fäden auf den Boden gehören der Vergangenheit an.

Bei jedem „Klick“ spendet das System immer die gleiche Länge an Retraktionsfaden – pro Klick 1 cm. Durch den integrierten Cutter entfällt der Einsatz einer Schere. ShortCut enthält den bekannten Gingi-Braid geflochtenen Faden von DUX Dental und ist ebenso wie das Retraktionsmaterial aus der Flasche als nicht imprägnierte Version und als getränkter Faden in einer 10%igen Alaun-Potassium-Sulfat-Lösung erhältlich.

## QMS-Leitfaden

Um die Qualität des Sterilisationsprozesses zu gewährleisten, hat DUX Dental als erster einen Leitfaden entwickelt, der Praxismitarbeitern den Umgang mit PEELVUE+ Sterilisationsbeuteln erklärt und gleichzeitig als Validierungsanleitung dient. Das QMS-Handbuch kann kostenlos auf der Homepage von



2a



2b

**Abb. 2a:** Das neue ShortCut bietet außergewöhnliche Benutzerfreundlichkeit. Durch den integrierten Cutter wird keine Schere mehr benötigt. – **Abb. 2b:** ShortCut enthält Gingi-Braid+ und ist als nicht imprägnierte Version sowie als imprägnierter Faden mit einer 10%igen Alaun-Potassium-Sulfat-Lösung erhältlich, UVP 14,95 Euro.

DUX Dental [www.dux-dental.com](http://www.dux-dental.com) heruntergeladen werden.

## PEELVUE+ Sterilisationsbeutel

Parallel zu diesem QMS-Leitfaden hat DUX Dental die PEELVUE+ Sterilisationsbeutel optimiert und einen Schließ-Validator eingefügt.

Anschließend erfolgt die Sterilisation in den handelsüblichen Auto-/Chemiklaven. Die patentierten inneren und äußeren Verarbeitungsindikatoren (IPI) am PEELVUE+ Sterilisationsbeutel geben an, ob die Verarbeitungsbedingungen eingehalten wurden. Nach Entfernen der



3a



3b



3c

**Abb. 3a:** Optimierter PEELVUE+ Sterilisationsbeutel: Auf beiden Seiten der Siegelnaht markieren Dreiecke (Schließ-Validatoren) die genaue Klebposition. – **Abb. 3b:** Der neue QMS-Leitfaden für PEELVUE+: die erste Validierungshilfe für Sterilisationsbeutel. – **Abb. 3c:** Mit praktischer Farbkodierung für 12 unterschiedliche Beutelgrößen – für alle Instrumente den passenden PEELVUE+ Sterilisationsbeutel.

Kleine Dreiecke markieren die genaue Klebposition und geben eine visuelle Hilfe zum optimalen, sicheren und validierbaren Verschließen des Beutels. DUX Dental bietet mit PEELVUE+ Sterilisationsbeuteln eine Alternative zu Sterilisationsfolien, die bisher mithilfe von Siegelgeräten geschlossen wurden. Ein Schweißgerät ist unnötig und auch platzraubende Folienrollen und das entsprechende Zurechtschneiden gehören der Vergangenheit an.

transparenten Folie kann die aus Papier bestehende Seite des Beutels als sterile Tray-Unterlage benutzt werden und zeugt bei Patienten somit auf eine hygienische Arbeitsweise. [DU](http://www.dux-dental.com)

## DUX Dental

Zonnebaan 14  
3542 EC Utrecht, Niederlande  
Tel.: +31 30 2410-924, Fax: +31 30 2410-054  
[info@dux-dental.com](mailto:info@dux-dental.com)  
[www.duxdental.com](http://www.duxdental.com)



## Bromelain-POS® wirkt spürbar schnell.

- für eine beschleunigte Abschwellung
- für frühere Schmerzfreiheit
- für eine sichere Implantateinheilung



**Bromelain-POS®. Wirkstoff:** Bromelain. **Zusammensetzung:** 1 überzogene, magensaftresistente Tablette enthält Bromelain entsprechend 500 F.I.P.-Einheiten (56,25-95 mg). Mikrokr. Cellulose; Copovidon; Maltodextrin; Magnesiumstearat; hochdisp. Siliciumdioxid; Methacrylsäure-Methylmethacrylat-Copolymer (1:1) mittleres MG 135.000; Methacrylsäure-Ethylacrylat-Copolymer (1:1) mittleres MG 250.000; Diethylphthalat; Talkum; Triethylcitrat. **Anwendungsgebiete:** Begleittherapie bei akuten Schwellungszuständen nach Operationen und Verletzungen, insbesondere der Nase und der Nebenhöhlen. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegenüber Bromelain, Ananas oder einem der sonstigen Bestandteile. **Bromelain-POS®** sollte nicht angewendet werden bei Patienten mit Blutgerinnungsstörungen sowie bei Patienten, die Antikoagulantien oder Thrombozytenaggregationshemmer erhalten. **Nebenwirkungen:** Asthmaähnliche Beschwerden, Magenbeschwerden und/oder Durchfall, Hautausschläge, allergische Reaktionen. **Stand:** März 2011



# faszination laser

20. JAHRESTAGUNG DER DGL  
LASER START UP 2011

28./29. Oktober 2011  
in Düsseldorf, Hotel Hilton Düsseldorf



## Jetzt anfordern!

**Faxantwort**  
**+49 341 48474-390**

Bitte senden Sie mir das Programm zur/zum  
☐ 20. JAHRESTAGUNG DER DGL  
☐ LASER START UP 2011  
28./29. Oktober 2011 zu.

NAME/VORNAME

E-MAIL-ADRESSE

PRAXISSTEMPEL

DTG 7+8/11