



lege artis

Spüllösungen mit praktischem Entnahmesystem

Im Bereich der Endodontie ist NaOCl die Spüllösung der ersten Wahl. Die praxisrelevanten Konzentrationen liegen zwischen 0,5 und 5 Prozent. Neben HISTOLITH 5 % und HISTOLITH 3 % ergänzt lege artis nun ihr Portfolio mit HISTOLITH 1 %, einer Natriumhypochloritlösung mit einer 1%igen Konzentration, die gern bei ultraschallaktivierter Wurzelkanalspülung verwendet wird. Durch das Entnahmesystem „ESD (Einfach – Sicher – Direkt)“, das in allen Spüllösungen integriert ist, bietet lege artis somit eine praktische Lösung für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche in der Endodontie. HISTOLITH 1 % ist in den Packungsgrößen 200 ml und 500 ml erhältlich.

lege artis
[Infos zum Unternehmen]



lege artis Pharma GmbH + Co. KG

Tel.: +49 7157 5645-0

www.legeartis.de

Schlumbohm

Wurzelkanalbehandlung effizient und sicher

Die EndoPilot²-Reihe überzeugt durch ihr ansprechendes, modernes Design, bewährte ausgefeilte Technik und das modulare System. Von der Apexmessung während der Aufbereitung (Endo-Motor) über die Ultraschallnutzung mit und ohne Spülflüssigkeit bis zu den Abfülltechniken DownPack und BackFill sind alle Arbeitsschritte einer effektiven Wurzelkanalbehandlung mit einer komfortablen, platzsparenden Geräteeinheit durchführbar. Die übersichtliche Menüführung über das große, intuitiv bedienbare 7-Zoll-Farb-Touchdisplay mit Frontglas bietet eine komfortable Auswahl aller Arbeitsschritte und Einstellungen und ermöglicht somit eine schnelle und unkomplizierte Arbeitsweise. Die Handstücke sind in ansprechender Optik am Gerät platziert und leicht erreichbar. Inzwischen sind alle Gerätevarianten mobil (großer Akku mit bis zu 15 Stunden Laufzeit). Mithilfe einer microSD-Karte bleibt der EDP² immer auf dem neuesten Stand. Feilsysteme sowie die aktualisierte EndoPilot²-Technologie kann der Anwender leicht auf sein Gerät aufspielen. Eine spätere Geräteerweiterung ist auch leicht durchführbar.

Schlumbohm GmbH & Co. KG

Tel.: +49 4324 8929-0

www.schlumbohm.de




Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.

DentaLembert

Aus alt mach neu: **Beleuchtungsaustausch** für das Dentalmikroskop

Egal, ob Generalist oder Spezialist: In der Endodontie bietet ein Dentalmikroskop einen enormen Vorteil bei der Behandlung. Zu einem guten Mikroskop gehört aber vor allem auch eine ausreichend helle Lichtquelle, um den Therapie-raum richtig ausleuchten zu können. Die Firma DentaLembert bietet Zahnärzten hier eine ideale Lösung für Nutzer des ZEISS Mikroskops PROergo: Ultraspot. Die High-Power LED mit 250.000 Lux sorgt für stets beste Sicht während der Behandlung. Die Farbtemperatur liegt bei 5.700K und der Farbwiedergabeindex bei CRI 90–92, dennoch gibt es nur eine geringe Wärmeentwicklung im Lampenhaus. Die Beleuchtung kann nach wie vor bequem über die Funktionstasten am ergonomischen Handgriff des Mikroskops PROergo gesteuert werden. Die hochleistungsstarke Ultraspot wird als Serviceleistung von DentaLembert für die im Modell vorhandene Beleuchtung eingesetzt. Die Aktion ist zeitlich unbegrenzt. Ein Termin für den Austausch kann telefonisch oder per Mail an kontakt@dentalembert.de vereinbart werden.



DentaLembert GmbH
Tel.: +49 8291 858088
www.dentalembert.de

Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.

ANZEIGE

IrriFlex®

Flexible Kanüle zur Spülung des Wurzelkanals

Sind Sie bereit für die
glide-cleaning Revolution?



Bestellen Sie
bei Ihrem
Lieblingshändler auf
pd-irriflex.com



80 YEARS
ANNIVERSARY
1940-2020

Produits Dentaires SA . Vevey . Schweiz

NSK

Individuell einsetzbarer Endo-Motor

Ein Endo-Motor für alle gängigen rotierend arbeitenden NiTi-Endodontiefilen? Mit dem neuen ENDO-MATE DT2 stellt NSK genau diesen vor. Diese hohe Flexibilität macht ihn zu einer individuell einsetzbaren Hilfe im Praxisalltag. Die von Feilenanbietern vorgegebenen Parameter wie Drehzahl und Drehmoment können einfach eingestellt und gespeichert werden. Diese benutzerfreundliche Programmierfunktion ermöglicht äußerst effiziente Behandlungen. Selbstverständlich verfügt ENDO-MATE DT2 über verschiedene Auto-Reverse-Funktionen, die dazu beitragen, einen Feilenbruch zu verhindern. Der Kopf des Endo-Motors lässt sich in sechs unterschiedlichen Positionen auf dem Handstück positionieren, sodass stets ein optimaler Zugang zum Wurzelkanal gewährleistet ist. Das geringe



Gewicht des Handstücks unterstützt die ergonomische Anwendung zusätzlich. Das Steuergerät wurde als leichte, kompakte und tragbare Einheit mit einem wiederaufladbaren Akkupaket entwickelt und bietet somit mobile Einsatzbereitschaft. Optional kann der ENDO-MATE DT2 in Kombination mit den bei NSK erhältlichen MPA-Köpfen mit einem



Apex-Lokator, z.B. dem NSK iPex II, oder einem anderen Gerät verbunden werden.

NSK Europe GmbH
Tel.: +49 6196 77606-0
www.nsk-europe.de



SPEIKO

Entnahmesystem für Sicherheit und sauberes Arbeiten

Für alle SPEIKO Endo-Spüllösungen hat das Unternehmen das Entnahmesystem Easy Quick entwickelt. Durch die Verwendung des SPEIKO Easy Quick können die Spüllösungen dosierbar ohne Verlust der Flüssigkeit einfach und schnell entnommen werden. Das Entnahmesystem ist in drei Größen (30 ml, 100 ml und 250 ml) kostenlos erhältlich. Durch das Arbeiten mit dem Entnahmesystem wird eine Kontamination der Restflüssigkeit vermieden, es ermöglicht ein sauberes Arbeiten und Sicherheit im Umgang mit den Spüllösungen. Das Entnahmesystem ist kostenlos zu allen Spüllösungen erhältlich und wird auf Anforderung kostenlos zugesandt. SPEIKO Easy Quick einfach in den Flaschenhals drücken, und die Endo-Spüllösung kann mit Luer und Luer-Lock entnommen werden. Tipps zur Anwendung finden Sie auch auf der Firmen-Homepage. Das Arbeiten mit dem Entnahmesystem ist hygienisch, sicher und effizient. Die Lösungen können rückstandsfrei entnommen werden. Das Team von SPEIKO ist telefonisch unter +49 521 770107-0 oder per E-Mail an info@speiko.de jederzeit für Sie da.

SPEIKO – Dr. Speier GmbH
Tel.: +49 521 770107-0
www.speiko.de

Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.



MORITA

Neue Imagekampagne: persönlich und praxisnah

Passion, Präzision und Design zeichnen die Produkte von Morita aus. So gehören Partnerschaft, Vertrauen, gegenseitiger Respekt seit jeher zu den Unternehmenswerten der J. MORITA EUROPE GMBH. Vor diesem Hintergrund hat das Unternehmen die Kampagne „Time for Morita“ gestartet, die persönliche als auch online Kontaktmöglichkeiten schafft, für einen lebendigen Anwenderaustausch. Acht-samkeit wird beim japanischen Unternehmen großgeschrieben und ist auch das



Morita
[Infos zum Unternehmen]

oberste Gebot bei der Durchführung von Events: Großzügige Räume, limitierte Teilnehmerzahlen sowie hohe Hygienestandards dienen zum Schutz der Gäste.

Die Kampagne umfasst die Module:

Meet us @Home – „Willkommen in unserem Wohnzimmer“

Im neu eröffneten Showroom in Dietzenbach empfängt das Unternehmen seine Gäste. Im Fokus stehen das Morita-Produkt-erlebnis, der Kollegenaustausch sowie die feine japanische Küche.

Experience Days – Erfahrungsaustausch mit Anwendern

Wer die Morita-Welt im praktischen Einsatz kennenlernen will, der kann eine mit Morita ausgestattete Zahnarztpraxis besuchen.

Meet us online – Morita Talk

Das sind Online-Veranstaltungen, die über das übliche Webinar hinausgehen. Spannende Vorträge kombiniert mit Wein- oder Teeproben online.

J. MORITA EUROPE GMBH

Tel.: +49 6074 836-0

www.time-for-morita.de

Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.

ANZEIGE

EndoPilot²

Erweiterbar - Kompakt - Sicher



Apex



EndoMotor



DownPack



UltraSchall



BackFill



Pumpe



Akku



Wireless



Schlumbohm 50 Jahre
1968-2018

Tel.: 04324-89 29 - 0 www.endopilot.de



SeeMoreVision

Neue Lupenbrille sorgt für Entspannung pur

Die neue Lupenbrille Prismvue NF2 vereint optisches Design mit neuester Technologie – Umlenkprismen machen es möglich. Die Ermüdung der Augen und ein steifer Nacken gehören nun endgültig der Vergangenheit an. Vergrößerungen zwischen 2,0x und 5,0x stehen zur Verfügung, große Sehfelder bei allen Vergrößerungen und außergewöhnliche Helligkeit zeichnen diese Lupe aus. Mit speziellen Nasenpads kann diese Lupe sogar über der eigenen Brille getragen werden. Die Gestelle aus Nylon sind flexibel, haltbar und sehr leicht. Der Kunde kann aus verschiedenen Gestellfarben wählen. Arbeiten wie am Mikroskop: Optimale Arbeitshaltung, hervorragende optische Darstellung, variabel einstellbarer Fokus (Arbeitsabstand von 35 bis 70 cm) und geringes Gewicht ermöglichen entspanntes Arbeiten über Stunden. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Vereinbaren Sie einen unverbindlichen Beratungstermin.

SeeMoreVision GbR
Tel.: +49 7364 9550649
www.seemorevision.de

Komet Dental

Sicherer Verschluss mit neuem Wurzelkanalsealer

Der neue biokeramische CeraSeal ist wenig techniksensitiv und bietet aufwendigen Obturationsmethoden die Stirn. Der Wurzelkanalsealer stellt die Dimensionsstabilität der Wurzelkanalfüllung sicher, führt also zu einer sehr guten Versiegelung zwischen Dentin und Guttapercha und verhindert damit die Reinfektion des obturierten Wurzelkanals. Aufgrund seiner Calciumsilikat-Basis zeigt er außerdem eine sehr gute Biokompatibilität. Beim Abbindevorgang erzielt CeraSeal einen sehr hohen pH-Wert (pH 12,7), der über mehrere Tage bakterizid wirkt. Und was Zahnärzte im täglichen Handling besonders freuen wird: CeraSeal ist hydrophil. Somit ist das Behandlungsergebnis deutlich weniger technikanfällig. Mittels der beigelegten Applikationsspritzen ist das Material einfach einzubringen und das Ergebnis dank einer hervorragenden Röntgenopazi-



tät eindeutig sichtbar. All das macht CeraSeal den üblichen, viel aufwendigeren Obturationsmethoden absolut ebenbürtig.

Komet Dental
Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
Tel.: +49 5261 701-700
www.kometdental.de



Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.