


Membranen																							
Firma	Produkt	Herkunft								Resorbierbarkeit				Fixierung		Einsatzbereich							
		synthetisch allogen	Titan	bovin	porcin	equin	ePTFE, d-PTFE*	azelluläre Dermis	resorbierbar	nicht resorbierbar	Prns	Maht	Fibrinkleber	Schrauben	Tacks	nicht erforderlich	Implantologie	Parodontologie	Sinusbodenelevation	Defektschirurgie	GBR	GTR	totale Atrophie der Maxilla
Acteon	PAROGUIDE					•		•		•					•	•	•	•	•				
American Dental Systems	Evolution Standard					•		•			•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	
	Evolution Fine					•		•			•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	
	Evolution X-Fine				•			•			•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	
	Derma (Weichgewebsverdickung)				•			•			•	•					•						
	Soft Cortical Lamina (Barrier)				•			•		•			•			•	•	•	•	•	•		
	Resorb X®	•						•		•						•	•	•	•	•	•		
	SonicWeld Rx® Dental	•						•		•						•	•	•	•	•			
Argon Dental/Argon Medical	OsteoGraft® Fascia Lata		•					•		•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	OsteoGraft® EpiFlex		•				•	•		•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	OsteoGraft CortiGide		•					•		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	OsteoGel® Hyaluron	•						•							•	•	•	•	•	•	•	•	•
	OsteoBarrier Gel® Hyaluron Barrier	•						•							•	•	•	•	•	•	•	•	•
Baxter Deutschland	TissuFoil E					•		•			•	•				•	•	•	•				
BEGO Implant Systems	BEGO Collagen Membrane				•			•		•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	
	BEGO Collagen Fleece				•			•							•	•	•	•	•	•	•	•	
Bicon	Bicon Kollagenmembran			•				•							•	•	•	•	•	•	•		
BioHorizons	Mem-Lok® Kollagenmembran			•				•		•	•					•	•			•			
Bioimplon	Hypro-Sorb M/Hypro-Sorb F			•				•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
BIOMET 3i	OsseoGuard®			•				•		•	•		•			•	•	•	•	•	•	•	
	OsseoGuard Flex®			•				•		•	•		•			•	•	•	•	•	•	•	
Champions-Implants	Cova™ Max				•			•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
curasan	Osgide®				•			•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Dentaurum Implants	TIOMESH®		•						•				•			•		•	•				
Dentegris	BoneProtect Membrane				•			•							•	•	•	•	•	•	•	•	
	BoneProtect Guide				•			•							•	•	•	•	•	•	•	•	
	MucoMatrixX				•			•							•	•	•	•	•	•	•	•	
DENTSPLY Implants	FRIOS BoneShield		•						•	•						•	•	•	•	•	•	•	
DOT	Hypro-Sorb® F			•				•							•	•	•	•	•	•	•	•	
Dr. Ihde	Hypro-Sorb® F			•				•							•	•	•	•	•	•	•	•	
Gebr. Martin/KLS Martin	Resorb X®	•						•		•						•	•	•	•	•			
	SonicWeld Rx® Dental	•						•		•						•	•	•	•	•			
Geistlich Biomaterials	Geistlich Bio-Gide®				•			•		•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	
	Bio-Gide® PERIO				•			•		•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	
Henry Schein	conFORM			•				•		•			•			•	•	•	•	•	•	•	
	RCM 6			•				•		•			•			•	•	•	•	•	•	•	

Komplett reinigen – jetzt ganz einfach.



Endlich möglich – die maschinelle Aufbereitung des komplett bestückten Chirurgie-Trays.

Die innovative Gitterstruktur, die in Zusammenarbeit mit Miele Professional entwickelt wurde, gewährleistet validierte, reproduzierbare maschinelle Aufbereitungsergebnisse und ist für alle Arztpraxen und zentrale Aufbereitungszentren geeignet. Es vereinfacht den täglichen Arbeitsablauf und spart so kostbare Arbeitszeit.



Membranen																									
Firma	Produkt	Herkunft								Resorbierbarkeit				Fixierung		Einsatzbereich									
		synthetisch	allogen	Titan	bovin	porcin	equin	ePTFE, d-PTFE*	azelluläre Dermis	resorbierbar	nicht resorbierbar	Prins	Maht	Fibrinkleber	Schrauben	Tacks	nicht erforderlich	Implantologie	Parodontologie	Sinusbodenaufbau	Defektschirurgie	GBR	GTR	totale Atrophie der Maxilla	
Hess Medizintechnik	Ti-Pore			●						●	●					●		●		●	●	●			
imperiOs	ez Cure Kollagenmembran					●			●								●	●	●	●	●	●			
	Pericardium Membran						●		●								●		●	●	●	●			
	BioMesh-S Membran	●							●								●	●					●		
Keystone Dental	DynaMatrix					●			●								●	●	●	●	●	●	●	●	
Matricel	Remaix					●			●		●	●					●	●	●	●	●	●	●		
mectron	OSTEOPLANT® Elite						●		●		●						●	●	●	●	●	●	●		
	BIOCOLLAGEN® Membran						●		●		●	●					●	●	●	●	●				
	BIOCOLLAGEN® Gel						●		●								●	●	●	●	●				
Medical Instinct	Flex Barrier Gel	●				●			●								●	●	●	●	●	●	●		
MIS Implants Technologies	4BONE RCM					●			●								●	●	●	●	●	●	●		
m&k	CovaMax					●			●		●	●		●	●			●	●	●	●	●	●		
	Jason@membrane					●			●		●	●		●			●	●	●	●	●	●	●		
	collprotect@membrane					●			●		●	●		●			●	●	●	●	●	●	●		
	mucoderm@membrane					●			●		●	●		●			●	●	●	●	●	●	●		
	Jason@fleece					●			●								●	●	●	●	●	●	●		
	collacone@					●			●			●					●				●	●			
OT medical	BIOVIN® Membrane					●			●		●	●					●	●	●	●	●	●	●		
Promedia	Micro-Mesh Titanfolie			●						●	●			●				●			●				
RESORBA Wundversorgung	Resodont®						●		●								●	●	●	●	●	●	●		
RIEMSER Dental	Ti Titanfolie 40µm			●						●	●			●				●	●		●	●		●	
	Ti Titanfolie 20µm			●						●	●			●				●	●		●	●		●	
	Epi-Guide®	●							●								●	●	●	●	●	●	●		
	CollaGuide®				●				●		●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●		
	Cytoplast® TXT-200	●						●*		●							●	●	●	●	●	●	●		
	Cytoplast® Ti-250	●	●					●*		●		●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	
	Cytoplast® RTM Collagen				●				●								●	●	●	●	●	●	●		
SIC invent Deutschland	SIC b-mem					●			●								●	●	●	●	●				
Straumann	Straumann® MembraGel	●							●								●	●		●	●	●			
Thommen Medical	Remotis® Fleece					●			●		●	●		●			●	●	●	●	●	●	●		
	Remotis® Cone					●			●		●	●		●			●	●	●	●	●	●	●		
TRINON	Titan Mesh/Folie			●						●	●	●		●				●	●	●	●				
	Q-Mesh			●						●				●										●	
Zimmer Dental	CopiOs® Pericardium Membrane				●				●		●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●		
	Zimmer® Socket Repair Membran				●				●			●						●	●		●	●			
	BioMend®				●				●		●	●					●	●	●	●	●	●	●		
	BioMend Extend®				●				●		●	●					●	●	●	●	●	●	●		

Die Marktübersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Stand: Mai 2013

«the ⁺swiss jewel...»



synthetic bone graft solutions - Swiss made

easy-graft®
CRYSTAL

Genial einfach das **easy-graft®CRYSTAL** Handling!

Soft aus der Spritze • direkt in den Defekt • die gewünschte Form modellieren
• härtet in Minuten zum stabilen Formkörper aus • stützt mobilisierte Knochen-
lamellen • in der Regel keine Membran notwendig!

Genial innovativ!

Die synthetische Alternative **easy-graft®CRYSTAL**, mit der biphasischen Biomaterial-
Formel (60 % HA / 40 % β -TCP). Das Hydroxylapatit beschleunigt die Osteokon-
duktion und sorgt für eine nachhaltige Volumenstabilität. Der β -TCP-Anteil löst
sich und bewirkt eine optimale Porosität und Osteointegration.

SUNSTAR
GUIDOR®

Degradable Solutions AG
A Company of the Sunstar Group
Wagistrasse 23
CH-8952 Schlieren / Zurich
www.easy-graft.com

Vertrieb Deutschland:

Sunstar Deutschland GmbH
Aiterfeld 1
DE-79677 Schönau
Telefon: 07673 885108-0
service@de.sunstar.com

easy-graft® Hotline: 07673 885108-55
easy-graft® Bestellfax: 07673 885108-44