

## Membranen

| Firma                   |                                          | Produkt | Herkunft    |         |       |       |        |       |       |         |                  |              | Resorbierbarkeit   |      |      |              | Fixierung |      |                    |               | Einsatzbereich |                     |                  |     |     |                             |  |
|-------------------------|------------------------------------------|---------|-------------|---------|-------|-------|--------|-------|-------|---------|------------------|--------------|--------------------|------|------|--------------|-----------|------|--------------------|---------------|----------------|---------------------|------------------|-----|-----|-----------------------------|--|
|                         |                                          |         | synthetisch | allogen | Titan | bovin | porcin | equin | ePTFE | drPTFE* | zelluläre Dermis | resorbierbar | nicht resorbierbar | Phos | Naht | Fibrinkleber | Schrauben | Taps | nicht erforderlich | Implantologie | Parodontologie | Sinusbodenelevation | Defektschirurgie | GBR | GTR | totale Atrophie der Maxilla |  |
| American Dental Systems | OsteoBio® Evolution Standard             |         |             |         |       | •     |        |       |       | •       | •                | •            | •                  |      |      |              | •         | •    | •                  | •             | •              | •                   | •                |     |     |                             |  |
|                         | OsteoBio® Evolution Fine                 |         |             |         |       |       | •      |       |       | •       | •                | •            | •                  |      |      |              | •         | •    | •                  | •             | •              | •                   | •                |     |     |                             |  |
|                         | OsteoBio® Evolution X-Fine               |         |             |         |       | •     |        |       |       | •       |                  | •            | •                  |      |      |              | •         | •    | •                  | •             | •              | •                   | •                |     |     |                             |  |
|                         | OsteoBio® Derma (Weichgewebsverdickung)  |         |             |         |       | •     |        |       |       | •       |                  | •            | •                  |      |      |              |           | •    |                    |               |                |                     |                  |     |     |                             |  |
|                         | OsteoBio® Soft Cortical Lamina (Barrier) |         |             |         |       | •     |        |       |       | •       | •                |              |                    |      | •    |              |           | •    | •                  | •             | •              | •                   |                  |     |     |                             |  |
| Argon Dental            | OsteoGraft® Fascia Lata                  |         | •           |         |       |       |        |       |       | •       | •                | •            |                    |      | •    | •            | •         | •    | •                  | •             | •              | •                   | •                | •   |     |                             |  |
|                         | OsteoGraft® Epiflex                      |         | •           |         |       |       |        | •     |       | •       | •                | •            |                    |      | •    | •            | •         | •    | •                  | •             | •              | •                   | •                | •   |     |                             |  |
|                         | OsteoGraft CortiFlex                     |         | •           |         |       |       |        |       | •     |         |                  | •            |                    |      | •    |              | •         | •    | •                  | •             | •              | •                   | •                |     |     |                             |  |
|                         | OsteoGel® Hyaluron                       | •       |             |         |       |       |        |       | •     |         |                  |              |                    |      |      |              | •         | •    | •                  | •             | •              | •                   | •                |     |     |                             |  |
|                         | OsteoBarrier Gel® Hyaluron Barrier       | •       |             |         |       |       |        |       | •     |         |                  |              |                    |      |      |              | •         | •    | •                  | •             | •              | •                   | •                |     |     |                             |  |
| BEGO Implant Systems    | naturesQue ColTect P                     |         |             |         |       | •     |        |       |       | •       | •                | •            |                    |      |      |              | •         | •    | •                  | •             | •              | •                   | •                |     |     |                             |  |
|                         | naturesQue ColAid P                      |         |             |         |       | •     |        |       |       | •       |                  |              |                    |      |      |              | •         | •    | •                  | •             | •              | •                   | •                |     |     |                             |  |
| Bicon                   | Bicon Kollagenmembran                    |         |             |         | •     |       |        |       |       | •       |                  |              |                    |      |      |              | •         | •    | •                  | •             | •              | •                   |                  |     |     |                             |  |
| Bioimplon               | Hypro-Sorb® F                            |         |             |         | •     |       |        |       |       | •       |                  |              |                    |      |      |              | •         | •    | •                  | •             | •              | •                   | •                |     |     |                             |  |
|                         | Hypro-Sorb® M                            |         |             |         | •     |       |        |       |       | •       |                  |              |                    |      |      |              | •         | •    | •                  | •             | •              | •                   | •                |     |     |                             |  |
|                         | Hypro-Sorb® M Matrix                     |         |             |         | •     |       |        |       |       | •       |                  |              |                    |      |      |              | •         | •    | •                  | •             | •              | •                   | •                |     |     |                             |  |
|                         | Hypro-Sorb® R Fleece                     |         |             |         | •     |       |        |       |       | •       |                  |              |                    |      |      |              | •         | •    | •                  | •             | •              | •                   | •                |     |     |                             |  |
|                         | Hypro-Sorb® X Conus                      |         |             |         | •     |       |        |       |       | •       |                  |              |                    |      |      |              | •         | •    | •                  | •             | •              | •                   | •                |     |     |                             |  |
|                         | Hypro-Sorb® Z Conus                      |         |             |         | •     |       |        |       |       | •       |                  |              |                    |      |      |              | •         | •    | •                  | •             | •              | •                   | •                |     |     |                             |  |
| CAMLOG/BioHorizons      | Mem-Lok RCM                              |         |             |         | •     |       |        |       |       | •       | •                | •            |                    |      | •    | •            | •         | •    | •                  | •             | •              | •                   | •                |     |     |                             |  |
|                         | Mem-Lok Pliable                          |         |             |         |       | •     |        |       |       | •       | •                | •            |                    |      | •    | •            | •         | •    | •                  | •             | •              | •                   | •                |     |     |                             |  |
|                         | Ti-Mesh Mikronetz                        |         |             | •       |       |       |        |       |       | •       | •                |              |                    |      | •    |              |           |      |                    |               | •              |                     |                  |     |     |                             |  |
|                         | BioPlug Kollagen                         |         |             |         | •     |       |        |       |       | •       |                  |              |                    |      |      |              | •         | •    |                    |               | •              | •                   |                  |     |     |                             |  |
|                         | BioStrip Kollagen Fleece                 |         |             |         | •     |       |        |       |       | •       |                  |              |                    |      |      |              | •         | •    |                    |               | •              | •                   |                  |     |     |                             |  |
| curasan                 | Osgide®                                  |         |             |         | •     |       |        |       |       | •       | •                | •            | •                  | •    | •    | •            | •         | •    | •                  | •             | •              | •                   | •                |     |     |                             |  |
|                         | Ti Titanfolie 40 µm                      |         |             | •       |       |       |        |       |       |         | •                | •            |                    |      | •    |              |           | •    | •                  |               | •              | •                   |                  | •   |     |                             |  |
|                         | Ti Titanfolie 20 µm                      |         |             | •       |       |       |        |       |       |         | •                | •            |                    |      | •    |              |           | •    | •                  |               | •              | •                   |                  |     |     |                             |  |
|                         | Epi-Guide®                               | •       |             |         |       |       |        |       |       | •       |                  |              |                    |      |      |              | •         | •    | •                  | •             | •              | •                   | •                |     |     |                             |  |
|                         | CollaGuide®                              |         |             |         | •     |       |        |       |       | •       | •                | •            |                    |      | •    | •            | •         | •    | •                  | •             | •              | •                   | •                |     |     |                             |  |
| Dentegris Deutschland   | BoneProtect Membrane                     |         |             |         |       | •     |        |       |       | •       |                  |              |                    |      |      |              | •         | •    | •                  | •             | •              | •                   | •                |     |     |                             |  |
|                         | BoneProtect Guide                        |         |             |         |       | •     |        |       |       | •       |                  |              |                    |      |      |              | •         | •    | •                  | •             | •              | •                   | •                |     |     |                             |  |
|                         | MucoMatrixX                              |         |             |         |       | •     |        |       |       | •       |                  |              |                    |      |      |              | •         | •    | •                  | •             | •              | •                   | •                |     |     |                             |  |
| Dentsply Sirona         | Symbios® Collagen Membrane SR            |         |             |         | •     |       |        |       |       | •       | •                | •            |                    |      |      |              | •         | •    | •                  | •             | •              | •                   | •                |     |     |                             |  |
| Dr. Ihde Dental         | Hypro-Sorb® F                            |         |             |         | •     |       |        |       |       | •       |                  |              |                    |      |      |              | •         | •    | •                  | •             | •              | •                   | •                |     |     |                             |  |
| Gebr. Martin/KLS Martin | Resorb X®                                | •       |             |         |       |       |        |       |       | •       | •                |              |                    |      |      |              |           | •    | •                  | •             | •              | •                   |                  |     |     |                             |  |
|                         | SonicWeld Rx® Dental                     | •       |             |         |       |       |        |       |       | •       | •                |              |                    |      |      |              |           | •    | •                  | •             | •              | •                   |                  |     |     |                             |  |
| Geistlich Biomaterials  | Geistlich Bio-Gide®                      |         |             |         |       | •     |        |       |       | •       | •                | •            |                    |      |      |              | •         | •    | •                  | •             | •              | •                   | •                |     |     |                             |  |
|                         | Geistlich Bio-Gide® Perio                |         |             |         |       | •     |        |       |       | •       | •                | •            |                    |      |      |              | •         | •    | •                  | •             | •              | •                   | •                |     |     |                             |  |
|                         | Geistlich Bio-Gide® Shape                |         |             |         |       | •     |        |       |       | •       |                  |              |                    |      |      |              | •         | •    |                    |               | •              | •                   |                  |     |     |                             |  |
|                         | Geistlich Bio-Gide® Compressed           |         |             |         |       | •     |        |       |       | •       | •                | •            |                    |      |      |              | •         | •    | •                  | •             | •              | •                   | •                |     |     |                             |  |
| Hager & Meisinger       | Cytoplast™ RTM Collagen                  |         |             |         | •     |       |        |       |       | •       | •                | •            |                    |      | •    | •            |           | •    | •                  | •             | •              | •                   | •                |     |     |                             |  |
|                         | Cytoplast™ TXT-200                       | •       |             |         |       |       | •      |       |       |         | •                | •            | •                  |      | •    | •            | •         | •    | •                  | •             | •              | •                   | •                |     |     |                             |  |
|                         | Cytoplast™ Titanium-Reinforced           | •       | •           |         |       |       | •      |       |       |         | •                | •            | •                  |      | •    | •            | •         | •    | •                  | •             | •              | •                   | •                |     |     |                             |  |
|                         | Vitala®                                  |         |             |         |       | •     |        |       |       | •       | •                | •            |                    |      | •    | •            |           | •    | •                  | •             | •              | •                   | •                |     |     |                             |  |
| Henry Schein            | conFORM                                  |         |             |         | •     |       |        |       |       | •       | •                |              |                    |      | •    |              |           | •    | •                  | •             | •              | •                   | •                |     |     |                             |  |

Die Marktübersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. – Stand: Mai 2020

| Firma                     | Produkt                        | Herkunft    |         |       |       |        |       |               |                   |              |                    | Resorbierbarkeit |      |              |           | Fixierung |                    |               | Einsatzbereich |                     |                  |     |     |                             |  |
|---------------------------|--------------------------------|-------------|---------|-------|-------|--------|-------|---------------|-------------------|--------------|--------------------|------------------|------|--------------|-----------|-----------|--------------------|---------------|----------------|---------------------|------------------|-----|-----|-----------------------------|--|
|                           |                                | synthetisch | allogen | Titan | bovin | porcin | equin | ePTFE, dPTFE* | azelluläre Dermis | resorbierbar | nicht resorbierbar | Pins             | Naht | Fibrinkleber | Schrauben | Tape      | nicht erforderlich | Implantologie | Parodontologie | Sinusbodenelevation | Defektschirurgie | GBR | GTR | totale Atrophie der Maxilla |  |
| Henry Schein              | RCM 6                          |             |         |       | •     |        |       |               | •                 | •            |                    |                  | •    |              |           | •         | •                  | •             | •              | •                   | •                | •   |     |                             |  |
| Hess Medizintechnik       | Geistlich Bio-Gide®            |             |         |       |       | •      |       |               | •                 | •            |                    |                  |      | •            | •         | •         | •                  | •             | •              | •                   | •                | •   |     |                             |  |
|                           | Geistlich Bio-Gide® Perio      |             |         |       |       | •      |       |               | •                 | •            |                    |                  |      | •            | •         | •         | •                  | •             | •              | •                   | •                | •   |     |                             |  |
|                           | Geistlich Bio-Gide® Shape      |             |         |       |       | •      |       |               | •                 |              |                    |                  |      |              | •         | •         |                    |               |                | •                   | •                |     |     |                             |  |
|                           | Geistlich Bio-Gide® Compressed |             |         |       |       | •      |       |               | •                 | •            |                    |                  |      | •            | •         | •         | •                  | •             | •              | •                   | •                | •   |     |                             |  |
| Keystone Dental (RUNDAS)  | DynaMatrix                     |             |         |       |       | •      |       |               | •                 |              |                    |                  |      |              |           | •         | •                  | •             | •              | •                   | •                | •   | •   |                             |  |
| LASAK                     | Collagene AT® Kollagenmembran  |             |         |       |       |        | •     |               | •                 | •            | •                  |                  |      |              |           | •         | •                  | •             | •              | •                   | •                | •   |     |                             |  |
| Matricel                  | Remaix                         |             |         |       |       | •      |       |               | •                 | •            | •                  | •                | •    | •            | •         | •         | •                  | •             | •              | •                   | •                | •   |     |                             |  |
| mectron                   | BIOCOLLAGEN® Membran           |             |         |       |       |        | •     |               | •                 |              |                    |                  |      |              |           | •         | •                  | •             | •              | •                   | •                | •   |     |                             |  |
|                           | PTFE Membran                   |             |         |       |       |        |       | •             |                   | •            | •                  |                  |      | •            | •         |           |                    |               |                |                     | •                |     |     |                             |  |
|                           | TI-PTFE Membran                |             |         |       |       |        |       | •             |                   | •            | •                  |                  |      | •            | •         |           |                    |               |                |                     | •                |     |     |                             |  |
| MegaGen                   | i-Gen Membrane                 |             |         | •     |       |        |       |               |                   | •            | •                  |                  |      | •            |           |           | •                  |               |                | •                   |                  |     |     |                             |  |
| MIS Implants Technologies | 4BONE RCM                      |             |         |       |       | •      |       |               | •                 |              |                    |                  |      |              |           | •         | •                  | •             | •              | •                   | •                | •   |     |                             |  |
| Neoss                     | NeoGen™                        |             |         |       |       |        |       | •             |                   | •            | •                  | •                |      | •            | •         | •         | •                  | •             | •              | •                   | •                | •   | •   |                             |  |
|                           | NeoGen Collagen Flex           |             |         |       |       | •      |       |               | •                 | •            | •                  | •                | •    | •            | •         | •         | •                  | •             |                | •                   | •                | •   |     |                             |  |
|                           | NeoGen Collagen Firm           |             |         |       |       | •      |       |               | •                 | •            | •                  | •                | •    | •            | •         | •         | •                  | •             |                | •                   | •                | •   |     |                             |  |
|                           | NeoGen Tape                    |             |         |       | •     |        |       |               | •                 | •            | •                  | •                | •    | •            | •         | •         | •                  | •             |                | •                   | •                | •   |     |                             |  |
|                           | NeoGen Foam                    |             |         |       | •     |        |       |               | •                 | •            | •                  | •                | •    | •            | •         | •         | •                  | •             |                | •                   | •                | •   |     |                             |  |
| Nobel Biocare             | creos xenoprotect              |             |         |       |       | •      |       |               | •                 | •            | •                  |                  |      | •            | •         | •         | •                  | •             | •              | •                   | •                | •   |     |                             |  |
| REGEDENT                  | OSSIX® PLUS                    |             |         |       |       | •      |       |               | •                 |              |                    |                  |      |              |           | •         | •                  | •             | •              | •                   | •                | •   | •   |                             |  |
|                           | SMARTBRANE                     |             |         |       |       | •      |       |               | •                 | •            | •                  | •                | •    | •            | •         | •         | •                  | •             | •              | •                   | •                | •   |     |                             |  |
|                           | HYADENT BG                     | •           |         |       |       |        |       |               | •                 |              |                    |                  |      |              |           | •         | •                  | •             | •              | •                   | •                | •   |     |                             |  |
|                           | OSSIX® VOLUMAX                 |             |         |       |       | •      |       |               | •                 |              |                    |                  |      |              |           | •         | •                  |               |                |                     | •                |     | •   |                             |  |
| ReOss (Geistlich Biom.)   | Yxoss CBR®                     |             |         | •     |       |        |       |               |                   |              |                    |                  |      |              |           |           |                    |               |                |                     |                  |     |     |                             |  |
| Shared Implantology       | SinossMem                      |             |         |       |       |        | •     |               | •                 | •            | •                  |                  |      |              |           | •         | •                  | •             | •              | •                   | •                | •   |     |                             |  |
|                           | SinossFleece                   |             |         |       |       | •      |       |               | •                 |              |                    |                  |      |              |           | •         | •                  | •             | •              | •                   | •                | •   |     |                             |  |
| SIC invent                | SICmeso Guard®                 |             |         |       |       | •      |       |               | •                 | •            | •                  |                  |      |              |           | •         | •                  | •             | •              | •                   | •                | •   |     |                             |  |
| Straumann (botiss)        | permamem®                      | •           |         |       |       |        |       | •             |                   | •            | •                  | •                |      | •            | •         |           | •                  | •             | •              | •                   | •                | •   |     |                             |  |
|                           | collacone®                     |             |         |       |       | •      |       |               | •                 |              |                    |                  |      |              |           | •         | •                  |               |                | •                   | •                |     |     |                             |  |
|                           | Jason® membrane                |             |         |       |       | •      |       |               | •                 | •            | •                  |                  |      | •            |           | •         | •                  | •             | •              | •                   | •                | •   |     |                             |  |
|                           | collprotect® membrane          |             |         |       |       | •      |       |               | •                 | •            | •                  |                  |      |              |           | •         | •                  | •             | •              | •                   | •                | •   |     |                             |  |
|                           | mucoderm®                      |             |         |       |       | •      |       |               | •                 | •            | •                  |                  |      | •            |           | •         | •                  | •             |                | •                   | •                | •   |     |                             |  |
| Thommen Medical           | OSSIX® PLUS                    |             |         |       |       | •      |       |               | •                 |              |                    |                  |      |              |           | •         | •                  | •             | •              | •                   | •                | •   | •   |                             |  |
|                           | SMARTBRANE                     |             |         |       |       | •      |       |               | •                 | •            | •                  | •                | •    | •            | •         | •         | •                  | •             | •              | •                   | •                | •   |     |                             |  |
|                           | HYADENT BG                     | •           |         |       |       |        |       |               | •                 |              |                    |                  |      |              |           | •         | •                  | •             | •              | •                   | •                | •   |     |                             |  |
|                           | OSSIX® VOLUMAX                 |             |         |       |       | •      |       |               |                   |              |                    |                  |      |              |           |           |                    |               |                |                     |                  |     |     |                             |  |
| TRINON                    | Titan Mesh/Folie               |             |         | •     |       |        |       |               |                   | •            | •                  |                  |      | •            |           |           | •                  | •             | •              | •                   | •                | •   |     |                             |  |
|                           | Q-Mesh                         |             |         | •     |       |        |       |               |                   | •            |                    |                  |      | •            |           |           |                    |               |                |                     |                  |     | •   |                             |  |
| Zimmer Biomet             | OsseoGuard®                    |             |         |       | •     |        |       |               | •                 | •            | •                  |                  |      | •            |           | •         | •                  | •             | •              | •                   | •                | •   |     |                             |  |
|                           | OsseoGuard Flex®               |             |         |       | •     |        |       |               | •                 | •            | •                  |                  |      | •            |           | •         | •                  | •             | •              | •                   | •                | •   |     |                             |  |
|                           | CopiOs® Pericardium Membrane   |             |         |       | •     |        |       |               | •                 | •            | •                  |                  |      | •            | •         | •         | •                  | •             | •              | •                   | •                | •   |     |                             |  |
|                           | CopiOs® Extend Membrane        |             |         |       |       | •      |       |               | •                 | •            | •                  |                  |      |              |           | •         | •                  | •             | •              | •                   | •                | •   |     |                             |  |
|                           | Zimmer® Socket Repair Membran  |             |         |       | •     |        |       |               | •                 |              | •                  |                  |      |              |           | •         | •                  |               | •              | •                   |                  |     |     |                             |  |
|                           | BioMend®                       |             |         |       | •     |        |       |               | •                 | •            | •                  |                  |      | •            | •         | •         | •                  | •             | •              | •                   | •                | •   |     |                             |  |
|                           | BioMend Extend®                |             |         |       | •     |        |       |               | •                 | •            | •                  |                  |      | •            | •         | •         | •                  | •             | •              | •                   | •                | •   |     |                             |  |

Die Marktübersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. – Stand: Mai 2020