

Zirkongerüste ohne die üblichen Investitionen anbieten

Der Einstieg in die zukunftssträchtige Technologie des CAD/CAM-Systems bedeutet meist kräftige Investitionen. Elephant Dental will bei zirkonbasierter Vollkeramik hingegen einen ganz anderen Weg gehen. Mit seinem neuen System „CICERO CAD/CAM-Modellservice“ stellt Elephant eine besonders marktorientierte Lösung vor, die es erlaubt, Zirkon zu verarbeiten, ohne dafür in teure Geräte investieren zu müssen.

▶ Jens van der Stempel

Der Anstoß in der CAD/CAM-Vollkeramik, auf Dienstleistung statt auf Geräte zu setzen, kam von zahlreichen Elephant-Kunden, die erkannt haben, dass an Zirkon kaum ein Weg vorbeiführt. Aber die dafür notwendigen Investitionen sind für sehr viele Labore gerade in heutiger Zeit wirtschaftlich einfach nicht realisierbar. Um momentan konkurrenzfähig bleiben zu können, muss das Labor diese Technologie anbieten, kann sich die hohe Investition jedoch wirtschaftlich oft nicht leisten. CAD/CAM-Prozesse sind sehr rechenintensiv und verlangen hohe Computerleistungen. Das alles hat uns bewogen, den CICERO CAD/CAM-Modellservice als dienstleistungsorientierte Lösung für die zirkonbasierte Vollkeramik zu entwickeln.

lung des kompletten Modells in einer speziellen Transportbox. Bei Anruf bis 11.45 Uhr erfolgt die Abholung noch am gleichen Tag bis spätestens 17.00 Uhr.

Im Elephant Scannzentrum wird nun das Modell gescannt. Anschließend wird mit diesen Daten das Gerüst aus dem yttriumverstärktem Zirkonoxid gefräst und garantiert damit sehr hohe Stabilität, Ästhetik und Biokompatibilität.

Natürlich können vorher mit unseren technischen Beratern problemlos Sonderwünsche, individuelle Absprachen oder sonstige Vorgaben über die ebenfalls kostenlose Rufnummer 0800/6 72 54 32 vereinbart werden. Bundesweit garantiert – innerhalb von fünf Arbeitstagen ist das Modell mit den Gerüsten in der gleichen Transportbox dann wieder im Labor.

Wie funktioniert der neue Elephant CICERO CAD/CAM-Modellservice?

Der Zahnarzt beschleift mit den üblichen Kriterien für eine vollkeramische Versorgung, nimmt den Abdruck und das Labor erstellt das Modell. Über die kostenlose Faxnummer 0800/35 37 42 68 faxt der Kunde das vollständig ausgefüllte Bestellformular und wir veranlassen die Abho-

Vorteile für das Labor?

Wir bieten Zirkongerüste ohne die sonst üblichen Investitionen. Dadurch bleibt die Konkurrenzfähigkeit des Labors erhalten und dessen Liquidität unangetastet. In aller Ruhe kann die Entwicklung dieser Technologie im eigenen Labor abgewartet werden. Für ein Labor, das innerhalb von



Eine Hightech-Lösung mit Fünf-Jahre-proTaction-Vollgarantie.

kontakt:

Elephant Dental GmbH
Jens van der Stempel

Geschäftsführer
Tibarg 40

22459 Hamburg

Gratis-Tel.: 0800/8 65 55 37

Gratis-Fax: 0800/35 37 42 68

Technik-Hotline:

0 18 05/35 37 42 68 (0,12 €/Min)

E-Mail: hamburg@eledent.de

www.elephant-dental.com