

# Zendura<sup>®</sup>

Clear Aligner & Retainer Material

Jetzt bei Straumann!



Erprobte **Rissbeständigkeit** durch spezielle Materialrezeptur mit hoher Widerstandsfähigkeit\*



Geprüfter **Belastungswiderstand**, um Verformungen in jeder Behandlungsphase zu widerstehen\*



Getestete **Verfärbungsresistenz** zu Beginn wie auch am Ende der Behandlung durch eine hohe Farbstabilität\*



Unübersehbare **Klarheit** für eine „kristalline Klarheit“ in der Mundhöhle



Zendura<sup>®</sup>

- 125mm x .76mm Circle (SKU# 9156) for Ministar/Biostar/Druformat
  - 120mm x .76mm Circle (SKU# 9163) for Erkoform/Druformat
  - 125mm x .76mm Square (SKU# 9164) for Druformat & other vacuum thermoformers
- \* Sheet dimension SKU# is embossed on sealed edge of each sheet's foil bag.
- 20 sheets single packaged in moisture barrier foil pouch
  - Keep in dry / cool place
  - Important: Before use, heat sheet within 15 minutes

\*mehr Informationen zu den Quellen unter [straumanngroup.de/zendura](http://straumanngroup.de/zendura)

Jetzt bestellen auf  
[straumanngroup.de/zendura](http://straumanngroup.de/zendura)

**straumann**group