

Multimedia Konzept

Alles aus einer Hand

Dentale Behandlungseinheiten herzustellen, ist ein komplexer Vorgang. Um ein erstklassiges Produkt zu konstruieren, wird nicht nur das notwendige Gespür für die einzelnen Komponenten des Behandlungsplatzes benötigt, sondern auch für die sinnvolle und nützliche Ausrüstung. Das Dentalunternehmen Anthos baut seit Jahrzehnten erfolgreich Behandlungseinheiten für Zahnärzte. Das dabei verfolgte ganzheitliche Konzept umfasst auch die Entwicklung und Produktion von multimedialen Ergänzungsprodukten.

Autorin: Susann Luthardt, Leipzig

■ **Der Erfolg eines Produktes** am Markt hängt von vielen Faktoren ab. Neben hoher Qualität und moderner Technologie sind auch Aspekte wie Kundendienst und Service von entscheidender Bedeutung. Gerade dann, wenn ein Unternehmen Kunden in verschiedenen Ländern betreut.

Der Behandlungseinheiten-Hersteller Anthos beliefert Zahnärzte in ganz Europa. Ohne verlässliche Partner in den einzelnen Ländern könnte der hohe und

umfassende Service nicht gewährleistet werden. Denn der Kauf einer Behandlungseinheit ist mit größeren Investitionen verbunden, wobei es notwendig ist das Vertrauen des Kunden für das Produkt und den Hersteller zu gewinnen.

Anthos bietet seinen Kunden ein umfassendes Konzept, das neben qualitativ hochwertigen Produkten, Service und Beratung auch Innovationen im Bereich Multimedia beinhaltet. Damit können die Funktionen und Anwendungen einer Behandlungseinheit sinnvoll erweitert werden. Das hat den Vorteil, dass der Zahnarzt alles aus einer Hand beziehen kann und sich bei jeder Frage, rund um den Behandlungsplatz, immer direkt an den Hersteller Anthos oder dessen Vertriebspartner vor Ort wenden kann.

Das gilt im Besonderen für Produkte eines modernen und sensiblen Bereiches wie Multimedia. Denn hier ist viel technischer Sachverstand und Service notwendig, wobei das Innovations- und Qualitätspotenzial des Anthos Dental Imaging Sortiments für sich spricht.

Die Therapie visualisieren und dokumentieren

Kaum ein Zahnarzt arbeitet heute noch ohne eine intraorale Kamera. Die Anthos Cam ist in zwei Ausführungen verfügbar: Stand-Alone oder in der Behandlungseinheit integriert. Das Handstück, das beide Versionen aufweist, ist innovativ: Die Ausleuchtung erfolgt durch eine LED mit weißem Licht, das Handstück aus Titan ist extrem leicht, ergonomisch geformt und robust, da das Verbindungskabel nur elektrische Drähte enthält. Während der Anwendung erwärmt sich das Kamerahandstück nicht.

Die Anthos Cam II verfügt über einen Midwest-Anschluss und kann daher an mehreren Behandlungseinheiten, die für eine Kamera ausgerüstet sind, verwendet werden (analog zur Handhabung mit der Turbine oder dem Mikromotor).

Die intraorale Kamera ist in alle Anthos-Behandlungseinheiten integrierbar sowohl am Arzt- als auch am Hel-

Die Anthos Cam II ermöglicht Arzt und Patient Defekte genau betrachten zu können.



Einfaches Handling mit dem Anthos DSX Röntgengerät.



Anthos Image ermöglicht die optimale Verwaltung von Patientendaten.

