



SMEG THERMODESINFEKTOR GW 2050 H


KENNZIFFER 0941

Die Instrumentendesinfektion in der Zahnarztpraxis muss täglich hohen Hygienestandards gerecht werden und zu verlässigen Schutz vor Keimen bieten.

Der Smeg Thermodesinfektor GW 2050 H von Klinckmann Dental erfüllt diese Anforderungen in höchstem Maße und überrascht durch seinen guten Preis.

Das Gerät ist 450 x 600 x 850 mm groß und hat eine Gesamtpülfläche von 0,36 m². Im Inneren befinden sich zwei Spül-

ebenen mit sich drehenden Spülarmen. Der Spülraum und der Korpus sind aus rostfreiem und säurefestem Nickel-Chrom-Molybänstahl AISI 316L bzw. AISI 304. Der ThermoDesinfektor ist elektronisch programmiert und bietet acht verschiedene Reinigungs-Desinfektionsprogramme. Die Anzeige mit digitalem Display ermöglicht die Kontrolle des ablaufenden Zyklus mit Auskunft über die verbleibende Zeit und über die Temperatur mit ständiger Echtzeit-Anzeige des Wertes. Der Smeg ThermoDesinfektor GW 2050 H hat außerdem ein-



Smeg Thermodesinfektor GW 2050 H – Garant für hohen Hygienestandard.

nen eingebauten Wasserenthärter mit automatischer Volumenstromregenerierung und einen Dampfkondensator aus rostfreiem Stahl mit Schlauchpumpe für den Kondensatablauf. Sein „großer Bruder“, der GW3050HD, wird mit seinen Abmessungen und den 30 Programmen, davon 10 frei programmierbar, selbst höchsten Klinikanforderungen gerecht.

Diese Geräte sind neu auf dem deutschen Markt und im Vergleich zu anderen namhaften deutschen Markenherstellern bis zu 1.000 € günstiger im Preis.

KLINCKMANN DENTAL MEDICAL GMBH

Kurt-Schumacher-Str. 30
65232 Taunusstein
Tel.: 06 12/8 95 39-0
Fax: 06 12/8 97 80 18
E-Mail: info@klinckmann-dental.de
www.klinckmann-dental.de



MIKROZID AF

KENNZIFFER 0942

Mikrozid® ist bereits Synonym für die Flächendesinfektion. Ob klassisch als Sprühprodukt oder als Desinfektionstuch. Um deutlich werden zu lassen, dass Mikrozid® Präparate schon seit langem frei von Aldehyden sind, heißen sie ab sofort Mikrozid® AF. Außerdem erhält die gesamte Produktgruppe von Mikrozid® AF ein neues, modernes Design, was deutlich macht, dass es sich hierbei um eine

Produktfamilie mit gleicher Wirkstoffbasis handelt.

Eine repräsentative Umfrage in Dentalpraxen hat ergeben, dass die Mehrheit aldehydfreie Flächendesinfektionspräparate bevorzugt. Häufig wird Formaldehydfreiheit mit Aldehydfreiheit verwechselt, da vielfach Aldehyde (z.B. Glyoxal) nicht als solche erkannt werden.

Wer also sicher gehen will, dass das verwendete Präparat aldehydfrei ist, sollte nur Produkte verwenden, die entsprechend ausgelobt sind. Mit Schülke & Mayr-Präparaten



Mikrozid® AF – aldehydfreie Desinfektion.

sind Sie hier auf der sicheren Seite. Mikrozid® AF ist garantiert aldehydfrei und überall im Dental-Fachhandel erhältlich.

Mikrozid® AF Liquid gibt es in 250 ml Sprühflaschen, 1 l Flaschen, die mit einer zusätzlichen Handsprühpumpe versehen werden können, und in 10 l Kanistern. Mikrozid® AF Desinfektionstücher gibt es in Praxis-Spenderdosen mit 150 Tüchern im Format 14 x 18 cm und in der Jumbo-Ausführung in Dosen mit 200 Tüchern im Format 20 x 27 cm für große Flächen.

Wer also sicher gehen will, dass das verwendete Präparat aldehydfrei ist, sollte nur Produkte verwenden, die entsprechend ausgelobt sind. Mit Schülke & Mayr-Präparaten

SCHÜLKE & MAYR GMBH

22840 Norderstedt
Tel.: 0 40/5 21 00-6 66
Fax: 0 40/5 21 00-2 53
E-Mail: sabine.mueller@schuelke-mayr.com
www.schuelke-mayr.com



QUANTIM™ B VAKUUMAUTOKLAVEN

KENNZIFFER 0943

Neuer Vakuumautoklav mit fraktioniertem Vor- und Nachvakuum macht die Sterilisation zu einer einfachen und sicheren Sache.

Die Eigenschaften und Vorteile dieses Autoklaven erhöht die Effizienz der Sterilisation in der Praxis. Der QUANTIM B erfüllt die Anforderungen der prEN 13060, und ist für die Sterilisation von Hohlräumen als auch verpackten oder unverpackten po-



Mit dem QUANTIM B Vakuumautoklaven einfach und sicher sterilisieren.

rosen Gütern geeignet. Die Vakuumtrocknung bei geschlossener Tür sorgt für trockene und sterile Instrumente. Mit 16 oder 22 Liter Kammervolumen und diversen Einsätzen, bietet QUANTIM B Platz für eine Reihe von Beladungsarten.

SCICAN MEDTECH AG

Alpenstraße 16
CH-6300 Zug
Tel.: +41-41-727-7027
Fax: +41-41-727-7029
www.scican.com

* Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.