

**P GI-MASK AUTOMIX NEW FORMULA**

**KENNZIFFER 0912**

GI-MASK Automix New Formula wird für die präzise Erfassung des Zahnfleischverlaufs verwendet. Diese Zahnfleischmaske aus A-Silikon liefert alle Informationen für die exakte Gestaltung von Implantaten und metallkeramischen Gerüsten. Dank der verbesserten Schleiffähigkeit ist die Maske leicht schleif- und schneidbar, sie bietet außerdem eine hervorragende Elastizität und hohe Reißfestigkeit. Probleme, die während der Anfertigung auftraten, werden so eliminiert. Die GI-MASK Automix New Formula von Coltène/Whaledent ermöglicht ein



GI-MASK Automix New Formula Starter Kit.



GI-MASK Automix New Formula Refill Kit.

**COLTÈNE/WHALEDENT GMBH & CO. KG**

Raiffeisenstraße 30  
89129 Langenau  
Tel.: 0 73 45/8 05-0  
Fax: 0 73 45/8 05-2 01  
E-Mail: productinfo@coltenewhaledent.de  
[www.coltenewhaledent.de](http://www.coltenewhaledent.de)

einfaches Handling durch automatisches Mischen und direkte Applikation aus der Kartusche (1:1). Die kurze Abbindezeit von nur 7 min erlaubt die schnelle und leichte Herstellung von qualitativ hochwertigen Zahnfleischmasken. GI-MASK Automix New Formula hat eine naturgetreue Farbe und

wird in einer handlichen Kartusche geliefert. Zudem reduzieren die kleinen Mixing Tips den Materialverlust bis zu 60 % (im Vgl. zu herkömmlichen Mixing Tips). Deshalb ist die GI-MASK Automix New Formula Zahnfleischmaske kompromisslos in Funktion und Ästhetik.

ANZEIGE

**METASYS**

**THINK DIFFERENT**  
**WIR HABEN GUTE GRÜNDE, SIE ZU ÜBERZEUGEN**



ab **867,-€**

**NASS + TROCKENABSAUGUNG**

**IDS 2005**

**HYGIENE – KOMPRESSOREN – SAUGSYSTEME  
AMALGAM- UND GESAMTENTSORGUNG**

Besuchen Sie uns auf der IDS in Köln, Stand-Nr. 041, Halle 14.2, Gang R

[www.metasys.com](http://www.metasys.com)

1100002