



VERSA-LINK®

KENNZIFFER 0931

Sultan Chemists ist ein führender Hersteller von Hygiene- und oraltherapeutischen Produkten seit 1872. Versa-Link® ist das neue Porzellan Bonding und Reparatursystem des Unternehmens. Versa-Link® ist das einzige Produkt mit Siliziumwasserstoff in der Unidose-Verpackung, das zwei Jahre Haltbarkeit garantiert. Versa-Link® ist leicht zu handhaben und richtet sich an Kliniker, die die Effektivität von Siliziumwasserstoff zu schätzen wissen. Der Siliziumwasserstoff von Versa-Link® ist in hermetisch verschlossenen Glasampullen gelagert, die den Siliziumwasser-



• Versa-Link® von Sultan Chemists

stoff vor dem Einfluss von Luft und Licht schützen. Andere Verpackungssysteme, die wiederholt geöffnet und geschlossen werden, setzen den Siliziumwasserstoff Luft und Licht aus. Eine führende Universität bewertete Versa-Link® und fand heraus, dass es im Vergleich zu anderen Ma-

terialien, die in Plastikgefäßen oder Spritzen gelagert werden, einen statistisch und belegten, signifikanten Unterschied in der Haftfestigkeit aufweist. Nie wieder unzureichend beschichtete Restaurationen. Nie wieder unnötige Neupräparationen. Die Unidose-Verpackung dichtet Versa-Link® hermetisch ab und macht es so für zwei Jahre haltbar.

„Versa-Link® wurde gemeinsam mit Meinungsführern und Top Universitäten entwickelt“, sagte Dr. Clark Smith, Senior Vice President von Sultan Chemists. „Ein einmaliges Verpackungssystem kombiniert mit den besten Inhaltsstoffen bietet etwas, das so sonst nirgendwo und zu irgendeinem Preis zu erhalten ist.“ Versa-Link® ist über das weltweite Netzwerk von Sultan Chemists Fachhändlern zu beziehen.

SULTAN CHEMISTS INC.

Darmstädterstr. 7
64625 Bensheim

www.sultanchemists.com



AMELOGEN PLUS / ANATOMICAL SECTIONAL MATRIX / UNICORE

KENNZIFFER 0932

Eine moderne adhäsive Restaurationstechnik erfordert spezielle Materialien und Hilfsmittel, damit ihre Vorzüge voll zum Tragen kommen. Ultradent Products Inc., USA, ein Pionier der Adhäsivtechnik, bietet praxiserleichternde Neuheiten, welche es deutlich erleichtern, hochwertige Restaurationen zu erzielen:

Amelogen Plus ist ein Feinhybrid-Komposit für den Front- und Seitenzahnbereich. Es besticht durch hervorragende Verarbeitungseigenschaften – ideale Geschmeidigkeit, kein Wegfließen, kein Kleben. Blindtests mit Zahnärzten haben gezeigt: Amelogen Plus trifft in dieser Hinsicht die Wünsche der großen Mehrheit. Mit dem intuitiven Farbsystem ist das Erstellen natürlicher Restaurationen kein Problem. Die Darreichungsform ist optimiert. Dank einer weißen Innenauskleidung der Materialspritzen („Kleensleeve“) kann es keine versehentlichen schwarzen Splitter im Material bei der Ent-



• Amelogen Plus, in Drehspritzen oder Singles, klar beschriftet.



• UniCore: Quarzfaser-Wurzelstift, stabil, zahnfarbig, flexibel wie Dentin.

nahme mehr geben. Die Kreuzteilung an der Austrittsöffnung („QuadraSpense“) dient der Wirtschaftlichkeit: Sie ermöglicht es, mit dem Spatel kleinste Mengen zu entnehmen und den Rest wieder geschützt aufzubewahren. Die Spritzen tragen die Farbbezeichnung sowohl auf dem Zylinder als auch auf dem Stempelende. Natürlich gibt es Amelogen Plus auch in Singles – kleinen Portionskapseln, die in alle bekannten Applikatoren passen. Der Gramm-Preis des Materials ist überraschend niedrig; ein Vergleich lohnt sich!

Anatomical Sectional Matrix ist ein Teilmatrixen-System. Nur ein Universal-Federring ist nötig. Seine Enden sind so gestaltet, dass sie die Bänder gezielt und kraftvoll adaptieren. Die Federringe erfordern keine spezielle Zange, jede Kofferdam-Klammerzange ist geeignet.

Die Matrizenbänder selbst werden auch

schwierigen Kavitäten-Geometrien gerecht: Sie sind anatomisch vorgeformt, und zwei von ihnen entsprechen durch einen speziell ausgeformten Hals auch der subgingivalen Anatomie. So ist das Herstellen guter Kontaktpunkte und das Vermeiden von Überschüssen kein Problem.

UniCore ist ein Quarzfaser-Wurzelstift, der – adhäsiv befestigt – einen devitalen Zahn nicht nur aufbauen hilft, sondern echt stabilisiert. Zur Ausformung des Stiftbettes kommt nur ein Bohrer zum Einsatz. Dank konischer Stiftform ist nur ein geringer Abtrag von Dentin nötig. Der gleiche Bohrer kann auch bei einer eventuell nötigen Entfernung eines Stiftes eingesetzt werden.

Metallische Wurzelstifte sind zu starr, verglichen mit dem umgebenden Zahn; die Elastizität und Biegefestigkeit des UniCore hingegen entspricht praktisch dem Dentin, und so bildet der Stift mit Zahn, Befestigungs- und Aufbaukomposit zusammen einen stabilisierenden „Monoblock“, der einen spaltfreien und dauerhaften Aufbau verspricht.

Die zweckmäßige, farbcodierte Verpackung erleichtert die Auswahl und hilft Ordnung halten.

Amelogen Plus, Anatomical Sectional Matrix und UniCore erhalten Sie im autorisierten Dental-Depot.

ULTRADENT PRODUCTS

UP Dental GmbH
Am Westhover Berg 30
51149 Köln
Tel.: 0 22 03/35 92-0
Fax: 0 22 03/35 92-22
E-Mail: info@updental.de
www.updental.de

* Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.