

ENAMEL plus
HFO
TENDER

**OBN - OPALESCENT BLUE NATURAL
DIE NATÜRLICHE FARB-OPALESZENZ
IST EINZIGARTIG!**

So wie die Staubpartikel in der Luft die Farbe des Himmels von blau über Bernstein bis rot je nach Lichteinfall verändern, filtert der spezielle Füllstoff das Licht. Dies erzeugt die einzigartig natürliche OBN Farb-Opaleszenz aller Kompositrestaurationen mit ENAMEL plus HFO "TENDER".

Die TENDER Massen basieren auf dem bekannten ästhetischen Mikrohybrid System ENAMEL plus HFO. Diese unübertroffene Qualität und Ästhetik ist aus der restaurativen Zahnheilkunde bekannt.

Mit TENDER werden ästhetisch überzeugende Verblendungen und Veneers möglich, die auch höchste Anforderungen an Abrasionstestigkeit und Verbund übertreffen.



Perfekte Verbindung Metall-Komposit

Der Verbund zwischen Metall und Komposit ist dank „Temp Bonding“ sehr stabil.

Um eine perfekte Adhäsion zu erzielen, werden spezielle mechanische Retentionen verwendet.

**HFO TENDER - hohe lastische Dentinkörper
HFO - hochfester Schmelzkörper**



**Teleskopierender Zahnersatz
verblendet mit ENAMEL plus HFO TENDER**

- Primärcrönt
- Sekundärkrön
- aufgetragener Pastenopaker
- fertiggestellte Verblendung

Praktische Technik-Kurse
zur Veneer- und Verblendtechnik.
Fragen Sie uns nach Kursterminen
in Ihrer Nähe



LOSER & CO
für alle Zahnmedizinischen Produkte



BENZSTRASSE 1a, D-51381 LEVERKUSEN
TELEFON: 02171/706670, FAX: 02171/706666
email: info@loser.de



**HYGOPRINT
KENNZIFFER 0961**



Sterilgutverpackungen im Handumdrehen mit allen notwendigen Daten schnell und einfach kennzeichnen.

Konsequente Dokumentation ist die Grundlage zur Qualitätssicherung bei der Aufbereitung von Medizinprodukten. Sie gelingt effizienter, je einfacher und überschaubarer sie durchzuführen ist. Dürr Dental ist für seine pragmatischen Ideen zur Erleichterung des Alltags bekannt und bietet jetzt speziell zur Kennzeichnung von Sterilgut ein Etikettiersystem an, das durch seine durchdachte Anwendung überzeugt: Dürr Hygoprint.

Mit dem Dürr Hygoprint wird diese Arbeit erheblich erleichtert. Sterilgutverpackungen können damit im Handumdrehen eindeutig mit den erforderlichen Angaben versehen werden. Sterilisationsdatum, Haltbarkeitsdatum, Chargennummer oder Verantwortlicher sind standardisiert auf einem Etikett erfassbar. Jeder weiß z.B. sofort, wie lange die sterilen Instrumente eingesetzt werden können. Dank eines abgestimmten Sterilisationsprotokolls zur zentralen Chargendokumentation können die verwendeten Instrumente einfach rückverfolgt werden. Die Arbeitsschritte bei der Dokumentation werden deutlich vereinfacht und somit nicht mehr als lästige Verwaltungsarbeit empfunden. Praktischer geht es nicht.

Mit dem Hygoprint zeigt der Hygiene-Marktführer Dürr Dental erneut, dass auch grundlegende Hygienemaßnahmen in der Zahnarztpraxis mit durchdachten Lösungen optimiert werden können. Das Etikettiersystem wird zusammen mit zwei Rollen selbstklebender Etiketten ausgeliefert und ist ab sofort im Dentalfachhandel erhältlich.

DÜRR DENTAL GMBH & CO. KG

Dr. Carsten Barnowski
Höpfheimer Straße 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Tel.: 071 42/7 05-290
Fax: 071 42/7 05-430
E-Mail: barnowski.c@duerr.de
www.duerr.de

* Die Beiträge basieren auf den Angaben der Hersteller.