

P MIRIS®2

KENNZIFFER 0981

Mit dem neuen Kompositssystem Miris®2 stellt Coltène/Whaledent in Zusammenarbeit mit Dr. Didier Dietschi eine Weiterentwicklung ihres bisherigen Miris®-Systems vor. Mit Miris® wurde im Jahr 2001 ein völlig neuer Ansatz in der ästhetisch-restaurativen Zahnheilkunde gewählt. Unter dem Begriff „Natürliches Schichtungskon-

zept“ verbarg sich eine einfache Schichtungstechnik kombiniert mit einem einzigartigen Restaurations- und Farbsystem, das in puncto Ästhetik neue Maßstäbe setzte.



◀ Kompositssystem Miris®2

Jetzt erfährt Miris®2 durch eine Reihe von Optimierungen neuen Glanz, von denen Zahnärzte und Patienten gleichermaßen profitieren. Das Farbsortiment ist modifiziert, doch mit 13 Grundmassen nicht vergrößert worden. Die bisherigen sieben Dentinfarben wurden leicht aufgehellt und um eine superhelle Dentinfarbe ergänzt. Somit beinhaltet das komplette Sortiment acht Dentinmassen anstatt sieben, fünf Inzi-

salmassen anstatt sechs sowie vier Effektmassen. Aufgrund einer neuen Partikelgrößenverteilung lässt sich Miris®2 noch besser modellieren, um die Zahn-sanierung weiter zu vereinfachen. Doch Miris®2 steht besonders für die hochästhetische Füllungstherapie. Die neuen opalisierenden Zahnschmelzmassen von Miris®2 versprühen noch mehr Natürlichkeit und Vitalität und sorgen somit für verblüffende Resultate. Der einzigartige, aus Komposit bestehende, Miris®2-Farbschlüssel zwischen Dentin- und Schmelzproben, die beliebig ineinandergesteckt werden können, um eine ästhetisch optimale Farbbestimmung zu ermöglichen.

COLTÈNE/WHALEDENT

GMBH + CO. KG

Raiffeisenstraße 30
89129 Langenau
Tel.: 0 73 45/80 5-0
Fax: 0 73 45/80 5-2 01
E-Mail: productinfo@coltenewhaledent.de
www.coltenewhaledent.de

P TEMPOLINK® CLEAR

KENNZIFFER 0982

tempolink® clear ist ein eugenolfreier, provisorischer Befestigungszement auf Kunststoffbasis für die temporäre Einglie-

derung von provisorischen Restaurationen (Kronen, Brücken, Inlays und Onlays). Das farblose, transparente Material eignet sich insbesondere für den Einsatz im Frontzahnbereich. tempolink® clear bildet einen Film und erreicht eine sehr hohe Randspaltdichtigkeit. Das duale Härtesystem gewährleistet Flexibilität in der Verar-



◀ tempolink® clear für jede Anforderung die passende Formulierung.

beitung und eine sichere und zuverlässige Aushärtung. Zementüberschüsse lassen sich leicht von der temporären Restauration und dem präparierten Zahn entfernen. tempolink® clear ist antibakteriell, geruchs- und geschmacksneutral und wird in praktischen mini-mix Handkartuschen geliefert – für eine einfache, sparsame und hygienische Direktapplikation.

DETAX GMBH & CO. KG

Carl-Zeiss-Str. 4
76275 Ettlingen
Tel.: 0 72 43/5 10-0
Fax: 0 72 43/5 10-1 00
E-Mail: post@detax.de
www.detax.de

P STATIS

KENNZIFFER 0983

Mit über 40-jähriger Erfahrung im Vertrieb von dentalen Instrumenten und als Experte für Hygiene und Sterilisation hat SciCan in Zusammenarbeit mit den besten Ingenieuren in diesen Bereichen erstmals eigene Turbinen sowie Hand- und Winkelstücke entwickelt. Darüber hinaus hat das Porsche De-



◀ STATIS Instrumente von SciCan

sign Studio der Instrumentenserie STATIS™ seine unverwechselbare, avantgardistische Gestalt gegeben. Einzigartig in seiner Linienführung. Ergonomisch perfekt. Exklusiv für SciCan. Die SciCan STATIS™ Turbinen

gibt es mit zwei verschiedenen Kopfgrößen, einem Standard Kopfgehäuse und einen Miniaturkopf. Bei beiden Kopfgrößen ist es SciCan gelungen, die Bewegungsfreiheit in der Mundhöhle für den Zahnarzt weiter zu verbessern und den Marktführer mit den kleinsten Kopfgehäusen nochmals zu unterbieten – ohne Kompromisse in Leistung oder Laufruhe. Neu entwickelte Keramikugellager mit verbesserter

Reibkennzahl sind langlebiger und mit dem neuen STATCARE Pflegespray widerstandsfähiger gegen häufige Sterilisation! STATIS™ kommt mit einer 3-Jahres-Garantie (Statis 1.5L kommt mit einer 2-Jahres-Garantie).

SciCan führt zu Beginn sechs verschiedene STATIS™ Hand- und Winkelstücke ein. Vom Schnellläufer über verschiedene Reduzierwinkelstücke für z.B. Endodontie bis hin zu einem Prophylaxe-Winkelstück und den geradem Handstück deckt SciCan eine Vielzahl an Applikationen ab. Ein nahtloses Hygienekonzept aus einer Hand. Für die optimale Pflege der STATIS™ Instrumente sorgt das SciCan Wiederaufbereitungsprogramm mit HYDRIM, STATCARE und STATIM, mit denen man bereits neue Maßstäbe in Hygiene und Sterilisation gesetzt hat.

SCICAN GMBH

Kurzes Gelände 10
86156 Augsburg
Tel.: 08 21/56 74 56-0
Fax: 08 21/56 74 56-99
www.scican.com

* Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.